

## Końcówki kapilarne, 200 µl



Przeznaczone do nanoszenia próbek na żele (o szerokości studzienek odpowiednio: nr art. A-728204 – 0,6 mm, A-728205 – 0,4 mm, A-728206 – 0,2 mm) bądź do odzyskiwania próbek. Dostępne są końcówki kapilarne z płaskim zakończeniem oraz końcówki kapilarne z okrągłym zakończeniem o różnych średnicach. **Wszystkie końcówki kapilarne przedstawione poniżej są wolne od DNA, DNaz i RNaz.**

| Miniatura | Nr-art.  | Nazwa              | Pojemność                                            | Pakowane                                   |
|-----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | A-728204 | Końcówki kapilarne | 200 µl, z okrągłym zakończeniem 05, średnica 0,57 mm | w statywie (1 statyw zawierający 200 szt.) |
|           | A-728205 | Końcówki kapilarne | 200 µl, z płaskim zakończeniem 03, średnica 0,37 mm  | w statywie (1 statyw zawierający 200 szt.) |
|           | A-728206 | Końcówki kapilarne | 200 µl, z płaskim zakończeniem 01, średnica 0,17 mm  | w statywie (1 statyw zawierający 200 szt.) |

### Opis

Przeznaczone do nanoszenia próbek na żele (o szerokości studzienek odpowiednio: nr art. A-728204 – 0,6 mm, A-728205 – 0,4 mm, A-728206 – 0,2 mm) bądź do odzyskiwania próbek. Dostępne są końcówki kapilarne z płaskim zakończeniem oraz końcówki kapilarne z okrągłym zakończeniem o różnych średnicach. **Wszystkie końcówki kapilarne przedstawione poniżej są wolne od DNA, DNaz i RNaz.**

Końcówki pasujące do pipet:

**Biohit** (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl),  
**Brand** (Transferpette 20 (żółte), 50, 100 i 200 µl),  
**Eppendorf** (20 (żółte), 100 i 200 µl),  
**Finn** (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50 i 100 µl),  
**Gilson** (Pipetman P-20, P-100 i P-200),  
**Nichiryo** (200 µl),  
**Rainin** (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200),  
**Socorex** (100 i 200 µl).