



Pipety wielokanałowe o zmiennej objętości, Thermo Scientific, FinnpiPETTE F2

thermo**scientific**

Pipety wielokanałowe FinnpiPETTE F2 firmy Thermo Scientific są wyposażone w wyjątkowy mechanizm nastawiania objętości (AVG), odizolowany mechanicznie i termicznie od obudowy pipety, co zapewnia najwyższą precyzję i dokładność, nawet podczas długich serii pipetowań. FinnpiPETTE F2 posiadają duży i czytelny licznik nastawy pojemności Ergovisio. Wyposażone są w dwufunkcyjny przycisk pipetowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Na końcówki	Kolor	Nr producenta
	K-2500	Pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości, FinnpiPETTE F2	1-10 µl	Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro	różowy	4662000
	K-2501	Pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości, FinnpiPETTE F2	5-50 µl	Flex 200, 250	żółty	4662010
	K-2502	Pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości, FinnpiPETTE F2	10-100 µl	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.	żółty	4662020
	K-2503	Pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości, FinnpiPETTE F2	30-300 µl	Flex 300	pomarańczowy	4662030
	K-2504	Pipeta 12-kanałowa o zmiennej objętości, FinnpiPETTE F2	1-10 µl	Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro	różowy	4662040
	K-2505	Pipeta 12-kanałowa o zmiennej objętości, FinnpiPETTE F2	5-50 µl	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.	żółty	4662050
	K-2506	Pipeta 12-kanałowa o zmiennej objętości, FinnpiPETTE F2	10-100 µl	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.	żółty	4662060
	K-2507	Pipeta 12-kanałowa o zmiennej objętości, FinnpiPETTE F2	30-300 µl	Flex 300	pomarańczowy	4662070
	K-2508	Pipeta 16-kanałowa o zmiennej objętości, FinnpiPETTE F2	1-10 µl	20 micro, 50 micro	purpurowy	4662080
	K-2509	Pipeta 16-kanałowa o zmiennej objętości, FinnpiPETTE F2	5-50 µl	50 micro	turkusowy	4662090

Opis

Pipety wielokanałowe FinnpiPETTE F2 firmy Thermo Scientific są wyposażone w wyjątkowy mechanizm nastawiania objętości (AVG), odizolowany mechanicznie i termicznie od obudowy pipety, co zapewnia najwyższą precyzję i dokładność, nawet podczas długich serii pipetowań. FinnpiPETTE F2 posiadają duży i czytelny licznik nastawy pojemności Ergovisio. Wyposażone są w dwufunkcyjny przycisk pipetowania. Pipetowanie za pomocą FinnpiPETTE F2 jest płynne i nie wymaga wysiłku. W pipetach o poj. poniżej 50 µl znajduje się mechanizm Super Blow-Out, pozwalający na precyzyjne dozowanie nawet bardzo małych objętości. Mechanizm ustawiania pojemności jest skonstruowany w sposób uniemożliwiający przypadkową zmianę nastawy w

trakcie pipetowania. Całkowicie autoklawowalne. Każda pipeta dostarczana jest z certyfikatem kalibracji.