



Akcesoria do wyrzäsarek vortex Heavy Duty i Microplate - Ohaus



Szeroka oferta akcesoriów do wyrzäsarek typu vortex Heavy Duty i Microplate firmy Ohaus. Zwiększają wydajność, umożliwiają jednoczesne mieszanie wielu próbek. Dostępne uchwyty gumowe, nasadki na mikropłytki, wkłady piankowe na wiele rozmiarów próbek i inne naczynia laboratoryjne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Liczba miejsc	Nr producenta
	H-3421	Nasadka uniwersalna do probówek	-	1 miejsce	30400210
	H-3426	Uchwyt uniwersalny do wkładów piankowych	-	-	30400226
	H-3427	Pokrywa do uchwytu uniwersalnego	-	-	30400225
	H-3431	Wkład piankowy	probówki o poj. 0,5 ml	52 miejsc	30400216
	H-3432	Wkład piankowy	probówki o poj. 1,5-2,0 ml	38 miejsc	30400217
	H-3433	Wkład piankowy	probówki o śr. 12-13 mm	34 miejsc	30400220
	H-3434	Wkład piankowy	probówki o śr. 15-18 mm	20 miejsc	30400221
	H-3435	Wkład piankowy	probówki o śr. 19-21 mm	18 miejsc	30400222
	H-3436	Wkład piankowy	probówki o śr. 22-25 mm	13 miejsc	30400223
	H-3437	Wkład piankowy	probówek o śr. 26-29 mm	4 miejsca	30400224
	H-3439	Wkład piankowy bez otworów	-	-	30400209
	H-3441	Nasadka	mikropłytki	1 miejsce	30400215
	H-3442	Nasadka	mikropłytki	2 miejsca	30400213
	H-3443	Nasadka	mikropłytki	4 miejsca	30400214
	H-3444	Nasadka do piętrowania	mikropłytki	4 miejsca	30400212
	H-3452	Uchwyt gumowy	kolby Erlenmeyera o poj. 125 i 250 ml	1 miejsce	30400218
	H-3453	Uchwyt gumowy	kolby Erlenmeyera o poj. 500 i 1000 ml	1 miejsce	30400211

Opis

Do wytrząsarek typu [vortex Heavy Duty i Microplate](#) przygotowano bogatą gamę dodatkowych akcesoriów usprawniających pracę.

Dla urządzeń **Heavy Duty** producent oferuje wkłady piankowe w wariantach: do samodzielnego przygotowania otworów (H-3439) lub z fabrycznie przygotowanymi otworami o średnicach od 5 mm do 29 mm. Aby użyć wkładów piankowych konieczny jest zakup uchwytu uniwersalnego (H-3426), w którym trzeba je umieścić. Dla dodatkowego zabezpieczenia probówek we wkładzie, można go zamknąć montując pokrywę (H-3427) na uchwycie uniwersalnym (H-3426).

Urządzenie można wyposażyć dodatkowo w nasadkę uniwersalną do probówki (H-3421) lub dwa warianty uchwytów gumowych na kolby Erlenmeyera.

Mikro płytki można wytrząsać w uchwytach na mikro płytki dopasowanych do 1 szt., 2 szt. lub 4 szt. Aby zmaksymalizować pojemność urządzenia Heavy Duty, istnieje **możliwość wytrząsania do 8 mikro płytek** jednocześnie. Uwaga: wówczas należy na nasadce do 4 mikro płytek (H-3443) umieścić kolejną nasadkę na 4 płytki (nasadkę do piętrowania H-3444) tworząc dwupoziomową instalację. Wszystkie uchwyty do mikro płytek są przeznaczone do mikro płytek z bocznymi ramkami i płytek z głębokimi dołkami typu DeepWell.

Akcesoria Ohaus przeznaczone dla urządzeń **Microplate** to: nasadka uniwersalna do probówek (H-3421), uchwyty na mikro płytki – pojedynczy (H-3441) lub podwójny (H-3442).