



Filtry Safe-Cone do pipet Sartorius Biohit

SARTORIUS

Wymienne filtry do pipet Sartorius Biohit, wykonane z polietylenu. Tworzą ostateczną barierę przeciwdziałającą zanieczyszczeniu wnętrza pipety pipetowaną cieczą bądź jej parami. Filtry należy wymieniać raz dziennie (lub co 50 do 250 pipetowań) oraz niezwłocznie w przypadku jego zwilżenia. Aby zapewnić maksymalną ochronę przed kontaminacją, należy wymieniać filtry za pomocą pęsety, a przed każdym założeniem filtra oczyścić stożek pipety za pomocą 70% etanolu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Nr producenta	Szt./Op.
	K-9545	Filtry Safe-Cone Standard do pipet Sartorius Biohit	2,51 mm	721008	50 szt.
	K-9546	Filtry Safe-Cone Standard do pipet Sartorius Biohit	3,15 mm	721007	50 szt.
	K-9547	Filtry Safe-Cone Standard do pipet Sartorius Biohit	5,33 mm	721006	50 szt.
	K-9548	Filtry Safe-Cone Standard do pipet Sartorius Biohit	6,73 mm	721005	50 szt.
	K-9549	Filtry Safe-Cone Standard do pipet Sartorius Biohit	1,83 mm	721014	50 szt.
	K-9550	Filtry Safe-Cone Plus do pipet Sartorius Biohit	2,51 mm	721018	50 szt.
	K-9551	Filtry Safe-Cone Plus do pipet Sartorius Biohit	3,15 mm	721017	50 szt.
	K-9552	Filtry Safe-Cone Plus do pipet Sartorius Biohit	5,33 mm	721016	50 szt.
	K-9553	Filtry Safe-Cone Plus do pipet Sartorius Biohit	6,73 mm	721015	50 szt.

Opis

Wymienne filtry do pipet Sartorius Biohit, wykonane z polietylenu. Tworzą ostateczną barierę przeciwdziałającą zanieczyszczeniu wnętrza pipety pipetowaną cieczą bądź jej parami. Filtry należy wymieniać raz dziennie (lub co 50 do 250 pipetowań) oraz niezwłocznie w przypadku jego zwilżenia. Aby zapewnić maksymalną ochronę przed kontaminacją, należy wymieniać filtry za pomocą pęsety, a przed każdym założeniem filtra oczyścić stożek pipety za pomocą 70% etanolu.

Filtry Safe-Cone Standard nadają się do typowych zastosowań w laboratorium, zaś filtry Safe-Cone Plus samouszczelniają się na trzonie pipety i nadają się szczególnie do pracy z substancjami radioaktywnymi, w hodowlach komórkowych i mikrobiologicznych oraz biologii molekularnej.

[Tabela kompatybilności filtrów Safe-Cone z pipetami Sartorius Biohit – tutaj.](#)