



Akcesoria do młynków Tube Mill control



Akcesoria do młynków analitycznych Tube Mill control z wymiennymi komorami mielenia. Do wyboru komory wielorazowe lub jednorazowe (z różnymi wariantami bijaków), pokrywy do komór a także zestaw naprawczy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Pojemność	Nr producenta	Szt./Op.
	K-4380	Jednorazowe komory mielenia MT 40.10	Tube Mill control, Tube Mill 100 control	40 ml	0004425000	10 szt.
	K-4381	Jednorazowe komory mielenia MT 40.100	Tube Mill control, Tube Mill 100 control	40 ml	0020001173	100 szt.
	K-4382	Jednorazowe komory mielenia MT 40.10 - sterylne	Tube Mill control, Tube Mill 100 control	40 ml	0020001984	10 szt.
	K-4384	Jednorazowe komory mielenia z wygiętym bijakiem MT 40P.10	Tube Mill control, Tube Mill 100 control	40 ml	0020017838	10 szt.
	K-4385	Jednorazowe komory mielenia z wygiętym bijakiem MT 40P.100	Tube Mill control, Tube Mill 100 control	40 ml	0020011531	100 szt.
	K-4391	Komory mielenia z bijakiem tytanowym MTT 40.10	Tube Mill control, Tube Mill 100 control	40 ml	0020015380	10 szt.
	K-4389	Wielorazowa komora mielenia MMT 40.1 w zestawie z uszczelkami, bijakami, sprzęgłami	Tube Mill control, Tube Mill 100 control	40 ml	0020003165	1 szt.
	K-4394	Pokrywy MTC 40.100 do jednorazowych komór do mielenia	Tube Mill control, Tube Mill 100 control	-	0020001182	100 szt.
	K-4393	Zestaw naprawczy dla MMT 40.1 / MMT 100.1	Wielorazowe komory mielenia MMT 40.1 / MMT 100.1	-	0020003378	1 szt.
	K-4386	Jednorazowe komory mielenia MT 100.10	Tube Mill 100 control	100 ml	0020008386	10 szt.
	K-4388	Jednorazowe komory mielenia MT 100.50	Tube Mill 100 control	100 ml	0020006984	50 szt.
	K-4387	Jednorazowe komory mielenia MT 100.10 - sterylne	Tube Mill 100 control	100 ml	0020012571	10 szt.
	K-4392	Komory mielenia z bijakiem tytanowym MTT 100.10	Tube Mill 100 control	100 ml	0020019576	10 szt.
	K-4390	Wielorazowa komora mielenia MMT 100.1 w zestawie z uszczelkami, bijakami, sprzęgłami	Tube Mill 100 control	100 ml	0020016315	1 szt.

Opis

Akcesoria do młynków Tube Mill control

Części zużywalne oraz zamiennie do urządzeń Tube Mill control – młynków wsadowych do mielenia miękkich, włóknistych, kruchych oraz twardych materiałów (twardość w skali Mohsa do 5). Pojemniki do mielenia zaprojektowano do przetwarzania suchych próbek stałych, jednak używając suchego lodu, zakres zastosowań można również rozszerzyć na próbki wilgotne i lepkoplastyczne. Kawałki rozdrabnianej próbki nie mogą być większe niż 1 cm³. Pojemników nie wolno używać do próbek ciekłych.

Oferowane wyposażenie do młynków IKA Tube Mill control

Do młynków Tube Mill control zaprojektowano szeroką gamę akcesoriów jedno i wielorazowego użytku, również w wersji sterylnej. Do wyboru komory wielorazowe lub jednorazowe (z różnymi wariantami bijaków), pokrywy do komór a także zestaw naprawczy.

- **Jednorazowe komory mielenia** ze zintegrowanymi łopatkami ze stali nierdzewnej (AISI 301). O pojemności użytkowej 40 ml lub 100 ml. Chronią przed zanieczyszczeniem krzyżowym próbek. Mogą być jednocześnie doskonałymi pojemnikami do przechowywania. Minimalizują zagrożenie dla zdrowia spowodowane pyłem unoszącym się nad próbką. Przezroczysta komora mielenia umożliwia bieżącą obserwację próbki. Oferowane w dwóch wariantach wielkości opakowania (dla pojemności 40 ml – 10 szt. lub 100 sztuk, natomiast dla pojemności 100 ml – 10 szt. lub 50 sztuk).
- Sterylne jednorazowe komory mielenia o pojemności użytkowej 40 ml lub 100 ml. Z przezroczystą komorą mielenia wykonaną z PP oraz z bijakiem ze stali nierdzewnej (AISI 301). Pakowane po 10 szt.
- **Jednorazowe komory mielenia z zakrzywionymi łopatkami** (kąt 45°). O pojemności użytkowej 40 ml. Szczególnie odpowiednie do mielenia drobnych proszków. Komora mieląca przezroczysta wykonana jest z PP, natomiast bijak ze stali nierdzewnej (AISI 301). Produkt oferowany w dwóch wariantach wielkości opakowania (po 10 szt. lub 100 sztuk).
- **Jednorazowe komory mielenia z tytanowym ubijakiem** przeznaczone dla próbek do analizy metali ciężkich. O pojemności użytkowej 40 ml lub 100 ml. Komory wykonano z przezroczystego polipropylenu, co pozwala na ciągłą obserwację próbki. Materiał bijaka to tytan. Opakowanie zawiera 10 szt.
- **Komory mielące wielokrotnego użytku** do stosowania w Tube Mill i Tube Mill 100. O pojemności użytkowej 40 ml lub 100 ml. Komora mielenia i pokrywa wykonane z poliamidu (PA). Od wewnątrz pokryte są stalą nierdzewną AISI 316L. Materiał bijaka to stal nierdzewna AISI 301. Komory są trwałe i przyjazne dla środowiska. Po użyciu można je myć w zmywarce. Opakowanie zawiera dodatkowo zestaw części zamiennych: 25 uszczelek, 5 bijaków oraz 5 sprzęgieł.
- **Zestaw naprawczy** zawiera 100 uszczelek, 10 bijaków oraz 10 sprzęgieł do samodzielnej wymiany zarówno w młynkach w IKA Tube Mill control, a także Tube Mill 100 control.
- **Pokrywy do jednorazowych komór mielących** do komór o pojemności 40 ml, a także 100 ml. Pakowane po 100 sztuk.