



## Bloki grzewcze Heat-On™ Heidolph



Bloki grzewcze Heat-On™ do mieszadeł magnetycznych Heidolph przeznaczone do kolb o różnych pojemności – od 100 ml do 5000 ml. Zapewniają efektywne i bezpieczne podgrzewanie cieczy.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                     | Do kolb o poj. | Przeznaczenie                  | Nr producenta |
|-----------|---------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
|           | H-6401  | Blok grzewczy Heat-On™ do kolb 3-szyjnych | 100 ml         | mieszadła magnetyczne Heidolph | 505-80066-00  |
|           | H-6402  | Blok grzewczy Heat-On™                    | 250 ml         | mieszadła magnetyczne Heidolph | 505-80067-00  |
|           | H-6403  | Blok grzewczy Heat-On™ do kolb 3-szyjnych | 250 ml         | mieszadła magnetyczne Heidolph | 505-80067-01  |
|           | H-6404  | Blok grzewczy Heat-On™                    | 500 ml         | mieszadła magnetyczne Heidolph | 505-80069-00  |
|           | H-6405  | Blok grzewczy Heat-On™                    | 1000 ml        | mieszadła magnetyczne Heidolph | 505-80071-00  |
|           | H-6406  | Blok grzewczy Heat-On™                    | 2000 ml        | mieszadła magnetyczne Heidolph | 505-80073-00  |
|           | H-6407  | Blok grzewczy Heat-On™                    | 3000 ml        | mieszadła magnetyczne Heidolph | 505-80075-00  |
|           | H-6408  | Blok grzewczy Heat-On™                    | 4000 ml        | mieszadła magnetyczne Heidolph | 505-80078-00  |
|           | H-6409  | Blok grzewczy Heat-On™                    | 5000 ml        | mieszadła magnetyczne Heidolph | 505-80076-00  |

### Opis

Bloki grzewcze Heat-On™ do mieszadeł magnetycznych Heidolph gwarantują precyzyjne i równomierne podgrzewanie roztworów w laboratoriach.

Modele są dostępne do kolb w różnych pojemnościach: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml oraz 5000 ml, a także w wersjach do kolb trójszyjnych o pojemności 100 ml i 250 ml.

Maksymalna temperatura ciągłego użytkowania wynosi 260 °C. Bloki grzewcze wykonano z materiałów o wysokiej jakości, co zapewnia ich trwałość i niezawodność.