



Bloki aluminiowe AluBlocks™ do mieszadeł magnetycznych



Bloki AluBlocks™ firmy Velp przeznaczone do mieszadeł magnetycznych. Do wyboru bloki MonoAluBlock™ odpowiednie do mieszania cieczy w wielu jednakowych probówkach jednocześnie. Dostępne również adaptory MultiAluBlocks™ przydatne w przypadku potrzeby użycia probówek o różnych rozmiarach. Bloki MultiAluBlocks™ to niewielkich rozmiarów segmenty, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach. Adaptory pomieszczą od 1 do 40 probówek o pojemności 2-40 ml w zależności od wariantu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na probówkę	Śr. otworów	Gł. otworów	Przeznaczenie	Nr producenta
	B-8440	Blok aluminiowy MonoAluBlock™	17 miejsc	40 ml	28 mm	43 mm	mieszadła magnetyczne	A00000340
	B-8441	Blok aluminiowy MonoAluBlock™	17 miejsc	30 ml	28 mm	30 mm	mieszadła magnetyczne	A00000339
	B-8442	Blok aluminiowy MonoAluBlock™	17 miejsc	20 ml	28 mm	30 mm	mieszadła magnetyczne	A00000338
	B-8443	Blok aluminiowy MonoAluBlock™	40 miejsc	2 ml	12 mm	14 mm	mieszadła magnetyczne	A00000341
	B-8450	Blok aluminiowy MultiAluBlock™	4 miejsca	40 ml	28 mm	43 mm	mieszadła magnetyczne	A00000324
	B-8451	Blok aluminiowy MultiAluBlock™	4 miejsca	30 ml	28 mm	30 mm	mieszadła magnetyczne	A00000325
	B-8452	Blok aluminiowy MultiAluBlock™	4 miejsca	20 ml	28 mm	24 mm	mieszadła magnetyczne	A00000326
	B-8453	Blok aluminiowy MultiAluBlock™	4 miejsca	16 ml	21 mm	31 mm	mieszadła magnetyczne	A00000327
	B-8454	Blok aluminiowy MultiAluBlock™	8 miejsc	8 ml	17 mm	26 mm	mieszadła magnetyczne	A00000328
	B-8455	Blok aluminiowy MultiAluBlock™	11 miejsc	4 ml	15 mm	20 mm	mieszadła magnetyczne	A00000329
	B-8456	Blok aluminiowy MultiAluBlock™	11 miejsc	2 ml	12 mm	14 mm	mieszadła magnetyczne	A00000337
	B-8457	Blok aluminiowy MultiAluBlock™	1 miejsce	-	-	-	mieszadła magnetyczne	A00000323

Opis

Bloki AluBlocks™ firmy Velp dopasowane do mieszadeł magnetycznych.

Do wyboru bloki:

- MonoAluBlock™ - umożliwiające mieszanie cieczy w wielu probówkach o takich samych wymiarach,
- MultiAluBlocks™ - niewielkie segmenty bloków, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach, w celu umieszczenia na mieszadle różnego rodzaju probówek jednocześnie.

Bloki mieszczą od 1 do 40 probówek o pojemności 2-40 ml w zależności od wariantu.