

Zestawy Protino® 96



Zestawy Protino® 96 - gotowe do użycia, pakowane pojedynczo płytki 96-stanowiskowe, wypełnione żywicą Protino® Ni-IDA. Pozwalają na oczyszczenie białek His-Tag z najwyższą wydajnością. Jako grupy chelatujące wykorzystano tu IDA (reszty kwasu iminodiocetowego) posiadające trzy miejsca wiązania.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Liczba izolacji | Szt./Op. |
|-----------|----------|--------------------------|-----------------|----------|
| | 745300.1 | Protino® Multi-96 Ni-IDA | 1 x 96 izolacji | 1 zestaw |
| | 745300.4 | Protino® Multi-96 Ni-IDA | 4 x 96 izolacji | 1 zestaw |

Opis

Zestawy Protino® 96 - gotowe do użycia, pakowane pojedynczo płytki 96-stanowiskowe, wypełnione żywicą Protino® Ni-IDA. Pozwalają na oczyszczenie białek His-Tag z najwyższą wydajnością. Jako grupy chelatujące wykorzystano tu IDA (reszty kwasu iminodiocetowego) posiadające trzy miejsca wiązania. Umożliwia to oczyszczanie białek z wysoką wydajnością nawet z rozcieńczonych próbek i uzyskiwanie wysokich stężeń białka. Oddziaływania niespecyficzne są zminimalizowane w porównaniu do matryc IMAC. Żywicę Protino® Ni-IDA można przechowywać w temperaturze pokojowej. Zestaw zawiera bufory.