



## Pipety jednokanałowe Eppendorf Research® plus BASIC, regulowana pojemność

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Mechaniczne pipety jednokanałowe Eppendorf Research® plus BASIC oferują zmienną pojemność w zakresie od 0,1-2,5 µl do 1-10 ml. Pipety są regulowane w prosty sposób za pomocą 3 przycisków – jeden do wyboru objętości, jeden do pipetowania i jeden do wyrzutu końcówki. Są w pełni autoklawowalne. Kod barwny użyty w ich oznaczeniu pozwala na szybkie rozróżnienie zakresu danego urządzenia.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                       | Pojemność     | Kod barwny   | Nr producenta |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|    | K-5181  | Pipeta Research® plus BASIC | 0,1-2,5 µl    | ciemnoszary  | 3123 000.217  |
|   | K-5182  | Pipeta Research® plus BASIC | 0,5-10 µl     | szary        | 3123 000.225  |
|  | K-5183  | Pipeta Research® plus BASIC | 2-20 µl       | jasnoszary   | 3123 000.292  |
|  | K-5184  | Pipeta Research® plus BASIC | 2-20 µl       | żółty        | 3123 000.233  |
|  | K-5185  | Pipeta Research® plus BASIC | 10-100 µl     | żółty        | 3123 000.241  |
|  | K-5186  | Pipeta Research® plus BASIC | 20-200 µl     | żółty        | 3123 000.250  |
|  | K-5187  | Pipeta Research® plus BASIC | 30-300 µl     | pomarańczowy | 3123 000.306  |
|  | K-5188  | Pipeta Research® plus BASIC | 100-1000 µl   | niebieski    | 3123 000.268  |
|  | K-5189  | Pipeta Research® plus BASIC | 250-2500 µl   | czerwony     | 3123 000.349  |
|  | K-5190  | Pipeta Research® plus BASIC | 500-5000 µl   | fioletowy    | 3123 000.276  |
|  | K-5191  | Pipeta Research® plus BASIC | 1000-10000 µl | turkusowy    | 3123 000.284  |

### Opis

**Pipety Eppendorf Research® plus BASIC** to jednokanałowe urządzenia z poduszką powietrzną, zaprojektowaną z myślą o precyzyjnym, ergonomicznym i bezpiecznym pipetowaniu roztworów wodnych. Dzięki lekkiej konstrukcji i zastosowaniu koncepcji Eppendorf PhysioCare Concept®, zapewniają komfort codziennej pracy. **Są to pipety o regulowanej pojemności, w zakresie od 0,1-2,5 µl do 1-10 ml.**

Są wyposażone w trzy intuicyjne przyciski – do wyboru objętości, pipetowania i wyrzutu końcówki – co pozwala na łatwą i szybką obsługę nawet w warunkach intensywnego użytkowania. Sprężynujący stożek końcowy w modelach o objętości do 1 ml znacząco redukuje siły mocowania końcówek, zwiększając wygodę użytkowania.

Pipeta umożliwia szybką korektę regulacji podczas pracy z cieczami trudnymi do pipetowania (np. etanol) lub w warunkach ekstremalnych, jak duże wysokości nad poziomem morza, bez konieczności ponownej kalibracji po powrocie do ustawień fabrycznych. **Autoklawowalność całej pipety lub wyłącznie jej dolnej części** pozwala na dopasowanie procesu dekontaminacji do konkretnego zastosowania.

Wysokiej jakości materiały gwarantują odporność na promieniowanie UV oraz działanie substancji chemicznych, a dostępne dolne części specjalistyczne umożliwiają pracę z agresywnymi chemikaliami.

Seria Research® plus jest zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju – pipety i kompatybilne [końcówki epT.I.P.S.®](#) oznaczone są certyfikatem ACT® (My Green Lab), co pozwala na świadomy wybór produktów przyjaznych dla środowiska.

### **Firma Eppendorf, a tym samym BIONOVO jako autoryzowany dystrybutor, wprowadziła promocję czasową na pipety w wersji BASIC.**

Co odróżnia promocję BASIC od standardowej wersji?

#### **Research® plus BASIC - promocja dla użytkowników posiadających końcówki:**

W tej wersji dostępna jest pipeta Eppendorf Research® plus bez zestawu startowego końcówek. To idealna opcja dla laboratoriów, które już dysponują kompatybilnymi tipsami.

#### **Research® plus - ze startowym zestawem końcówek:**

Ten wariant zawiera pipetę Eppendorf Research® plus wraz z zestawem kompatybilnych końcówek, w przypadku **pipet o poj. do 1 ml dołączane są epT.I.P.S.® Box 2.0** z 96 końcówkami do pipet, a do pozostałych pipet:

- o pojemności do 2,5 ml – 10 końcówek 2,5 ml
- o pojemności 5 ml – 10 końcówek 5 ml
- o pojemności 10 ml – 10 końcówek 10 ml.

W obu przypadkach w dostawie zawarte są: smar do pipet, instrukcja obsługi, certyfikat jakości, narzędzie do regulacji, pierścień blokujący lub filtr ochronny.