



Rotory do wirówki SpinPro[®] 6 R

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Rotory ID do wirówki Eppendorf SpinPro[®] 6 R umożliwiają wirowanie różnych objętości – od butelek i probówek stożkowych po probówki 1,5/2 ml, z naciskiem na wygodę użytkownika, bezpieczeństwo i wysoką przepustowość. W zależności od aplikacji dostępne są rotory stałokątne (fixed-angle) o dużej pojemności oraz rotor wahadłowy (swing-out) z uniwersalnymi koszami i adapterami. Każdy rotor jest wyposażony w RFID do natychmiastowego rozpoznania, a system QuickLock[®] Pro pozwala szybko i wygodnie obsługiwać pokrywę jedną ręką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Maks. przyspieszenie	Liczba miejsc	Obr./min	Pojemność	Nr producenta
	K-9354	rotor-fa%e2%80%916x250-id	do wirówki SpinPro 6 R	10000 x g	6 miejsc	7535	6 x 250 ml	5595 705.003
	K-9355	rotor-fa%e2%80%9110x50-id	do wirówki SpinPro 6 R	15000 x g	10 miejsc	9620	10 x 50 ml	5595 703.002
	K-9356	rotor-fa%e2%80%9130x2-id	do wirówki SpinPro 6 R	20000 x g	30 miejsc	13500	30 x 2 ml	5595 707.005
	K-9357	rotor-fa%e2%80%9148x2-id	do wirówki SpinPro 6 R	20000 x g	48 miejsc	13500	48 x 2 ml	5595 709.005
	K-9358	Rotor S-2xUniversal ID	do wirówki SpinPro 6 R	4300 x g	2 miejsca	4660	2 x 1 l	5595 700.001

Opis

Rotory ID do wirówki Eppendorf SpinPro[®] 6 R to akcesoria, które umożliwiają skonfigurowanie narzędzia dopasowanego do konkretnych protokołów – od rutynowych wirowań po intensywne procesy wysokoprzepustowe. Ułatwiają pracę z różnymi objętościami, skracają czynności między cyklami i wspierają bezpieczną, uporządkowaną eksploatację.

Elastyczna konfiguracja Rotorów wirówki Eppendorf SpinPro[®] 6 R

Rotory ID do wirówki Eppendorf SpinPro[®] 6 R tworzą spójną grupę akcesoriów, która pozwala dopasować konfigurację urządzenia do szerokiego zakresu naczyń i zastosowań – **od butelek (o poj. 1 l, 750 ml, 500 ml lub 250 ml) i probówek stożkowych (o poj. od 5 do 50 ml) po probówki 1,5/2 ml**. Zostały zaprojektowane z myślą o laboratoriach, w których liczy się wysoka przepustowość, bezpieczeństwo pracy oraz szybka, powtarzalna obsługa w codziennych protokołach.

Dwa typy rotorów

W zależności od aplikacji dostępne są dwa rodzaje rotorów:

- **rotor wahadłowy (swing-out)**, S-2xUniversal ID, wykorzystuje uniwersalne kosze i adaptery, dzięki czemu umożliwia pracę z różnymi formatami naczyń – od butelek, przez probówki, aż po płytki – bez konieczności zmiany całej koncepcji wyposażenia,

- **rotory stałokątne (fixed-angle)** o dużej pojemności są przeznaczone do intensywnych procesów, gdy priorytetem jest maksymalna liczba próbek w jednym cyklu oraz wysoka wydajność wirowania.

Ergonomia pracy: QuickLock® Pro

Rotory ID są nastawione na usprawnienie pracy między cyklami. System QuickLock® Pro umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie pokrywy rotora jedną ręką, co skraca czas obsługi, ogranicza zbędne czynności i ułatwia pracę w rutynie.

Bezpieczeństwo i kontrola eksploatacji: RFID

Każdy rotor wyposażono w RFID, który zapewnia natychmiastowe rozpoznanie rotora przez wirówkę. W praktyce wspiera to uporządkowaną, bezpieczną eksploatację i pomaga utrzymać spójność pracy w laboratoriach o wysokich wymaganiach jakościowych i proceduralnych. **Dostępne adaptery znajdują się w zakładce Pliki do pobrania (pliki Karta katalogowa - Rotor). W przypadku chęci zakupu wirówki wraz z rotorem i akcesoriami, przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę, prosimy o kontakt: oferty@bionovo.pl.**

Dane techniczne

Parametr	Rotor S-2xUniversal ID	Rotor FA-6x250 ID	Rotor FA-10x50 ID	Rotor FA-30x2 ID	Rotor FA-48x2 ID
Maks. RCF	4300 × g	10 000 × g	15 000 × g	20 000 × g	20 000 × g
Pojemność maks.	2 × 1,0 l	6 × 250 ml	10 × 50 ml	30 × 2 ml	48 × 2 ml
Typ rotora	rotor z wychylnymi koszami	rotor stałokątowy	rotor stałokątowy	rotor stałokątowy	rotor stałokątowy
Kąt otworu	–	30°	45°	45°	45°
Aerozoloszczelność	–	tak	tak	tak	tak