



Pipety jednokanałowe Transferpette[®] pro o zmiennej pojemności



Pipety Transferpette[®] pro Brand są przeznaczone do precyzyjnego dozowania cieczy. Są dostępne w zakresie objętości od 0,1-1 µl do 1000-10000 µl. Wyposażono je w blokadę ustawionej objętości, zabezpieczenie mechanizmu nastawy oraz funkcję obsługi jedną ręką. Pipety są w pełni autoklawowalne w 121°C i mają funkcję tymczasowej regulacji, która pozwala dopasować nastawę do konkretnych warunków pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kod barwny	Pojemność	Krok co	Typ końcówki	Nr producenta
	K-2301	Pipeta Transferpette [®] pro	szary	0,1-1 µl	0,001 µl	0,1 - 20	706868
	K-2302	Pipeta Transferpette [®] pro	szary	0,1-2,5 µl	0,002 µl	0,5 - 20	706869
	K-2303	Pipeta Transferpette [®] pro	szary	0,5-10 µl	0,01 µl	0,5 - 20	706870
	K-2304	Pipeta Transferpette [®] pro	szary	2-20 µl	0,02 µl	0,5 - 20	706871
	K-2305	Pipeta Transferpette [®] pro	żółty	2-20 µl	0,02 µl	2 - 200	706872
	K-2306	Pipeta Transferpette [®] pro	żółty	5-50 µl	0,05 µl	2 - 200	706873
	K-2307	Pipeta Transferpette [®] pro	żółty	10-100 µl	0,1 µl	2 - 200	706874
	K-2308	Pipeta Transferpette [®] pro	żółty	20-200 µl	0,2 µl	2 - 200	706878
	K-2309	Pipeta Transferpette [®] pro	zielony	30-300 µl	0,5 µl	5 - 300	706879
	K-2310	Pipeta Transferpette [®] pro	granatowy	100-1000 µl	1 µl	50 - 1000	706880
	K-2311	Pipeta Transferpette [®] pro	czerwony	250-2500 µl	2 µl	500 - 5000	706881
	K-2312	Pipeta Transferpette [®] pro	czerwony	500-5000 µl	5 µl	500 - 5000	706882
	K-2313	Pipeta Transferpette [®] pro	niebieski	1000-10000 µl	10 µl	1000 - 10000	706884

Opis

Szeroki zakres objętości pipet Brand

Transferpette® pro to **jednokanałowe pipety automatyczne do dokładnego pipetowania w zakresie od 0,1 µl do 10 ml**. **Wersje pipet 2-20 µl szare i żółte różnią się typem stosowanych końcówek**: szare są przeznaczone do końcówek 20 µl, a żółte do końcówek 200 µl. Mniejsze końcówki w wersji szarej zmniejszają martwą objętość, co sprzyja precyzyjnej pracy przy małych objętościach, natomiast wersja żółta będzie wygodnym wyborem w laboratoriach, które standardowo korzystają z końcówek 200 µl.

Wygodna praca i ergonomiczna konstrukcja

Pipety Transferpette® pro zostały zaprojektowane do **wygodnej pracy jedną ręką**: umożliwiają ustawienie objętości, jej zablokowanie, pipetowanie i zrzut końcówki bez zmiany chwytu. Dodatkowo pipety mają **blokadę objętości** oraz **zabezpieczenie mechanizmu nastawczego**, które chroni licznik przy osiągnięciu minimalnej lub maksymalnej nastawy. Są **autoklawowalne w 121°C**.

Regulacja tymczasowa w pipetach Transferpette®

Najważniejszą cechą serii jest **funkcja tymczasowej korekty objętości** (User Adjustment) dla warunków odbiegających od kalibracji fabrycznej. Pipety sprawdzają się przy pracy z cieczami o innej gęstości, lepkości lub prężności par, przy różnicach temperatury między cieczą a otoczeniem oraz przy użyciu niestandardowych końcówek. Ustawienie jest szybkie, odwracalne i wykonywane bez narzędzi. Powrót do ustawień fabrycznych następuje po ustawieniu skali na 0.

Dostępne są również pipety Transferpette® pro w wersji [8-](#) i [12-kanałowej](#) oraz [zestawy startowe pipet](#).