



Pipety 8-kanalowe Transferpette[®] pro



Transferpette[®] pro marki Brand to 8-kanalowe pipety automatyczne do precyzyjnego pipetowania w płytkach mikrotitracyjnych, PCR oraz deep-well. Zakres objętości wynosi od 0,5-10 µl do 50-1250 µl. Pipety umożliwiają obsługę jedną ręką, mają blokadę objętości, są autoklawowalne w 121°C, a także wyposażone w obracany moduł pipetujący i funkcję tymczasowej regulacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kod barwny	Pojemność	Krok co	Typ końcówki	Nr producenta
	K-2321	Pipeta Transferpette [®] pro 8-kanalowa	szary	0,5-10 µl	0,01 µl	0,5 - 20	706900
	K-2322	Pipeta Transferpette [®] pro 8-kanalowa	żółty	5-50 µl	0,05 µl	2 - 200	706906
	K-2323	Pipeta Transferpette [®] pro 8-kanalowa	żółty	10-100 µl	0,1 µl	2 - 200	706908
	K-2324	Pipeta Transferpette [®] pro 8-kanalowa	żółty	20-200 µl	0,2 µl	2 - 200	706910
	K-2325	Pipeta Transferpette [®] pro 8-kanalowa	zielony	30-300 µl	0,5 µl	5 - 300	706912
	K-2326	Pipeta Transferpette [®] pro 8-kanalowa	fioletowy	50-1250 µl	1 µl	50 - 1250	706916

Opis

Szeroki zakres objętości pipet Brand

Transferpette[®] pro to 8-kanalowe pipety automatyczne do dokładnego i powtarzalnego pipetowania w płytkach mikrotitracyjnych, PCR oraz deep-well. Wersje 8-kanalowe są dostępne w zakresach od 0,5-10 µl do 50-1250 µl.

Pipety łączą zalety modeli jednokanałowych z rozwiązaniami ułatwiającymi pracę wielokanałową. Umożliwiają obsługę **jedną ręką, blokadę objętości oraz zintegrowane zabezpieczenie mechanizmu nastawczego**, które chroni mechanizm po osiągnięciu minimalnej lub maksymalnej nastawy. Zastosowano także obracany o **360° moduł pipetujący**, co ułatwia dopasowanie pozycji pipety do sposobu pracy użytkownika.

Łatwe zakładanie końcówek i wygodna konserwacja

W pipetach 8-kanalowych Transferpette[®] pro końcówki można łatwo zakładać i zrzucać **dzięki O-ringom**, co zmniejsza siłę potrzebną do codziennej pracy.

Regulacja do zmiennych warunków pracy pipet Transferpette®

Seria Transferpette® pro jest wyposażona w **funkcję tymczasowej regulacji**, która umożliwia dopasowanie pracy pipety do warunków odbiegających od ustawień fabrycznych. Rozwiązanie to poprawia dokładność pracy z cieczami o innych właściwościach fizycznych niż woda, przy różnicach temperatur między cieczą a otoczeniem, przy specjalnych końcówkach oraz innych warunkach wpływających na dokładność dozowania. Regulacja jest szybka, odwracalna i nie wymaga użycia narzędzi, a powrót do ustawień fabrycznych następuje po ustawieniu wartości 0 na skali.

Dostępne są również pipety Transferpette® pro w wersji [1-](#) i [12-kanalowej](#), a także [zestawy startowe](#).