



Bufor PBS

BIOLOGIX[®]

Bufor PBS do hodowli komórkowych jest sterylizowany filtracją 0,1 µm, wolny od DNaz, RNaz, proteaz i pirogenów, dzięki czemu doskonale sprawdza się w procedurach aseptycznych. Stosuje się go do płukania komórek, transportu komórek lub tkanek, rozcieńczania zawiesin do liczenia oraz przygotowywania reagentów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność	Nr producenta
	B-4370	Bufor PBS - niski poziom endotoksyn	butelka	100 ml	PBS-100
	B-4371	Bufor PBS - niski poziom endotoksyn	butelka	500 ml	PBS-500
	B-4372	Bufor PBS - niski poziom endotoksyn	butelka	1000 ml	PBS-1000
	B-4373	Bufor PBS - ultra niski poziom endotoksyn	butelka	500 ml	PBS-501
	B-4374	Bufor PBS (10x)	butelka	500 ml	PBS-510
	B-4375	Bufor PBS (10x)	butelka	1000 ml	PBS-1100

Opis

Bufor **PBS Biologix** do hodowli komórkowych jest sterylizowany filtracją **0,1 µm**, wolny od DNaz, RNaz, proteaz i pirogenów, dzięki czemu nadaje się do pracy aseptycznej. Może być stosowany do płukania komórek, transportu komórek lub tkanek, rozcieńczania zawiesin do liczenia oraz przygotowywania innych odczynników. PBS to jeden z najczęściej używanych buforów w laboratorium – m.in. do mycia komórek, płukania tkanek i przygotowywania reagentów.

Oferowane są różne warianty: w stężeniach **1x** oraz **10x**, wersje o **niskiej** lub **ultra niskiej** zawartości endotoksyn. Bufory są dostępne w butelkach o pojemności **100 ml, 500 ml lub 1000 ml**.

Bufor PBS należy przechowywać w temperaturze **2-30°C**. W ofercie dostępne są również [bufory DPBS](#).

Dane techniczne

Parametr	PBS					
	-10	PBS-500	PBS-1000	PBS-501	PBS-510	PBS-1100
	0					
Stężenie	1×				10×	
pH	7,4					
Poziom endotoksyn	niski			ultra niski	niski	
Pojemność butelki	1 m l	500 ml	1000 ml	500 ml		1000 ml
Skład	137 mM NaCl 2,7 mM KCl 10 mM Na ₂ HPO ₄ 1,8 mM KH ₂ PO ₄					