





Fiolki wypełniające CoolCell[®] do pojemników do zamrażania

CORNING

Fiolki wypełniające Corning[®] CoolCell[®] są przeznaczone do uzupełniania pustych otworów w pojemnikach CoolCell[®] podczas zamrażania niepełnego wsadu próbek. Ich zastosowanie pomaga utrzymać spójne tempo chłodzenia i równomierne warunki zamrażania. Dostępne są fiolki o pojemności 2 ml do pojemników CoolCell[®] LX, FTS30 oraz fiolki 5 ml do pojemników CoolCell[®] LX.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Pojemność	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8655	Fiolki wypełniające Corning [®]	CoolCell [®] LX/FTS30	2 ml	6 szt.	432076
	C-8656	Fiolki wypełniające Corning [®]	CoolCell [®] LX	5 ml	6 szt.	432077

Opis

Fiolki wypełniające Corning[®] CoolCell[®]

Są przeznaczone do stosowania w pojemnikach do zamrażania próbek. Umieszcza się je w pustych otworach pojemnika CoolCell[®], gdy zamrażany jest niepełny wsad fiolek. Takie rozwiązanie wspiera utrzymanie spójnego tempa chłodzenia i pomaga uzyskać bardziej równomierne warunki zamrażania.

Dostępne pojemności i kompatybilność

Dostępne są dwa rodzaje fiolek wypełniających:

- 2 ml - do pojemników Corning[®] CoolCell[®] LX, CoolCell[®] FTS30,
- 5 ml - do pojemników Corning[®] CoolCell[®] 5 ml LX.

Fiolki nadają się do wielokrotnego stosowania. Pakowane po 6 sztuk.

Dostępne są pasujące do nich pojemniki do zamrażania Corning[®] [CoolCell[®] LX](#) oraz [CoolCell[®] FTS30](#).