



Kolby Erlenmeyera do hodowli z aseptycznym złączem

CORNING

Kolby Erlenmeyera Corning[®] z poliwęglanu (PC) są przeznaczone do pracy w systemach zamkniętych oraz aseptycznego dodawania lub usuwania pożywek i zawiesin komórkowych. Zakrętkę wyposażono w chemicznie odporną rurkę oraz złącze Male Luer Lock lub Male MPC, w zależności od wariantu. Dostępne są pojemności od 125 ml do 5000 ml. Produkty są sterylizowane promieniowaniem gamma.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Zamknięcie	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8475	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	125 ml	PC	aseptyczne złącze	6 szt.	11405
	C-8476	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	250 ml	PC	aseptyczne złącze	4 szt.	11415
	C-8477	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	500 ml	PC	aseptyczne złącze	2 szt.	11425
	C-8478	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	2000 ml	PC	aseptyczne złącze	2 szt.	11465
	C-8479	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	3000 ml	PC	aseptyczne złącze	2 szt.	11495
	C-8480	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	5000 ml	PC	aseptyczne złącze	2 szt.	11501

Opis

Kolby Erlenmeyera Corning[®] z poliwęglanu

Kolby Erlenmeyera Corning[®] wykonane są z poliwęglanu (PC) i przeznaczone do pracy w systemach zamkniętych. Sprawdzają się podczas aseptycznego dodawania lub usuwania pożywek, zawiesin komórkowych oraz innych cieczy w procedurach wymagających ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia.

Konstrukcja

Kolby wyposażone są w aseptyczną **zakrętkę z chemicznie odporną rurką**. Rurka sięga do dna kolby, co ułatwia pobieranie i przenoszenie cieczy w układzie zamkniętym. W zależności od pojemności i konfiguracji dostępne są wersje z rurką 1/8" lub 1/4".

W produktach o pojemnościach **125 ml, 250 ml, 500 ml, 2000 ml i 3000 ml** zastosowano złącze **Male Luer Lock**. **Wersja 5000 ml wyposażona jest w złącze Male MPC** oraz zakrętkę transferową 100 mm. **W wybranych wariantach znajduje się odpowietrznik 0,2 µm**, który umożliwia wymianę gazową przy zachowaniu warunków aseptycznych.

Dostępne pojemności i pakowanie

- Kolby 125 ml wyposażone są w rurkę 1/8", złącze Male Luer Lock i odpowietrznik 0,2 µm.
- Wariant 250 ml obejmuje tę samą konfigurację z rurką 1/8", złączem Male Luer Lock i odpowietrznikiem 0,2 µm.
- W przypadku kolby o pojemności 500 ml zastosowano rurkę 1/8" oraz złącze Male Luer Lock.
- Wersje 2000 ml i 3000 ml wyposażone są w rurkę 1/4" oraz złącze Male Luer Lock, przy czym wariant 2000 ml obejmuje również odpowietrznik 0,2 µm.
- Pojemność 5000 ml ma płaskie dno, złącze Male MPC oraz odpowietrznik 0,2 µm.

Opakowanie zbiorcze zawiera 6 sztuk dla pojemności 125 ml, 4 sztuki dla 250 ml oraz po 2 sztuki dla wariantów 500 ml, 2000 ml, 3000 ml i 5000 ml.

Produkty są **sterylizowane promieniowaniem gamma**.