



Bibuły filtracyjne karbowane - klasa QP103/f



qpore[®] QP103/f to standardowa bibuła filtracyjna w wersji karbowanej, wytwarzana z celulozy i przeznaczona do szybkiej filtracji. Fałdowana struktura ułatwia dopasowanie filtra do lejka, zwiększa powierzchnię roboczą i sprzyja swobodniejszemu przepływowi cieczy. Bibuła ma uniwersalne zastosowanie i sprawdza się w pracach laboratoryjnych, dydaktycznych oraz przemysłowych, m.in. w laboratoriach badawczych, szkołach, uczelniach, branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i w procesach uzdatniania wody.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0252	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP103/f	szybka	73 g/m ²	150 mm	100 szt.
	6-0253	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP103/f	szybka	73 g/m ²	190 mm	100 szt.
	6-0254	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP103/f	szybka	73 g/m ²	250 mm	100 szt.
	6-0255	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP103/f	szybka	73 g/m ²	330 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuł filtracyjnych qpore[®] QP103/f

qpore[®] **QP103/f** to standardowa bibuła filtracyjna w formie karbowanej, przeznaczona do szybkiej filtracji oraz podstawowych zastosowań laboratoryjnych. Zachowuje właściwości klasy QP103 pod względem materiału i przeznaczenia, ale dzięki fałdowanej strukturze łatwiej układa się w lejku laboratoryjnym niż płaski krążek filtracyjny.

Karbowanie **zwiększa powierzchnię roboczą filtra** i zmniejsza przyleganie bibuły do ścianek lejka, co wspiera bardziej swobodny przepływ cieczy. Z tego względu qpore[®] QP103/f sprawdza się w rutynowych pracach filtracyjnych, w których liczy się szybkie oddzielanie cząstek stałych od roztworu, wygoda użycia i powtarzalny przebieg procesu.

Bibuła wykonana jest w 100% z celulozy, co zapewnia **odpowiednią chłonność i stabilność** podczas standardowych prac filtracyjnych. Może być stosowana w typowych lejках i zestawach filtracyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy laboratoryjnej.

Zastosowania bibuł klasy QP103/f

qpore[®] QP103/f jest odpowiednia do **ogólnych zastosowań**, w których potrzebna jest szybka filtracja i wygodne prowadzenie procesu. Bibuła może być wykorzystywana w laboratoriach badawczych, szkołach i uczelniach, a także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym oraz w procesach związanych z uzdatnianiem wody.

Dostępne warianty produktów

Karbowane bibuły filtracyjne qpore® QP103/f dostępne są w różnych średnicach, co pozwala dopasować rozmiar filtra do stosowanego lejka, aparatu filtracyjnego oraz rodzaju wykonywanej filtracji.

Dane techniczne

Parametr	Bibuły filtracyjne karbowane qpore®			
Nr-art.	6-0252	6-0253	6-0254	6-0255
Średnica	150 mm	190 mm	250 mm	330 mm
Sterylność	nie			
Materiał	papier			
Gramatura	73 g/m ²			
Prędkość filtracji	szybka			
Format	arkusz			