



Bibuły filtracyjne - klasa QP102



qpore[®] QP102 to standardowa, gładka bibuła filtracyjna wykonana w 100% z celulozy, przeznaczona do ogólnych zastosowań i filtracji o średniej szybkości. To ekonomiczne rozwiązanie do rutynowych prac laboratoryjnych, edukacyjnych i przemysłowych, m.in. w laboratoriach badawczych, szkołach, uczelniach, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym oraz w uzdatnianiu wody.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0217	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP102	średnioszybka	64 g/m ²	47 mm	100 szt.
	6-0218	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP102	średnioszybka	64 g/m ²	55 mm	100 szt.
	6-0219	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP102	średnioszybka	64 g/m ²	70 mm	100 szt.
	6-0220	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP102	średnioszybka	64 g/m ²	90 mm	100 szt.
	6-0221	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP102	średnioszybka	64 g/m ²	110 mm	100 szt.
	6-0222	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP102	średnioszybka	64 g/m ²	125 mm	100 szt.
	6-0223	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP102	średnioszybka	64 g/m ²	150 mm	100 szt.
	6-0224	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP102	średnioszybka	64 g/m ²	185 mm	100 szt.
	6-0225	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP102	średnioszybka	64 g/m ²	240 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuł filtracyjnych qpore[®] QP102

qpore[®] QP102 to standardowa, gładka bibuła filtracyjna przeznaczona do ogólnych prac laboratoryjnych, w których wymagana jest filtracja o średniej szybkości. Papier ma uniwersalny charakter i sprawdza się w podstawowych procedurach, gdzie ważne jest skuteczne oddzielenie cząstek stałych od cieczy przy zachowaniu ekonomicznego rozwiązania.

Bibuła wykonana jest w 100% z celulozy, dzięki czemu zapewnia odpowiednią chłonność i stabilność podczas standardowej filtracji. Gładka struktura ułatwia stosowanie papieru w typowych lejkach oraz zestawach filtracyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy laboratoryjnej.

Zastosowania bibuły klasy QP102

qpore® QP102 jest odpowiednia do rutynowych i ogólnych zastosowań filtracyjnych, w których potrzebna jest średnia szybkość filtracji oraz wygodna praca z próbkami. Bibuła może być wykorzystywana w laboratoriach badawczych, szkołach i uczelniach, a także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym oraz w procesach związanych z uzdatnianiem wody.

Dostępne warianty produktów

Bibuły filtracyjne qpore® QP102 dostępne są w różnych średnicach, co pozwala dopasować rozmiar filtra do stosowanego lejka, aparatu filtracyjnego oraz rodzaju wykonywanej filtracji.

Dane techniczne

Parametr	Bibuły filtracyjne qpore®								
Nr-art.	6-0217	6-0218	6-0219	6-0220	6-0221	6-0222	6-0223	6-0224	6-0225
Średnica	47 mm	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Sterylność	nie								
Materiał	papier								
Gramatura	64 g/m ²								
Szybkość filtracji	średnio szybka								
Format	arkusz								