



Czerpaki DispoDipper z zakrętką



Czerpaki Bürkle DispoDipper to jednorazowe czerpaki z polipropylenu, przeznaczone do pobierania próbek cieczy z pojemników, zbiorników i opakowań. Mogą pełnić jednocześnie funkcję próbnika oraz pojemnika transportowego, co ogranicza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego próbki. Każdy czerpak ma przymocowaną do uchwyty pokrywę, którą po pobraniu próbki można oderwać i zamknąć pojemnik. Produkty są dostępne w pojemnościach 50, 100 i 250 ml, w wersji sterylnej lub niesterylnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	N-8720	Czerpak DispoDipper z zakrętką	50 ml	niesterylny	20 szt.	5393-7000
	N-8721	Czerpak DispoDipper z zakrętką	50 ml	sterylny	20 szt.	5393-7001
	N-8722	Czerpak DispoDipper z zakrętką	100 ml	niesterylny	20 szt.	5393-7010
	N-8723	Czerpak DispoDipper z zakrętką	100 ml	sterylny	20 szt.	5393-7011
	N-8724	Czerpak DispoDipper z zakrętką	250 ml	niesterylny	20 szt.	5393-7020
	N-8725	Czerpak DispoDipper z zakrętką	250 ml	sterylny	20 szt.	5393-7021

Opis

Charakterystyka czerpaków DispoDipper Bürkle

Czerpaki Bürkle DispoDipper to praktyczne narzędzia jednorazowego użytku przeznaczone do pobierania próbek cieczy. Wykonane są z niebieskiego, przezrystego **polipropylenu**, dzięki czemu umożliwiają wygodną kontrolę pobranej objętości. Na pojemniku znajduje się **skala**, która ułatwia orientacyjne odmierzenie próbki podczas pobierania.

Konstrukcja DispoDipper pozwala używać go zarówno jako czerpaka, jak i pojemnika do transportu próbki. Po pobraniu materiału można oderwać pokrywę przymocowaną do uchwyty i zamknąć pojemnik, **ograniczając ryzyko rozlania próbki** oraz zanieczyszczenia krzyżowego.

Czerpaki mają głębokość zanurzenia **270 mm** i są pakowane po **20 sztuk**. Dostępne są wersje niesterylne oraz sterylne, pakowane pojedynczo. Produkty są zgodne z wymaganiami UE dotyczącymi kontaktu z żywnością oraz przepisami FDA.

Zastosowanie czerpaków DispoDipper

Czerpaki Bürkle DispoDipper sprawdzają się przy **pobieraniu próbek cieczy** w laboratoriach, kontroli jakości, produkcji, magazynach surowców oraz zakładach przemysłowych. Mogą być wykorzystywane do próbek wodnych, spożywczych,

chemicznych i technologicznych, szczególnie wtedy, gdy ważne jest szybkie pobranie próbki i jej bezpieczne zamknięcie bez przelewania do osobnego pojemnika.

Wersje sterylne, pakowane pojedynczo, są odpowiednie do procedur, w których istotne jest ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia próbki przed użyciem. Warianty niesterylne sprawdzą się w rutynowych zastosowaniach, w których sterylność nie jest wymagana.