



Statywy ładujące do pipet elektronicznych Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Statywy ładujące 2 Eppendorf to kompaktowe stojaki do przechowywania i ładowania pojedynczych pipet elektronicznych. Dostępne są w wersji do pipet Eppendorf Xplorer[®] i Xplorer plus oraz w wersji do dozowników Multipette[®] E3/E3x i Multipette[®] stream/Xstream. Stabilna konstrukcja chroni urządzenie na stanowisku pracy, a funkcja zwijania kabla pomaga utrzymać porządek na blacie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-9573	Statyw ładujący 2 do Eppendorf Xplorer [®] lub Xplorer plus [®]	3116 000.031
	K-9574	Statyw ładujący 2 do Eppendorf Multipette [®] E3/E3x i Multipette [®] stream/Xstream	3116 000.040

Opis

Statywy ładujące 2 Eppendorf umożliwiają wygodne przechowywanie i ładowanie jednej pipety elektronicznej. To dobre rozwiązanie dla stanowisk, na których używa się jednego urządzenia lub gdy każda pipeta ma mieć własne, stałe miejsce odkładania.

Stojaki zapewniają stabilne ustawienie pipety, ograniczają ryzyko jej przypadkowego przewrócenia i pomagają utrzymać porządek podczas codziennej pracy. Są przeznaczone do bezpiecznego przechowywania urządzeń między kolejnymi etapami pipetowania oraz do ich ładowania bez konieczności odkładania pipety luzem na blat.

Wygodne ładowanie pipet elektronicznych

Statywy ładujące mają solidną konstrukcję, antypoślizgową gumową podstawę oraz funkcję zwijania kabla, która ułatwia organizację przewodów na stanowisku roboczym. Gumowa stopka chroni powierzchnię pracy przed przypadkowym kontaktem z rozlanymi cieczami i zwiększa stabilność stojaka.

Dzięki kompaktowym wymiarom statyw można ustawić bezpośrednio przy stanowisku pipetowania. To wygodne rozwiązanie do laboratoriów, w których liczy się szybki dostęp do pipety, ładowanie urządzenia między użyciami i uporządkowana przestrzeń robocza.

Dostępne warianty statywów

Dostępne są dwa warianty statywów ładujących 2 Eppendorf. Pierwszy jest przeznaczony do jednej pipety Eppendorf Xplorer[®] lub Xplorer plus. Drugi wariant służy do jednej pipety/dozownika Multipette[®] E3/E3x albo Multipette[®] stream/Xstream.