



Adaptory do końcówek Combitips Advanced - 25 ml i 50 ml - Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Adaptory Eppendorf advanced są przeznaczone do pracy z dużymi końcówkami Combitips advanced o pojemności 25 ml i 50 ml. Umożliwiają stabilne zamocowanie końcówki w dozowniku Multipette® i prawidłowe dozowanie większych objętości cieczy. W zależności od wariantu adaptory pasują do końcówek Combitips advanced 25 ml lub do końcówek 50 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6400	Adapter do Combitips Advanced o poj. 25 ml	czerwony	Eppendorf Quality	0030 089.715	1 szt.
	K-6402	Adapter do Combitips Advanced o poj. 50 ml	jasnoszary	Eppendorf Quality	0030 089.723	1 szt.

Opis

Adaptory Eppendorf advanced to akcesoria przeznaczone do stosowania z końcówkami Combitips advanced o największych pojemnościach: 25 ml i 50 ml. Umożliwiają prawidłowe połączenie dużej końcówki z dozownikiem Multipette®, zapewniając **stabilne osadzenie i wygodną pracę** podczas seryjnego dozowania cieczy.

Kolor adaptera odpowiada pojemności końcówki, co ułatwia **szybki dobór** właściwego elementu na stanowisku pracy.

Zastosowanie adapterów

Adaptory są przydatne w laboratoriach, w których dozowniki Multipette® są wykorzystywane do pracy z większymi objętościami cieczy. Sprawdzają się podczas **seryjnego dozowania** odczynników, buforów, pożywek i innych roztworów, gdy stosowane są końcówki Combitips advanced 25 ml lub 50 ml.

Dodatkowy adapter może służyć jako zapas lub uzupełnienie wyposażenia stanowiska pracy, zwłaszcza gdy końcówki o dużej pojemności są często używane przez kilku użytkowników.