



Rotory do wirówek 5804

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Rotory do wirówki Eppendorf 5804 pozwalają elastycznie dopasować urządzenie do różnych naczyń laboratoryjnych i procedur wirowania. W zależności od modelu umożliwiają pracę z mikroprobówkami 1,5/2 ml, probówkami stożkowymi 15 i 50 ml, probówkami o większej pojemności, probówkami PCR oraz płytkami laboratoryjnymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-9829	Rotor wychyłokątny A-4-44	5804 709.004
	K-9792	Rotor stałokątny F-45-30-11	5804 715.004
	K-9793	Rotor stałokątny FA-45-30-11	5804 726.006
	K-9797	Rotor stałokątny F-45-48-PCR	5804 735.005
	K-9798	Rotor do płytek A-2-DWP	5804 740.009

Opis

Rotory do różnych zastosowań laboratoryjnych

Rotory do Eppendorf 5804 **rozszerzają możliwości pracy wirówki 5804** i pozwalają dobrać konfigurację do konkretnego typu próbek. Dostępne są modele do rutynowego wirowania mikroprobówek, probówek stożkowych, probówek do pobierania krwi, większych probówek i butelek oraz płytek PCR, MTP i głębokodołkowych.

Wirówka 5804 współpracuje z rotorami z wychylnymi koszami, rotorami stałokątowymi oraz rotorami do płytek. W połączeniu z adapterami umożliwia wirowanie naczyń o pojemnościach od **0,2 ml do 250 ml** oraz płytek laboratoryjnych.

Rotor z wychylnymi koszami A-4-44

Rotory z wychylnymi koszami są przeznaczone do pracy z większą liczbą formatów naczyń, szczególnie wtedy, gdy ważne jest pionowe ułożenie próbki podczas wirowania. Wśród kompatybilnych rotorów znajduje się m.in. **A-4-44**, wyposażony w 4 kosze o poj. 100 ml, obsługuje probówki stożkowe 15, 50 ml, probówki okrągłodenne do pobierania krwi (13, 16 mm) czy probówki typu Eppendorf 1,5/2 ml,

Rotory stałokątowe

Rotory stałokątowe sprawdzają się przy szybkim wirowaniu mikroprobówek i probówek o określonych pojemnościach. Do

wirówki Eppendorf 5804 dostępne są m.in. rotory na probówki 1,5/2 ml, rotory do probówek 15 ml lub 50 ml oraz modele o większej pojemności.

- **FA-45-30-11** – aerozoloszczelny rotor umożliwia wirowanie 30 probówek typu Eppendorf 1,5/2 ml,
- **F-45-30-11** – umożliwia wirowanie 30 probówek typu Eppendorf 1,5/2 ml,
- **F-45-48-PCR** – obsługuje do 6 x 8-stanowiskowych pasków do PCR (48 x 0,2 ml); dostarczana z 2 uchwytami do płytek DeepWell.

Rotory do płytek

Do pracy z płytkami laboratoryjnymi przeznaczony jest rotor **A-2-DWP**, który umożliwia wirowanie płytek PCR, płytek titracyjnych oraz płytek głębokodołkowych. To rozwiązanie przydatne w biologii molekularnej, diagnostyce, przygotowywaniu próbek i procedurach opartych na formacie płytkowym.

Dobór rotora i adapterów

Dobór rotora zależy od rodzaju próbek, wymaganej pojemności, formatu naczyń oraz potrzebnej wartości RCF. Adaptery pozwalają dopasować rotor do konkretnych probówek lub płytek, dlatego przed zakupem warto sprawdzić pełną konfigurację: rotor, kosze, adaptery i kompatybilne naczynia.

Rotory są przeznaczone do stosowania z wirówką Eppendorf 5804.

Pełna lista dostępnych rotorów oraz adapterów znajduje się w zakładce Pliki do pobrania (plik Karta katalogowa). W przypadku chęci zakupu wirówki wraz z rotorem i akcesoriami, przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę, prosimy o kontakt: oferty@bionovo.pl.

Dane techniczne

Parametr	Wirówka 5804
Maks. RCF	20 913 × g
Maks. RCF z użyciem rotora stałokątowego	20 913 × g
Maks. RCF z użyciem rotora z wychylnymi koszami	4 500 × g
Maks. RCF z użyciem rotora do płytek	2 250 × g