



## Zapasowe cylindry do homogenizatorów tkankowych Potter-Elvehjem

**WHEATON<sup>®</sup>**

Cylindry do homogenizatorów Wheaton Potter-Elvehjem są przeznaczone jako części zapasowe do ręcznych homogenizatorów z tłuzkiem teflonowym. Powłoka ochronna z PCV zabezpiecza szkło przed zarysowaniami, poprawia chwyt i ogranicza ryzyko kontaktu z odłamkami w przypadku pęknięcia. Cylindry są autoklawowalne do 121°C.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                      | Szt./Op. |
|-----------|---------|----------------------------|----------|
|           | 9-0911  | Cylindry do nr-art. 9-0910 | 2 szt.   |
|           | 9-0913  | Cylindry do nr-art. 9-0912 | 2 szt.   |
|           | 9-0915  | Cylindry do nr-art. 9-0914 | 2 szt.   |
|           | 9-0917  | Cylindry do nr-art. 9-0916 | 2 szt.   |
|           | 9-0919  | Cylindry do nr-art. 9-0918 | 2 szt.   |
|           | 9-0921  | Cylindry do nr-art. 9-0920 | 2 szt.   |

### Opis

#### Charakterystyka cylindrów zapasowych

Zapasowe cylindry Wheaton są przeznaczone do homogenizatorów tkankowych Potter-Elvehjem. Umożliwiają wymianę elementu roboczego w przypadku zużycia, uszkodzenia lub potrzeby pracy z dodatkowymi cylindrami do różnych próbek.

Cylindry mają **ochronną powłokę z PCV**, która zwiększa bezpieczeństwo pracy w razie pęknięcia szkła, a jednocześnie ułatwia pewny chwyt i chroni powierzchnię przed oddziaływaniem mechanicznym. Elementy są **autoklawowalne** do 121°C i przeznaczone do stosowania z odpowiednimi [homogenizatorami Potter-Elvehjem](#).

Zapasowe tłuzki są dostępne na zapytanie.