

Końcówki epT.I.P.S.® 384



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Innowacyjne końcówki do pipet epT.I.P.S. 384 tworzą z pipetami 16- i 24-kanalowymi Eppendorf Xplorer Plus i Research Plus system do pracy z płytkami 384-dołkowymi. Technologia SOFTattach zapewnia idealne dopasowanie końcówki do stożka pipety. epT.I.P.S. 384 są idealnie współosiowe i niezwykle cienkie na końcach, a odstępy między nimi wynoszą jedynie 4,5 mm. Końcówki dostępne w formie tacek (reloads) lub zestawu (set) w stopniu czystości Eppendorf Quality lub PCR clean.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta	Stopień czystości
	K-6871	Końcówki epT.I.P.S.® 384 Reloads	0,1-20 µl	42 mm	jasnoróżowy	tacki	10 x 384 szt.	0030 076.001	PCR Clean
	K-6872	Końcówki epT.I.P.S.® 384 Reloads	5-100 µl	53 mm	jasnożółty	tacki	10 x 384 szt.	0030 076.010	PCR Clean
	K-6873	Końcówki epT.I.P.S.® 384 Set	0,1-20 µl	42 mm	jasnoróżowy	statywy	5 x 384 szt.	0030 076.273	Eppendorf Quality
	K-6874	Końcówki epT.I.P.S.® 384 Set	5-100 µl	53 mm	jasnożółty	statywy	5 x 384 szt.	0030 076.281	Eppendorf Quality
	K-6875	Końcówki epT.I.P.S.® 384 Reloads	0,1-20 µl	42 mm	jasnoróżowy	tacki	10 x 384 szt.	0030 076.044	Eppendorf Quality
	K-6876	Końcówki epT.I.P.S.® 384 Reloads	5-100 µl	53 mm	jasnożółty	tacki	10 x 384 szt.	0030 076.052	Eppendorf Quality

Opis

Innowacyjne **końcówki do pipet epT.I.P.S. 384** są przeznaczone do pracy z płytkami 384-dołkowymi. Zastosowane z 16- i 24-kanalowymi Eppendorf [Xplorer Plus](#) i [Research Plus](#), pozwalają na jednoczesne wypełnienie całego rzędu lub kolumny w płytce, czyli rozpoczęcie aż 16 lub 24 reakcji w tym samym czasie. W końcówkach wykorzystano technologię **SOFTattach**, co oznacza, że posiadają one elastyczne rowki kształtujące, które idealnie dopasowują się do stożka końcowego pipety, mocno i szczelnie. Jednocześnie siła potrzebna do mocowania i zrzucania końcówek została zredukowana, poprawiając komfort pracy użytkownika. **Końcówki są idealnie współosiowe i niezwykle cienkie na końcach**, a odstępy między nimi wynoszą jedynie 4,5 mm. Zapewnia to równy, precyzyjny dostęp do wszystkich dołków, a praca z małymi dołkami jest znacznie dokładniejsza, szybsza i bardziej ergonomiczna.

Dostępne warianty końcówek Eppendorf

Końcówki **epT.I.P.S. 384** dostępne są w formie reloads lub zestawów. **Reloads** to system wielokrotnego napełniania, składający się z praktycznych stelaży (tacek), zawierających końcówki do pipet przygotowane do bezpośredniego przeniesienia do pudełka epT.I.P.S. Box. **Zestaw (set)** zawiera autoklawowalne pudełko na końcówki Eppendorf z uchylnym wieczkiem oraz wymienne tacki z końcówkami epT.I.P.S Reloads.

Stopnie czystości

Końcówki oferowane są w dwóch stopniach czystości: **Eppendorf Quality** oraz **PCR Clean** - wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do wymagających zastosowań, wrażliwych na kontaminację.

Kod barwny

Wszystkie pipety oraz końcówki Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.