

Oferta wa na do dnia 30.06.2019



OFERTA SPECJALNA

Biurety cyfrowe Titrette®

Biureta Titrette® umożliwia szybkie i niezawodne miareczkowanie. Można nałożyć ją bezpośrednio na butelkę z odczynnikami – pasuje do gwintu GL45 (a po zastosowaniu adapterów także do butelek o innych gwintach). Odznacza się wysoką dokładnością, pozwalającą na precyzyjne miareczkowanie w obrębie granic błędów klasy A według DIN EN ISO 385. Przyrząd cechuje się kompaktową konstrukcją, jest lekki i stabilny. Dodatkowym atutem biurety jest łatwość obsługi, bez konieczności przełączania między funkcją napełniania a miareczkowania. Posiada czytelny wyświetlacz cyfrowy oraz oddzielne przyciski wyłączenia i włączenia. Posiada zawór zwrotny odpowietrzający SafetyPrime™, umożliwiający szybkie odpowietrzanie z minimalnymi stratami medium. Z możliwością ustawiania wylewki zarówno w pionie, jak i w poziomie. Biureta może być użytkowana w zakresie temperatur od +15 °C do +40 °C.



Nr-art.	Nazwa	Objętość	Podziałka	Nr producenta	Cena	Cena specjalna
K-1155	Titrette®	10 ml	0,001 ml	4760141	2652,00 zł	2386,80 zł
K-1293	Titrette®	25 ml	0,001 ml (od 20 ml 0,01 ml)	4760151	2652,00 zł	2386,80 zł
K-1294	Titrette®	50 ml	0,002 ml (od 20 ml 0,01 ml)	4760161	2652,00 zł	2386,80 zł
K-1156	Titrette® z interfejsem RS-232	10 ml	0,001 ml	4760241	3406,80 zł	3066,12 zł
K-1295	Titrette® z interfejsem RS-232	25 ml	0,001 ml (od 20 ml 0,01 ml)	4760251	3406,80 zł	3066,12 zł
K-1296	Titrette® z interfejsem RS-232	50 ml	0,002 ml (od 20 ml 0,01 ml)	4760261	3406,80 zł	3066,12 zł



Butelki do biuret o poj. 2000 ml

ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Przeźroczysta lub brązowa butelka ze szlifem. Przeznaczona zarówno do biuret Pelleta, jak i biuret elektronicznych. Specjalny kształt zapewnia stabilną pozycję biurety bez konieczności stosowania dodatkowych statywów lub uchwytów.

Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Szlif	Cena	Cena specjalna
L-1297	Szklana butelka do biuret	przeźroczysta	2000 ml	NS 29/32	114,00 zł	102,60 zł
L-1298	Szklana butelka do biuret	oranżowa	2000 ml	NS 29/32	125,40 zł	112,86 zł



Wytrząsarka Vortex ZX4 - z czujnikiem podczerwieni

Vortex ZX4 to nowoczesna wytrząsarka z czujnikiem podczerwieni. Posiada obudowę ze stopu cynku i polimeru, o zwiększonej odporności chemicznej i mechanicznej. Nie ma potrzeby stosowania siły podczas wytrząsania próbki. Nasadka wytrząsająca zostaje automatycznie uruchomiona po zbliżeniu dłoni do czujnika - nie jest konieczne użycie siły. Vortex ZX4 posiada również opcję pracy ciągłej. **Prędkość obrotowa:** 0-3000 obr./min. **Amplituda:** 4,5 mm. **Typ ruchu:** obrotowy.

Nr-art.	Nazwa	Cena	Cena specjalna
B-8281	Wytrząsarka Vortex ZX4 z czujnikiem podczerwieni	625,86 zł	582,05 zł

Mieszadła magnetyczne Multistirrer 6 i Multistirrer 15

Mieszadła magnetyczne serii Multistirrer są dostępne zarówno w wersji 6- jak i 15-stanowiskowej. Mogą pomieścić jednocześnie kilka kolb lub zlewek. Zakres prędkości mieszania wynosi 80-1500 obr./min. Posiadają łagodny start, a także szybki i płynny rozruch. Elektroniczna kontrola prędkości jest bardzo dokładna – również przy niskich prędkościach. Mieszadła Multistirrer posiadają niewielką wysokość i mały ciężar, dzięki czemu są bardzo ergonomiczne. Nadają się do długiej pracy – nie nagrzewają się nawet po kilku dniach pracy ciągłej. Idealne do wielu zastosowań w dziedzinie mikrobiologii i biochemii – zwłaszcza polecane do mikrotitracji.



Nr-art.	Nazwa	Ilość miejsc	Zakres pręđ. obr.	Cena	Cena specjalna
B-8210	Mieszadło magnetyczne Multistirrer 6	6 miejsc	80-1500 obr./min	2350,00 zł	2185,50 zł
B-8211	Mieszadło magnetyczne Multistirrer 15	15 miejsc	80-1500 obr./min	3354,00 zł	3119,22 zł



Wytrząsarka Vortex Classic

Vortex Classic firmy Velp to estetyczna i funkcjonalna wytrząsarka laboratoryjna. Doskonale sprawdza się do szybkiego mieszania i wytrząsania próbek. Uruchomienie urządzenia odbywa się przez naciśnięcie probówką nasadki wytrząsającej. Vortex Classic posiada również opcję pracy ciągłej. Urządzenie jest wyposażone w regulator prędkości od 0 do 3000 obr./min. oraz antypoślizgowe nóżki. W zestawie znajduje się nasadka podstawowa.

Ultrapłaskie mini mieszadło magnetyczne Sunlab® SU1260

Wytrzymałe, ultrapłaskie mieszadło magnetyczne z serii Sunlab® o prędkości obrotowej od 15 do 1500 rpm i maksymalnej pojemności mieszania 0,8 litra. Płyta mieszadła (wym. 90 x 90 mm) wykonana jest z antypoślizgowego, odpornego chemicznie materiału. Funkcja automatycznego wstecznego mieszania zapewnia lepsze rezultaty pracy. **Max. ładowność:** 2 kg. **Max. pojemność mieszania:** 0,8 litra. **Prędkość:** 15-1500 obr./min. **Wymiary:** 175 x 120 x 5 mm. **Waga:** 0,3 kg.



Nr-art.	Nazwa	Cena	Cena specjalna
B-3439	Wytrząsarka Vortex Classic	742,50 zł	662,63 zł

Nr-art.	Nazwa	Cena	Cena specjalna
D-8260	Ultrapłaskie mini mieszadło magnetyczne Sunlab SU1260	643,95 zł	566,68 zł



Mieszadło magnetyczne (LED) z płytą grzejącą ze szkła ceramicznego - Sunlab SU1300

Cyfrowe mieszadło magnetyczne z płytą grzejącą wykonaną ze szkła ceramicznego. Wyświetlacz LED do ustawiania i wskazywania temperatury oraz prędkości obrotowej. Maksymalna moc grzania 550°C. Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej w zakresie 0-1500 obr./min. Maksymalna objętość mieszanej cieczy do 10 l. Powierzchnia płyty grzejącej odporna na korozję i łatwa w czyszczeniu. Urządzenie może być stosowane z mieszadkami magnetycznymi o długości do 80 mm. W zestawie zawarty jest również czujnik temperaturowy PT1000 o dł. 230 mm.

Nr-art.	Nazwa	Zakres pręđ. obr.	Zakres temp.	Cena	Cena specjalna
D-8300	Mieszadło magnetyczne (LED) z płytą grzejącą ze szkła ceramicznego - Sunlab SU1300	0-1500 obr./min	0-550°C	1850,00 zł	1628,00 zł

Zestaw mieszadełek magnetycznych

Najczęściej używane mieszadka magnetyczne z powłoką teflonową. Zestaw zawiera 10 sztuk o różnych rozmiarach. Dostawa w pudełku z przezroczystą pokrywką.



Nr-art.	Nazwa	Cena	Cena specjalna
6-1999	Zestaw mieszadełek magnetycznych (10 szt.)	120,84 zł	108,76 zł



Miniwirówka - Sunlab SU1550

Miniwirówka przeznaczona na próbki o poj. 1,5 i 2 ml (8 sztuk) z użyciem rotora kątownego lub na próbki do PCR w paskach: dwa paski 8-stanowiskowe lub 16 pojedynczych próbek o poj. 0,2 ml. Urządzenie w krótkim czasie osiąga stałą prędkość obrotową ok. 7000 obr./min. Włączenie i wyłączenie następuje poprzez zamknięcie lub otwarcie pokrywy z szybkim zatrzymaniem rotora. Dzięki znakomitej izolacji dźwiękowej poziom głośności wynosi jedynie 45 dB.

Dostawa obejmuje: Miniwirówkę, rotor na 8 próbek o poj. 1,5/2 ml, rotor na dwa 8-stanowiskowe paski próbek do PCR o poj. 0,2 ml, 8 adapterów na próbki do PCR o poj. 0,2 ml, 8 adapterów na próbki do PCR o poj. 0,5 ml.

Nr-art.	Nazwa	Zakres pręđ. obr.	Cena	Cena specjalna
D-8550	Miniwirówka - Sunlab SU1550	7000 obr./min	670,00 zł	589,60 zł

Cylindry miarowe kl. A - wysokie - z białą skalą i podstawą z PP

Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem białym. Sześciokątna podstawa z PP. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 4788. Posiadają certyfikat serii.

Nr-art.	Pojemność	Podziałka	Wysokość	Cena	Cena specjalna
S-1082	10 ml	0,200 ml	135 mm	23,87 zł	21,48 zł
S-1083	25 ml	0,500 ml	160 mm	26,62 zł	23,96 zł
S-1084	50 ml	1,000 ml	195 mm	29,50 zł	26,55 zł
S-1086	250 ml	2,000 ml	320 mm	46,59 zł	41,93 zł
S-1087	500 ml	5,000 ml	380 mm	59,71 zł	53,74 zł



Dozowniki Dispensette® S Digital - z zaworem zwrotnym

Dozowniki butelkowe nowej generacji Dispensette® S Digital o regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem to urządzenia o szerokim spektrum zastosowań. Umożliwiają dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°. Zaprojektowane bez konieczności użycia uszczeltek. Łatwe w czyszczeniu (możliwość rozłożenia urządzenia bez używania specjalistycznych narzędzi). Uproszczony montaż wylewki. W przypadku demontażu wylewki następuje automatyczne zamknięcie wypływu. Dozowniki są w całości autoklawowalne w 121°C. Łatwa kalibracja i regulacja w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi ISO 9001 i GLP. Doskonale nadają się do stosowania z agresywnymi mediami, np. kwasami, zasadami, roztworami soli oraz niektórymi rozpuszczalnikami organicznymi. Części mające kontakt z cieczą wykonane są z następujących materiałów: szkło borokrzemowe, ceramika-Al₂O₃, platyna-iryd, ETFE, FEP, PFA i PP (zakrętka).

Modele z zaworem zwrotnym umożliwiającym odpowietrzenie dozowanej cieczy i praktycznie bezstratne dozowanie.



Nr-art.	Zawór	Objętość	Podziałka	Dokładność	Cena	Cena specjalna
K-2050	z zaworem zwrotnym	0,1-1,0 ml	0,005 ml	6 µl	1412,64 zł	1271,38 zł
K-2051	z zaworem zwrotnym	0,2-2,0 ml	0,01 ml	10 µl	1412,64 zł	1271,38 zł
K-2052	z zaworem zwrotnym	0,5-5,0 ml	0,02 ml	25 µl	1412,64 zł	1271,38 zł
K-2053	z zaworem zwrotnym	1-10 ml	0,05 ml	50 µl	1412,64 zł	1271,38 zł
K-2054	z zaworem zwrotnym	2,5-25 ml	0,1 ml	125 µl	1758,24 zł	1582,42 zł
K-2055	z zaworem zwrotnym	5-50 ml	0,2 ml	250 µl	1883,52 zł	1695,17 zł

Dozowniki Dispensette® S Organic Analog - z zaworem zwrotnym

Dozowniki butelkowe nowej generacji Dispensette® S Organic Analog o regulowanej objętości to urządzenia o szerokim spektrum zastosowań. Umożliwiają dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°. Zaprojektowane bez konieczności użycia uszczeltek. Łatwe w czyszczeniu (możliwość rozłożenia urządzenia bez używania specjalistycznych narzędzi). Uproszczony montaż wylewki. W przypadku demontażu wylewki następuje automatyczne zamknięcie

wypływu. Dozowniki są w całości autoklawowalne w 121°C. Doskonale nadają się do stosowania z rozpuszczalnikami organicznymi, np. chlorowanymi i fluorowanymi węglowodorami lub stężonymi kwasami HCl i HNO₃, kwasem trójfluorooctowym, tetrahydrofuranem, czy nadtlenkami. Części mające kontakt z cieczą wykonane są z następujących materiałów: szkło borokrzemowe, ceramika-Al₂O₃, tantal, ETFE, FEP, PFA i PP (zakrętka).

Modele z zaworem zwrotnym umożliwiającym odpowietrzenie dozowanej cieczy i praktycznie bezstratne dozowanie.

Nr-art.	Zawór	Objętość	Podziałka	Dokładność	Cena	Cena specjalna
K-2061	z zaworem zwrotnym	0,5-5,0 ml	0,1 ml	25 µl	1252,80 zł	1127,52 zł
K-2062	z zaworem zwrotnym	1-10 ml	0,2 ml	50 µl	1252,80 zł	1127,52 zł
K-2063	z zaworem zwrotnym	2,5-25 ml	0,5 ml	125 µl	1589,76 zł	1430,78 zł
K-2064	z zaworem zwrotnym	5-50 ml	1,0 ml	250 µl	1697,76 zł	1527,98 zł
K-2065	z zaworem zwrotnym	10-100 ml	1,0 ml	500 µl	2246,40 zł	2021,76 zł



Krystalizator szklany z wylewem

Wykonany ze szkła borokrzemowego.

Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Cena	Cena specjalna
S-1271	Krystalizator z wylewem	60 ml	60 mm	40 mm	16,00 zł	12,80 zł
S-1272	Krystalizator z wylewem	150 ml	90 mm	45 mm	17,47 zł	13,98 zł
S-1273	Krystalizator z wylewem	300 ml	100 mm	50 mm	19,07 zł	15,26 zł
S-1274	Krystalizator z wylewem	500 ml	125 mm	63 mm	19,33 zł	15,46 zł
S-1275	Krystalizator z wylewem	900 ml	150 mm	75 mm	23,94 zł	19,15 zł



ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Kolby miarowe kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP

Kolby wykonane ze szkła borokrzemowego. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione kolorem niebieskim. Lakier spełnia wymogi DIN ISO 4794. Posiadają certyfikat serii.

Kolby o większych pojemnościach dostępne na stronie www.bionovo.pl

Nr-art.	Pojemność	Tolerancja	Wys./śr. wew.	Cena	Cena specjalna
S-1001	5 ml	±0,025 ml	NS 10/19	22,43 zł	20,19 zł
S-1002	10 ml	±0,025 ml	NS 10/19	23,04 zł	20,74 zł
S-1003	20 ml	±0,040 ml	NS 10/19	24,00 zł	21,60 zł
S-1004	25 ml	±0,040 ml	NS 10/19	24,26 zł	21,83 zł
S-1005	50 ml	±0,060 ml	NS 12/21	28,22 zł	25,40 zł
S-1006	50 ml	±0,060 ml	NS 14/23	28,48 zł	25,63 zł

Moździerz porcelanowy z tłuczkiem

Wewnątrz chropowaty, na zewnątrz glazurowany. Tłuczek posiada chropowatą końcówkę.



Nr-art.	Pojemność	Górna średnica	Dolna średnica	Wysokość	Tłuczek śr./dług.	Cena	Cena specjalna
S-1522	50 ml	80 mm	44 mm	41 mm	26/90 mm	13,76 zł	12,38 zł

Moździerz ze stali szlachetnej z tłuczkiem

Moździerz wykonany ze stali szlachetnej 18/8, z masywnym tłuczkiem. Odporny na mycie w zmywarce. Autoklawowalny.

Wymiary naczynia: Ø 12,2 cm, wysokość 8,0 cm.

Wymiary tłuczka: Ø 4,0 cm, wysokość 18,0 cm.

Ciężar: ok. 250 g.



Nr-art.	Nazwa	Cena	Cena specjalna
B-1143	Moździerz ze stali szlachetnej z tłuczkiem	108,30 zł	86,64 zł

Zestaw homogenizatorów tkankowych

Zestaw ręcznych homogenizatorów tkankowych amerykańskiej firmy Wheaton, zapakowanych w praktycznej walizce z tworzywa sztucznego.



Nr-art.	Nazwa	Model	W zestawie	Cena	Cena specjalna
9-0970	Zestaw homogenizatorów tkankowych Wheaton	w walizce	15 elementów	1950,00 zł	1462,50 zł



Probówki wirówkowe czarne (PP) o pojemności 15 ml i 50 ml

Czarne probówki przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło. W 100% nieprzepuszczające światła. Idealne dla substancji fluorescencyjnych lub bromku etydyny. Z zakrętką zabezpieczającą przed wyciekaniem oraz białym polem do opisu. Autoklawowalne w temperaturze 121°C. Odporne na niskie temperatury do -100°C.

Możliwość wirowania: nr art. 7-5010: do **8400 x g**, nr art. 7-5011: do **10000 x g**.

Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
7-5010	Probówki wirówkowe czarne (PP)	15 ml	50 szt.	498,40 zł	178,56 zł
7-5011	Probówki wirówkowe czarne (PP)	50 ml	50 szt.	262,40 zł	236,16 zł

Pudełka na probówki 15 i 50 ml

Przeznaczone do przechowywania 25 probówek (Falcon) 15 ml o maks. śr. 17 mm (rzędy 5 x 5) lub 9 probówek 50 ml o maks. śr. 30 mm (rzędy 3 x 3).

Z przezroczystą pokrywką.

Materiał: PP, autoklawowalny do 121°C.

Wymiary: 137 x 137 x 128 mm (dł. x szer. x wys.).

Nr-art.	Na probówki	Kolor	Ilość miejsc	Cena	Cena specjalna
2-1917	15 ml	przeźroczysty	5 x 5	45,03 zł	40,53 zł
2-1918	15 ml	żółty	5 x 5	45,03 zł	40,53 zł
2-1919	15 ml	różowy	5 x 5	45,03 zł	40,53 zł
2-1920	15 ml	zielony	5 x 5	45,03 zł	40,53 zł
2-1921	15 ml	niebieski	5 x 5	45,03 zł	40,53 zł
2-1922	15 ml	pomarańczowy	5 x 5	45,03 zł	40,53 zł
2-1923	50 ml	przeźroczysty	3 x 3	47,88 zł	43,09 zł
2-1924	50 ml	żółty	3 x 3	47,88 zł	43,09 zł
2-1925	50 ml	różowy	3 x 3	47,88 zł	43,09 zł
2-1926	50 ml	zielony	3 x 3	47,88 zł	43,09 zł
2-1927	50 ml	niebieski	3 x 3	47,88 zł	43,09 zł
2-1928	50 ml	pomarańczowy	3 x 3	47,88 zł	43,09 zł



Probówki typu Eppendorf - poj. 1,5 ml - sterylne

Probówki z polipropylenu. Z dnem stożkowym i płaskim korkiem.

Autoklawowalne.

Pojemność: 1,5 ml.

Możliwość wirowania: do 15000 rpm.



Probówki typu Eppendorf - poj. 1,5 ml - niesterylne

Probówki z polipropylenu. Pojemność 1,5 ml. Z dnem stożkowym i płaską zatyczką. Posiadają pole opisowe i skalę. Niesterylne. Autoklawowalne w 121°C (20 min).

Nr-art.	Nazwa	Materiał	Poj.	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
B-2278	Probówki typu Eppendorf - z dnem stożkowym - ze skalą i polem opisowym	PP	1,5 ml	1000 szt.	44,35 zł	39,92 zł
B-2280	Probówki typu Eppendorf, 1,5 ml, z podziałką, sterylne			1000 szt.	85,50 zł	68,40 zł
B-2277	Probówki typu Eppendorf - z dnem stożkowym - ze skalą i polem opisowym	PP	1,5 ml	2 x 500 szt.	46,11 zł	41,50 zł



Naklejki do probówek

Etykiety przeznaczone do oznaczania probówek, buteleczek i innych małych naczynek. Zakres temperatury: od -20°C do +40°C. Opis możliwy za pomocą różnych pisaków. Dwa rodzaje etykiet: żółte, podłużne dostarczane w kartonie dozującym oraz punktowe na rolce, po 1.000 sztuk w kolorze żółtym, fioletowym, czerwonym, białym oraz białym z cyframi od 0 do 9.

Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Kolor	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
1-9078	Etykiety podłużne	32,5 x 13 mm	żółty	1000 szt.	471,00 zł	153,90 zł
1-9079	Naklejki punktowe	ø 9,5 mm	kolorowe	5000 szt.	218,31 zł	196,48 zł

Markery permanentne Sharpie

Markery doskonałe do trwałego opisywania przedmiotów wykonanych ze szkła, metalu, kamienia i tworzywa sztucznego. Posiadają tusz wodoodporny, szybkoschnący.

Zestaw zawiera 4 pisaki: czarny, czerwony, niebieski, zielony. Produkt USA.



Nr-art.	Nazwa	Śr. końcówki	Kolor	Cena	Cena specjalna
B-1540	Markery permanentne Sharpie Ultra-Fine	0,5 mm	czarny, czerwony, niebieski, zielony	34,20 zł	30,78 zł
B-1541	Markery permanentne Sharpie Fine	1 mm	czarny, czerwony, niebieski, zielony	28,50 zł	25,65 zł



Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, sterylne - Brand

Probówki z nakrętkami z PP, z podziałką i matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów Niemutagenne, nietoksyczne.




Nr-art.	Nazwa	Typ	Nr producenta	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
K-0330	Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 0,5 ml, sterylne	samostojące	780750	500 szt.	632,96 zł	569,66 zł
K-0331	Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 1,5 ml, sterylne	samostojące	780751	500 szt.	632,96 zł	569,66 zł
K-0332	Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 1,5 ml, sterylne	stożkowodenne	780752	500 szt.	632,96 zł	569,66 zł
K-0334	Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 2,0 ml, sterylne	samostojące	780753	500 szt.	632,96 zł	569,66 zł
K-0334	Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 2,0 ml, sterylne	stożkowodenne	780754	500 szt.	632,96 zł	569,66 zł

Statyw na probówki

Przeznaczony na 20 probówek 1,5 i 2,0 ml. Dwupoziomowy. Wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny. Z uchwytem z przodu ułatwiającym przenoszenie i dobrze widoczną numeracją miejsc. Możliwość spinania pojedynczych statywów bokami. Do wyboru w różnych kolorach.



Nr-art.	Nazwa	Kolor	Materiał	Cena	Cena specjalna
2-1830	Statyw na probówki - dwupoziomowy	niebieski	PP	39,90 zł	29,93 zł
2-1831	Statyw na probówki - dwupoziomowy	czerwony	PP	39,90 zł	29,93 zł
2-1832	Statyw na probówki - dwupoziomowy	biały	PP	39,90 zł	29,93 zł



Zestaw statywów Top-Rack - 5 szt.

Statyw na probówki 1,5 ml – 2 ml Top-Rack, z dwoma uchwytami.
80-miejscowy. Wykonany z polipropylenu.
Odporny na temp. od -80°C do +125°C. Autoklawowalny.

Nr-art.	Nazwa	Kolor	Cena	Cena specjalna
B-3414	Zestaw statywów Top-Rack - 5 szt.	intensywnie niebieski, intensywnie zielony, intensywnie pomarańczowy, intensywnie różowy, żółty	98,33 zł	68,83 zł

Płytki mikrolitrowe z PS

Płytki 96-dołkowe do mikrotestów wykonane z PS. Zagłębienia oznakowane alfanumerycznie. Płytki można ustawiać piętrowo. Dostępne w różnych wersjach: z dnem dołka płaskim (typ F), zaokrąglonym (typ U) lub stożkowym (typ V).

Wymiary: 128 x 85 x 15 mm.

Uwaga: płytki dostarczane bez pokrywek - należy zamawiać je osobno.



Nr-art.	Nazwa	Poj. dołka	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
B-4500	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe, typ U	335 µl	100 szt.	279,30 zł	251,37 zł
B-4501	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe, typ V	345 µl	100 szt.	245,10 zł	220,59 zł
B-4502	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe, typ F	405 µl	100 szt.	296,97 zł	267,27 zł
B-4503	Pokrywki do płytek mikrolitrowych	-	100 szt.	204,63 zł	184,17 zł

Płytki z PS do hodowli komórkowych

Płytki przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane z klarownego polistyrenu. Wyposażone w pokrywki, które są zaprojektowane, aby w maksymalnym stopniu zapobiegać kontaminacji. Pakowane pojedynczo.

Pozostałe cechy: posiadają płaskie denka, są sterylizowane promieniami gamma, wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA, nie są cytotoksyczne, wolne od pirogenów.



Nr-art.	Nazwa	Ilość dołków	Dno	Pow. wzrostu	Pojemność	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
B-4240	Testowe płytki hodowlane	6 dołków	płaskie	9,6 cm ²	3,0 ml	50 szt.	285,40 zł	256,86 zł
B-4241	Testowe płytki hodowlane	12 dołków	płaskie	3,8 cm ²	2,0 ml	50 szt.	285,40 zł	256,86 zł
B-4242	Testowe płytki hodowlane	24 dołki	płaskie	1,9 cm ²	1,0 ml	50 szt.	285,40 zł	256,86 zł
B-4243	Testowe płytki hodowlane	48 dołków	płaskie	0,75 cm ²	0,5 ml	50 szt.	285,40 zł	256,86 zł
B-4244	Testowe płytki hodowlane	96 dołków	płaskie	0,33 cm ²	0,2 ml	50 szt.	285,40 zł	256,86 zł

AXYGEN



Gazoprzepuszczalne folie uszczelniające z włókniny

Folie gazoprzepuszczalne firmy Axygen wykonane z włókniny wiskozowej Rayon. Przeznaczone m.in. do zastosowań w mikrobiologii, czy hodowli komórkowych, a także w technikach PCR, Real-Time PCR oraz testów ELISA. Nadają się do zamykania płytek mikrolitrowych oraz płytek Deep-Well wykonanych zarówno z polipropylenu (PP) jak i polistyrenu (PS) posiadających 96 lub 384 dołki. Folie uszczelniające pozwalają na efektywną wymianę gazową w przypadku stosowania podczas hodowli tkankowych lub bakteryjnych jednocześnie zabezpieczając przed zanieczyszczeniem. Niesterylne.
Grubość tkaniny: 50 µm.


Nr-art.	Nr producenta	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
7-2209	BF-400	100 szt.	324,34 zł	291,88 zł

Parafilm®M

Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Parafilm®M daje się rozciągnąć do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin.



Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Długość	Cena	Cena specjalna
B-1500	Parafilm®M	100 mm	38 m	92,00 zł	72,00 zł
B-1501	Parafilm®M	100 mm	75 m	174,19 zł	156,77 zł
B-1502	Parafilm®M	50 mm	75 m	113,54 zł	102,19 zł
B-1503	Parafilm®M	500 mm	15 m	235,89 zł	212,30 zł



Wątek do zamykania płytek

Stabilny wątek metalowy z gumową rolką o szer. 10 cm. Służy do szczelnego zamykania płytek do PCR, płytek do mikrotestów oraz płytek dołkowych Deep-Well błonami lub matami uszczelniającymi. Przeznaczony również do równego rozprowadzania membran transferowych, żeli i papieru do blottingu.

Nr-art.	Nazwa	Cena	Cena specjalna
B-3410	Wątek do zamykania płytek	94,96 zł	85,46 zł



Statywy Combi w kształcie sześciianu - zestaw

Statywy wielostronne wykonane z PP. Możliwość łączenia kilku statywów w większe segmenty. Przeznaczone na 4 probówki 50 ml, 10 probówek stożkowych 15 ml, 12 probówek 12 mm (dł. 75 lub 100 mm) lub 16 probówek 1,5 ml do 2,0 ml. Autoklawowalne w temp. do 121°C.

Opakowanie zawiera 5 statywów w kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym i różowym.

Wymiary: 11 x 11 x 11 cm.

Nr-art.	Kolor	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
2-1829	niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy	5 szt.	165,30 zł	132,24 zł



Statyw metalowy do probówek

Statyw wykonany ze stali nierdzewnej 18/8.

Nr-art.	Dł. x szer. x wys.	Średnica	Ilość miejsc	Materiał	Cena	Cena specjalna
N-1107	145 x 52 x 90 mm	17 mm	2 x 6	18/8-STAL	125,14 zł	100,11 zł
N-1108	278 x 52 x 90 mm	17 mm	2 x 12	18/8-STAL	136,42 zł	115,96 zł
D-1010	287 x 97 x 90 mm	17 mm	4 x 12	18/8-STAL	283,23 zł	240,75 zł
N-1111	164 x 60 x 90 mm	20 mm	2 x 6	18/8-STAL	159,94 zł	135,95 zł
D-1012	310 x 60 x 90 mm	20 mm	2 x 12	18/8-STAL	248,06 zł	210,85 zł

Kriopudełka z PC na probówki - 81-miejscowe

Kriopudełka na probówki o poj. 1,2/2,0 ml i śr. do 12,5 mm. 81 miejsc w rzędach 9 x 9. Wykonane z poliwęglanu (PC). Z możliwością układania w stosy. Odporne na temperatury od -190° do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przezroczystej pokrywy z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek.



Nr-art.	Ilość miejsc	Wysokość	Kolor	W zestawie	Cena	Cena specjalna
B-0394	81-miejscowe	52 mm	losowy	1 szt.	23,82 zł	21,44 zł
B-0395	81-miejscowe	52 mm	białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie	5 szt.	92,36 zł	83,12 zł



Pipety Pasteura - o poj. 1 ml

Pipety Pasteura o pojemności 1 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 5 ml). Wykonane z polietylenu.
Podziałka: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml.


Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
B-2435	Pipety o poj. 1 ml (z bańką ssącą ok. 5 ml), z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml	5 x 150 mm	500 szt.	42,69 zł	38,42 zł
B-2436	Pipety o poj. 1 ml (z bańką ssącą ok. 5 ml), z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml, sterylne - R, pak. ind.	5 x 150 mm	500 szt.	146,32 zł	131,69 zł

Pipety Pasteura - o poj. 3 ml

Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml). Wykonane z polietylenu.
Podziałka: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml

Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
B-2437	Pipety o poj. 3 ml (z bańką ssącą ok. 7 ml), z podziałką: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml	7,8 x 150 mm	500 szt.	42,69 zł	38,42 zł
B-2438	Pipety o poj. 3 ml (z bańką ssącą ok. 7 ml), z podziałką: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml, sterylne - R, pak. Ind.	5 x 150 mm	500 szt.	153,73 zł	138,36 zł





Zestaw pudełek chłodzących na próbki PCR - 2 szt.

Na próbki 0,2 ml pojedyncze, w paskach lub płytce z 96 stanowiskami. Utrzymują temperaturę poniżej 4°C przez 3-4 godziny. Przy podwyższeniu temperatury $\geq 7^\circ\text{C}$ płyn izolujący zmienia kolor z zielonego na żółty lub z fioletowego na różowy. Zmiana koloru widoczna jest przy każdym stanowisku.


Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
A-733350	Pudełka chłodzące ThermoCooler	różowy	2 szt.	299,25 zł	269,33 zł
A-733355	Pudełka chłodzące ThermoCooler	żółty	2 szt.	299,25 zł	269,33 zł
A-733359	Pudełka chłodzące ThermoCooler	różowy i żółty	2 szt.	299,25 zł	269,33 zł

Pojemniki chłodzące True North®

Pojemniki chłodzące firmy Heathrow Scientific, wykonane z poliuretanu, o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Idealnie dopasowana pokrywa minimalizuje zmiany temperatury wewnątrz pojemnika. Posiadają wylew, umożliwiając łatwe usunięcie zawartości pojemnika. W pojemnikach True North można stosować lód, ciekły azot, mieszaniny lodu i soli oraz wiele innych substancji chłodzących.



Nr-art.	Pojemność	Wymiary	Kolor	Cena	Cena specjalna
B-4505	1 l	267 x 196 x 114 mm	zielony	296,40 zł	266,76 zł
B-4506	4 l	234 x 181 mm	czarny	364,80 zł	328,32 zł
B-4507	4 l	381 x 254 x 182 mm	niebieski	393,30 zł	353,97 zł
B-4508	9 l	521 x 292 x 163 mm	czerwony	561,45 zł	505,31 zł



Poduszki chłodzące

Poduszki chłodzące dostępne w dwóch wersjach: mata lub pojedyncze sztuki.

Zawartość: woda zmodyfikowana.

Ograniczone temperatury użytkowania: od -20°C do $+80^\circ\text{C}$.

Wymiary pojedynczej poduszeczki (dł. x szer. x gr.): ok. 5 x 8 x 0,5 cm.

Wymiary niepościętej maty: 24 x 60 cm.

Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
B-2408	Poduszki chłodzące - pojedyncze poduszki - ok. 1200 g	72 szt.	202,92 zł	182,63 zł
B-2409	Poduszki chłodzące - mata - ok. 2 x 600 g	2 x 36 szt.	68,40 zł	61,56 zł

Kriopudełka z wodoodpornego kartonu z wkładem

Wysokiej jakości, trwałe i solidne kriopudełka z pokrywką i wkładem na próbki o poj. 1-2 ml. Z polem do opisu umieszczonym na pokrywce. Wodoodporne. Idealne do przechowywania próbek w ujemnej temperaturze. Do wyboru model 81-miejscowy oraz 100-miejscowy. **Wymiary:** 132 x 132 x 50 mm.



Nr-art.	Nazwa	Cena	Cena specjalna
B-1383	Kriopudełko kartonowe (81-miejsc., wodoodporny karton)	14,25 zł	12,83 zł
B-1384	Kriopudełko kartonowe (81-miejsc., laminowany wodoodporny karton)	17,10 zł	15,39 zł
B-1385	Kriopudełko kartonowe (100-miejsc., laminowany wodoodporny karton)	18,81 zł	16,93 zł



Butelka do przechowywania elektrod

Gotowa do użycia szklana butelka dostarczana jest wraz z 3 M roztworem KCl (butelka 250 ml). Zakrętka z gwintem GL45 posiada specjalną silikonową uszczelkę. Otwór o śr. 12 mm pasuje do większości powszechnie używanych elektrod. Chroni elektrody i testery pH nie tylko przed wysychaniem, ale także przed rozbiciem przy niewłaściwym przechowywaniu.

Nr-art.	Nazwa	Cena	Cena specjalna
3-1950	Szklana butelka do przechowywania elektrod i testerów pH w zestawie z roztworem KCl 3 mol/dm ³ o poj. 250 ml	85,50 zł	76,95 zł

Statyw do przechowywania elektrod w komplecie z 10 butelkami

Statyw chroniący elektrody przed wysychaniem i rozbiciem. Wykonany z drutu stalowego pokrytego białym tworzywem sztucznym. Przeznaczony na 10 butelek do przechowywania elektrod standardowych. Dostawa obejmuje butelki z nakrętką i uszczelką silikonową, statyw oraz 1 butelkę roztworu KCl 250 ml.



Nr-art.	Nazwa	Cena	Cena specjalna
3-1955	Statyw do przechowywania elektrod w komplecie z 10 butelkami	589,05 zł	500,69 zł



Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS[®]

Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS[®] z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. Autoklawowalne. Dopasowane wymiarami do standardowych probówek:

- model mikro (antystatyczne) - do probówek 0,2 ml,
- model standard - do probówek 15 ml oraz 1,5/2,0 ml,
- model makro - do probówek 50 ml,
- model eco (brak na zdjęciu) - do probówek o poj. 15 ml oraz 1,5/2,0 ml.

Nr-art.	Model	Wymiary	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
L-0026	Mikro (kolor naturalny)	3,5 x 140 mm	300 szt.	423,12 zł	110,81 zł
L-0027	Standard (kolor niebieski)	7 x 210 mm	300 szt.	473,56 zł	156,20 zł
L-0028	Standard (kolor naturalny)	7 x 210 mm	300 szt.	473,56 zł	156,20 zł
L-0029	Makro (kolor zielony)	10,5 x 310 mm	150 szt.	490,78 zł	171,70 zł
L-0159	Eco (kolor naturalny)	7 x 140 mm	300 szt.	490,78 zł	171,70 zł



Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix - Macherey-Nagel

Uniwersalne paski wskaźnikowe do szybkich testów pH. Z dołączoną skalą barwną, umożliwiającą szybką interpretację wyników. Przedłużona część do trzymania chroni użytkownika przed kontaktem z próbką. Barwnik z pasków nie jest uwalniany do roztworu. Na każdym pasku znajdują się aż cztery pola wskaźnikowe, co umożliwia dokładny i bezbłędny odczyt wyniku.

Nr-art.	Zakres pomiaru	Podziałka pH	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
B-0120	0 - 14 pH	1,0 pH	100 szt.	59,85 zł	47,88 zł
B-0121	0,0 - 6,0 pH	0,5 pH	100 szt.	59,85 zł	47,88 zł
B-0122	0,3 - 2,3 pH	0,5 pH	100 szt.	59,85 zł	47,88 zł
B-0123	1,7 - 3,8 pH	0,5 pH	100 szt.	59,85 zł	47,88 zł
B-0124	2,0 - 9,0 pH	0,5 pH	100 szt.	59,85 zł	47,88 zł
B-0125	3,6 - 6,1 pH	0,3 / 0,4 pH	100 szt.	59,85 zł	47,88 zł
B-0126	4,5 - 10,0 pH	0,3 pH	100 szt.	59,85 zł	47,88 zł
B-0127	5,1 - 7,2 pH	0,3 / 0,5 pH	100 szt.	59,85 zł	47,88 zł
B-0128	6,0 - 7,7 pH	0,3 pH	100 szt.	59,85 zł	47,88 zł
B-0129	7,0 - 14,0 pH	0,3 / 0,4 pH	100 szt.	59,85 zł	47,88 zł
B-0130	7,5 - 9,5 pH	0,2 / 0,4 pH	100 szt.	59,85 zł	47,88 zł

Woreczki sterylne Whirl-Pak z PE

Sterylnie woreczki wykonane z polietylenu. Idealnie nadają się do przechowywania próbek ciekłych i stałych, np. próbek żywności, wody lub ścieków, a także próbek biologicznych czy chemicznych. Z dużym, białym polem do opisu. Masywne, zgrzewane brzegi zapewniają większą trwałość. Zamykane i otwierane za pomocą szczelnej, hermetycznej, metalowej taśmy zaciskowej.



Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Dł. x szer.	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
P-7137	Woreczki Whirl-Pak z polem do opisu	29 ml	125 x 65 mm	100 szt.	106,59 zł	95,93 zł
P-7138	Woreczki Whirl-Pak z polem do opisu	58 ml	125 x 75 mm	100 szt.	76,04 zł	68,44 zł
P-7139	Woreczki Whirl-Pak z polem do opisu	118 ml	185 x 75 mm	100 szt.	79,40 zł	71,46 zł
P-7140	Woreczki Whirl-Pak z polem do opisu	532 ml	230 x 115 mm	100 szt.	114,68 zł	103,21 zł
P-7136	Woreczki Whirl-Pak z polem do opisu	1627 ml	300 x 190 mm	100 szt.	242,08 zł	217,87 zł
P-7153	Woreczki Whirl-Pak z filtrem i polem do opisu	1627 ml	300 x 190 mm	50 szt.	637,15 zł	573,44 zł
P-7144	Woreczki Whirl-Pak, bez pola do opisu	118 ml	185 x 75 mm	100 szt.	117,42 zł	105,68 zł
P-7145	Woreczki Whirl-Pak, bez pola do opisu	532 ml	230 x 115 mm	100 szt.	126,54 zł	113,76 zł
P-7143	Woreczki Whirl-Pak, bez pola do opisu	710 ml	230 x 150 mm	100 szt.	132,92 zł	119,63 zł
P-7141	Woreczki Whirl-Pak, bez pola do opisu	798 ml	305 x 125 mm	100 szt.	126,94 zł	114,25 zł
P-7142	Woreczki Whirl-Pak, bez pola do opisu	1065 ml	380 x 125 mm	100 szt.	159,26 zł	143,33 zł

Czarne woreczki strunowe na próbki - z PE - z polem do opisu



Czarne torebki wykonane z PE. Przeznaczone do przechowywania lub transportu próbek wrażliwych na światło. Z praktycznym zamknięciem strunowym i białym polem do opisu.

Grubość folii: 60 µm.

Nr-art.	Szer. x dł.	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
B-7130	70 x 100 mm	100 szt.	34,20 zł	29,07 zł
B-7131	100 x 150 mm	100 szt.	45,60 zł	38,76 zł
B-7132	160 x 220 mm	100 szt.	79,80 zł	67,83 zł
B-7133	200 x 250 mm	100 szt.	91,20 zł	77,52 zł
B-7134	250 x 350 mm	100 szt.	136,80 zł	116,28 zł



Kosz stołowy na drobne odpady

Stołowy kosz na drobne odpady - igły, końcówki pipet itp. Wykonany z wysokiej jakości satynowanej stali szlachetnej – odporny na uszkodzenia, chemikalia, łatwy w czyszczeniu. Posiada uchylną, zdejmowaną pokrywkę, dzięki czemu nie ma potrzeby zamykania go po użyciu, co znacznie zwiększa komfort pracy i zmniejsza ryzyko kontaktu z materiałem znajdującym się wewnątrz kosza. Dzięki kompaktowym wymiarom zajmuje niewiele miejsca.

Autoklawowalny.

Wymiary: 120 x 165 mm.

Pojemność: 1,5 l.

Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Materiał	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
B-0108	Kosz stołowy na drobne odpady	120 x 165 mm	stal szlachetna	1 szt.	68,40 zł	58,14 zł
B-0109	Kosz stołowy na drobne odpady ze znakiem Biohazard	120 x 165 mm	stal szlachetna	1 szt.	91,20 zł	77,52 zł

Torebki do transportu Biohazard

Torebki służące do transportu próbek. Z dwukolorowym napisem ostrzegawczym "Biohazard". Wykonane z folii polietylenowej. Ze szczelnym zamknięciem zatrzaskowym oraz dodatkową kieszenią na dokumenty z tyłu.

Grubość folii: 50 µm.



Nr-art.	Nazwa	Szer. x dł.	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
1-6765	Torebki do transportu z kieszenią na dokumenty	150 x 225 mm	100 szt.	62,70 zł	56,43 zł

Worki na odpady medyczne

Czerwone worki foliowe na odpady, z zamknięciem. Z czarnym nadrukiem: MEDYCZNE ODPADY ZAKAŻNE.



Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.	Cena	Cena specjalna
P-1580	Worki czerwone Biohazard	50 x 60 cm	100 szt.	64,82 zł	58,34 zł
P-1581	Worki czerwone Biohazard	60 x 80 cm	100 szt.	110,65 zł	99,59 zł
P-1582	Worki czerwone Biohazard	70 x 130 cm	100 szt.	141,94 zł	127,75 zł

Szczotka do czyszczenia okrągłych kolb

Szczotka przeznaczona do czyszczenia okrągłych kolb. Wygięta końcówka umożliwi dotarcie do każdego miejsca na wewnętrznych ścianach kolby. Z naturalną szczecinią, usuwającą nawet silne zabrudzenia i stabilnym, długim drewnianym trzonkiem.

Końcówka jest lekko wygięta. Pasuje do każdej kolby ze szlifem NS 29/32 lub większym (lub innych kolb o śr. wew. szyjki większej niż 24 mm). Szczotka z wygiętą końcówką nadaje się doskonale do oczyszczania wstępnego przed włożeniem naczynia do zmywarki laboratoryjnej.

Wymiary końcówki (dł. x szer.): 45 x 21 mm, dł. włosia: 8 mm, dł. trzonka: 370 mm, śr. trzonka: 7 mm.

Nr-art.	Nazwa	Cena	Cena specjalna
1-6010	Szczotka do okrągłych kolb	62,70 zł	56,43 zł
1-6011	Zapasowa końcówka szczotki	33,06 zł	29,75 zł



Płyty ociekowe metalowe pokryte PE

Płyty przeznaczone do suszenia kolb i probówek. Wykonane ze stali pokrytej tworzywem sztucznym (PE). Z możliwością ustawienia na blacie, bądź zawieszenia na ścianie.

Nr-art.	Nazwa	Szer. x gł. x wys.	Ilość kołków	Cena	Cena specjalna
B-1534	Płyta ociekowa metalowa - pokryta PE	420 x 170 x 610 mm	65 szt.	409,26 zł	347,87 zł
B-1535	Płyta ociekowa metalowa - pokryta PE	420 x 170 x 610 mm	44 szt.	424,65 zł	360,95 zł
B-1622	Płyta ociekowa metalowa - pokryta PE	420 x 170 x 300 mm	23 szt.	330,60 zł	231,01 zł
B-1623	Płyta ociekowa metalowa - pokryta PE	420 x 170 x 610 mm	51 szt.	298,43 zł	338,67 zł
B-1624	Zapasowa wianienka ociekowa	420 x 20 mm	-	56,71 zł	48,20 zł



Czyściwa WypAll L30

Uniwersalne, jednorazowe czyściwo renomowanej firmy Kimberly-Clark. Wyjątkowo chłonne i wytrzymałe – zachowuje odporność na rozdarcie nawet gdy jest mokre, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii AIRFLEX®. Miękkie i przyjemne w dotyku - odpowiednie nawet do wycierania rąk czy twarzy. W ekonomicznej, dużej rolce. Pasuje do statywów o nr art. N-0980 i N-0981.

Nr-art.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Kolor	Cena	Cena specjalna
N-0982	Czyściwo WypAll L30 ULTRA+	750 listków	33 x 38 cm	niebieski	221,47 zł	188,25 zł
N-0983	Czyściwo WypAll L30 - 7331	1000 listków	37 x 38 cm	biały	334,66 zł	284,46 zł

Statywy na duże rolki czyściwa

Statywy przeznaczone do dużych rolek czyściwa (pasują do wszystkich dużych rolek czyściw Kimberly-Clark, np. N-0982 i N-0983). Wykonane z metalu, malowanego na niebiesko. Dostępne dwa modele:
 – mobilny statyw podłogowy, wyposażony w dwa kółka, z możliwością zamontowania worka na odpady (wym. 109 x 50 x 74 cm),
 – statyw stołowy, z możliwością zamocowania na ścianie (wym. 33 x 51,5 x 30 cm).



Nr-art.	Nazwa	Cena	Cena specjalna
N-0981	Mobilny statyw podłogowy na duże rolki czyściwa	373,30 zł	317,31 zł
N-0980	Statyw stołowy/ścienny na duże rolki czyściwa	302,21 zł	256,88 zł

Dane kontaktowe

Godziny otwarcia: