

Centrifuge 5427 R

New


Opis

Eppendorf Centrifuge 5427 R to wysokoobrotowa mikrowirówka z chłodzeniem przeznaczona do badań z użyciem dużej liczby próbek. Z 48 miejscami ma ona dwukrotnie większą pojemność niż standardowa mikrowirówka 24-miejscowa, a jednocześnie sprawia, że laboratorium działa w sposób bardziej zrównoważony dzięki zastosowaniu naturalnego czynnika chłodniczego.

Cechy produktu

- > Zawiera naturalny czynnik chłodniczy (R290), który chroni zarówno próbki, jak i naszą planetę
- > Pojemność rotora: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 50 mL; rotor Eppendorf QuickLock® zapewnia szybkie i ergonomiczne blokowanie pokryw
- > Prędkość maks.: 25 001 × g (16 220 rpm)



www.eppendorf.link/centrifuge5427R

Informacje dotyczące zamawiania

Opis	Nr zamówienia
Centrifuge 5427 R, pokrętła, z chłodzeniem, bez rotora, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5429000010
Centrifuge 5427 R, pokrętła, z chłodzeniem, zawiera Rotor FA-45-30-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5429000310
Centrifuge 5427 R, pokrętła, z chłodzeniem, zawiera Rotor FA-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5429000210

✓ Informacje dotyczące zamawiania innych opcji napięcia zasilania można znaleźć w rozdziale „Wariant napięcia zasilania”.



Rotor S-24-11-AT

- > Prędkość maks.: 16 049 × g (12 700 rpm)
- > Rotor z wychylnymi koszami na 24 × probówka 1,5/2,0 mL
- > Aerozolozszczelny z pokrywą Eppendorf QuickLock®



Rotor FA-45-12-17

- > Prędkość maks.: 20 598 × g (14 000 rpm)
- > Pojemność maks.: 12 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL
- > Aerozolozszczelny z pokrywą Eppendorf QuickLock®



Rotor F-45-48-5-PCR

- > Prędkość maks.: 11 710 × g (10 500 rpm)
- > Rotor do probówek do PCR w pasku na 48 × probówka do PCR 0,2 mL

Rotory do Centrifuge 5427 R



Rotor F-45-48-11

- > Prędkość maks.: 18 213 × g (12 700 rpm)
- > Pojemność maks.:
48 × probówka 1,5/2,0 mL



Rotor FA-45-48-11

- > Prędkość maks.: 18 213 × g (12 700 rpm)
- > Pojemność maks.:
48 × probówka 1,5/2,0 mL
- > Aerozoloszczelny z pokrywą Eppendorf QuickLock®



Rotor FA-45-30-11

- > Prędkość maks.: 20 817 × g (14 000 rpm)
- > Pojemność maks.:
30 × probówka 1,5/2,0 mL
- > Aerozoloszczelny z pokrywą Eppendorf QuickLock®



Rotor F-45-30-11

- > Prędkość maks.: 20 817 × g (14 000 rpm)
- > Pojemność maks.:
30 × probówka 1,5/2,0 mL



Rotor FA-45-24-11

- > Prędkość maks.: 25 001 × g (16 220 rpm)
- > Pojemność maks.:
24 × probówka 1,5/2,0 mL
- > Aerozoloszczelny z pokrywą Eppendorf QuickLock®



Rotor FA-45-24-11-Kit

- > Prędkość maks.: 19 090 × g (13 200 rpm)
- > Rotor o podwyższonej krawędzi do bezpiecznego wirowania maks. 24 kolumnenek
- > Aerozoloszczelny z pokrywą Eppendorf QuickLock®

Informacje dotyczące zamawiania

Opis	Nr zamówienia
Rotor FA-45-48-11, aerozoloszczelny, z pokrywą rotora, do 5427R	5409710001
Rotor F-45-48-11, z pokrywą rotora, aluminium	5409712004
Rotor FA-45-30-11, aerozoloszczelny, z pokrywą rotora, aluminium	5409706004
Rotor F-45-30-11, z pokrywą rotora, aluminium	5409708007
Rotor FA-45-24-11, aerozoloszczelny, z pokrywą rotora, aluminium	5409702009
Rotor FA-45-24-11-Kit, aerozoloszczelny, z pokrywą rotora, aluminium	5409704001
Rotor S-24-11-AT, aerozoloszczelny, stal nierdzewna	5409715003
Wirnik F-45-48-5-PCR, aluminium	5409714007
Rotor FA-45-12-17, aerozoloszczelny, z pokrywą rotora, aluminium	5409700006
Adapter, do 1 probówka do PCR (0,2 mL, maks. Ø 6 mm), do wszystkich rotorów 1,5/2,0 mL, 6 szt.	5425715005
Adapter, do 1 probówka (0,5 mL, maks. Ø 8 mm) lub 1 Microtainer® (0,6 mL, maks. Ø 8 mm), do wszystkich rotorów 1,5/2,0 mL, 6 szt.	5425716001
Adapter, do 1 probówka 1,5 – 2,0 mL, do wszystkich rotorów 5,0 mL, 4 szt.	5820768002
Adapter, do 1 krioprobówka, do wszystkich rotorów 5,0 mL, 4 szt.	5820769009
Adapter, do 1 Probówka HPLC, do wszystkich rotorów 5,0 mL, 4 szt.	5820770007
Adapter, do 1 mikroprobówka (0,4 mL, maks. Ø 6 mm), do wszystkich rotorów 1,5/2,0 mL, 6 szt.	5425717008