



Mastercycler® nexus X2

Opis

Mastercycler® nexus X2 to propozycja Eppendorf dla laboratoriów przeprowadzających PCR na dużą skalę. Urządzenie nexus X2 umożliwia dwóm użytkownikom jednocześnie uruchamianie dwóch reakcji PCR bez konieczności uzgadniania harmonogramu. Emisja hałasu wynosi zaledwie 40 dB[a], co oznacza, że cykl do PCR nexus X2 pracuje niezwykle cicho, mimo bardzo wysokiej wydajności energetycznej.



Cechy produktu

- > Asymetrycznie podzielony blok umożliwiający jednocześnie uruchamianie dwóch eksperymentów, jednego na bloku 32-dotkowym i drugiego na 64-dotkowym
- > Intuicyjne programowanie graficzne
- > Uniwersalny blok do pasków i probówek do PCR 0,1 mL, 0,2 mL i 0,5 mL umożliwiający obsługę podzielnych płytek do PCR

Zastosowania

- > Standardowa metoda PCR
- > Optymalizacja PCR



Informacje dotyczące zamawiania

Opis	Nr zamówienia
Mastercycler® nexus GX2, 230 V/50 - 60 Hz (EU)	6336000015
Mastercycler® nexus GX2e, 230 V/50 - 60 Hz (EU)	6338000012
Mastercycler® nexus X2, 230 V/50 - 60 Hz (EU)	6337000019
Mastercycler® nexus X2e, 230 V/50 - 60 Hz (EU)	6339000016

✎ Informacje dotyczące zamawiania innych opcji napięcia zasilania można znaleźć w rozdziale “Wariant napięcia zasilania”.