



**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR
FIRMY**

eppendorf

NOWOŚĆ

Nowe pipety Eppendorf Research[®] 3 neo

Personalizacja, precyzja i komfort
– wszystko w Twoich rękach!



4-cyfrowy wyświetlacz

Łatwa i precyzyjna regulacja objętości z szerokim kątem widzenia

Blokada objętości

Chroni przed przypadkową zmianą objętości

Ergonomiczna konstrukcja

Płynne pipetowanie przy niewielkim wysiłku, wygodny, zakrzywiony kształt i nowoczesny wygląd

Łatwość obsługi

Wybór objętości i pipetowanie za pomocą jednego przycisku: ergonomiczne dla wszystkich, z dodatkowym komfortem dla mniejszych dłoni

Szybka i precyzyjna regulacja

Tryb szybki: do 40% szybsza regulacja;
Tryb łatwy: prosta regulacja jedną ręką

Tymczasowa nastawa

Dostosuj pipetę do rodzajów cieczy, geometrii, wysokości końcówek i innych parametrów, aby zachować dokładność bez konieczności ponownej kalibracji

System otwartej stożka

Zoptymalizowany pod kątem końcówek Eppendorf ale kompatybilny z innymi końcówkami dostępnymi na rynku. Sprężynowe mocowanie zmniejsza siły potrzebne do zamocowania i zrzucenia końcówek Eppendorf

Pipety Research[®] 3 neo

Łatwe pipetowanie dzięki konfigurowalnym ustawieniom,
wydajność przewyższająca normę ISO 8655, **niewielka waga** i siła nacisku,
wysoka niezawodność i **pełna sterylizacja** w autoklawie.

Pipety nowej generacji Eppendorf Research® 3 neo pomogą Ci uwolnić się od rutynowego podejścia do pracy z cieczami, umożliwiając dostosowanie pipetowania do indywidualnych potrzeb, **dzięki szerokiej gamie konfigurowalnych ustawień i akcesoriów, jednocześnie zachowując niezrównaną niezawodność i ergonomię.**



Oznacz to!

Oznacz pipetę jako swoją lub zapisz datę kalibracji za pomocą pierścieni do oznaczania pipet ColorTag, dostępnych w różnych kolorach i rozmiarach. W razie potrzeby łatwo aktualizuj nazwy, inne ważne informacje.



Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor barwny	Nr producenta
K-5316	Eppendorf Research® 3 neo, 1-kanatowa, w zestawie z epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 końcówek) i epDualfilter T.I.P.S.® „PCR clean and sterile” Rack (x 96 końcówek)	0,1 – 2,5 µl	ciemnoszary	3174 000.001
K-5317	Eppendorf Research® 3 neo, 1-kanatowa, w zestawie epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 końcówek) i epDualfilter T.I.P.S.® BioBased „PCR clean and sterile” Reload (x 96 końcówek)	0,5 – 10 µl	szary	3174 000.002
K-5318		1 – 20 µl	jasnoszary	3174 000.003
K-5319		1 – 20 µl	żółty	3174 000.004
K-5320		5 – 100 µl	żółty	3174 000.005
K-5321		10 – 200 µl	żółty	3174 000.006
K-5322		15 – 300 µl	pomarańczowy	3174 000.007
K-5323		50 – 1000 µl	niebieski	3174 000.008
K-5324		Eppendorf Research® 3 neo, 1-kanatowa, z epT.I.P.S.® worek (x 10 końcówek)	0,1 – 2 ml	czerwony
K-5325	0,25 – 5 ml		fioletowy	3174 000.010
K-5326	0,5 – 10 ml		turkusowy	3174 000.011
K-5338	Statyw karuzelowy do pipet Eppendorf Research® 3 neo	6-miejscowy	biały	3116 000.236
K-5339	Uchwyt na 1 pipetę Eppendorf Research® 3 neo		biały	3116 000.295
K-5413	Pierścienie oznaczeniowe Eppendorf ColorTag - w opakowaniu 6 rozmiarów - każdy w 2 kolorach		12 kolorów	3102 666.000



Znajdź pasujące końcówki do pipet, akcesoria i części zamienne



Dane kontaktowe:

ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Centrala - tel. 76 850 57 80

e-mail: info@bionovo.pl

Oferty, doradztwo - tel. 76 850 57 89

e-mail: oferty@bionovo.pl

Obsługa zamówień - tel. 76 850 57 83

e-mail: zamowienia@bionovo.pl

Przetargi - tel. 76 850 57 91

e-mail: przetargi@bionovo.pl