

Pipety automatyczne Corning® Lambda™ EliteTouch™

Wygodne i pewne pipetowanie

CORNING



Seria pipet Corning Lambda EliteTouch została stworzona z myślą o trzech najważniejszych cechach: ergonomii, powtarzalności i dokładności. Lekka konstrukcja, profilowany uchwyt oraz 4-cyfrowy licznik zostały opracowane z myślą o wygodzie użytkownika. Wszystkie pipety charakteryzują się płynnym ruchem tłoka oraz wyjątkowo niskimi siłami pipetowania, co zmniejsza obciążenie nadgarstków i zmęczenie dłoni (RSI). Kolorowe przyciski pipetowania (dołączone do każdej pipety) umożliwiają łatwą identyfikację użytkownika lub zastosowania, co zwiększa bezpieczeństwo próbek i zmniejsza ryzyko kontaminacji krzyżowej.

- ▶ Ergonomiczny kształt rękojeści dopasowany zarówno do prawej, jak i lewej dłoni
- ▶ Wygodna regulacja objętości jedną ręką z systemem automatycznego blokowania, który zapobiega przypadkowej zmianie ustawień podczas pracy
- ▶ 4-cyfrowy licznik zapewnia większą precyzję i dzięki swojemu umiejscowieniu jest zawsze widoczny podczas pracy
- ▶ Pipety jednokanałowe są kompatybilne z bardzo wąskimi probówkami
- ▶ W pełni autoklawowalne i odporne na promieniowanie UV dla ochrony próbek przed zanieczyszczeniami
- ▶ System „aktywnych trzonów” zapewnia dokładne uszczelnienie się końcówek
- ▶ Unikalny system przekładni wyrzutnika redukuje siłę zrzutu końcówek
- ▶ Łatwa kalibracja w laboratorium pozwala szybko dostosować pipetę do różnych typów cieczy
- ▶ Każda pipeta jest indywidualnie testowana i dostarczana z certyfikatem jakości
- ▶ 3-letnia gwarancja

Zestaw Startowy

Zestaw startowy Corning Lambda EliteTouch zawiera 4 pipety o zmiennej objętości w najbardziej popularnych i uniwersalnych zakresach (0,5-10 µL, 2-20 µL, 20-200 µL oraz 100-1000 µL), stojak na 4 pipety, 3 pudełka z końcówkami oraz akcesoria.

Pipety Corning® Lambda™ EliteTouch™



Jednokałowe

Nr kat.	Zakres pojemności (µL)	Dokładność (%)	Powtarzalność (%)	Końcówki bez filtra (µL)
6050	0,1 - 2	±40,0 to ±1,5	≤12,0 to ≤0,7	10
6051	0,5 - 10	±4,0 to ±1,0	≤2,8 to ≤0,4	10
6052	2 - 20	±3,5 to ±0,8	≤1,5 to ≤0,3	200
6053	5 - 50	±3,5 to ±0,8	≤1,3 to ≤0,3	200
6054	10 - 100	±3,0 to ±0,8	≤1,0 to ≤0,2	200
6055	20 - 200	±2,0 to ±0,6	≤0,7 to ≤0,2	200
6056	100 - 1000	±2,5 to ±0,6	≤0,6 to ≤0,2	1000

8-kanalowe

6057	0,5 - 10	±10,0 to ±2,0	≤8,0 to ≤1,2	10
6058	5 - 50	±4,0 to ±1,6	≤2,5 to ≤0,6	200
6059	10 - 200	±5,0 to ±1,0	≤3,0 to ≤0,6	200/300
6060	30 - 300	±3,0 to ±1,0	≤1,5 to ≤0,6	300

12-kanalowe

6061	0,5 - 10	±10,0 to ±2,0	≤8,0 to ≤1,2	10
6062	5 - 50	±4,0 to ±1,6	≤2,5 to ≤0,6	200
6063	10 - 200	±5,0 to ±1,0	≤3,0 to ≤0,6	200/300
6064	30 - 300	±3,0 to ±1,0	≤1,5 to ≤0,6	300

Zestaw Startowy Corning Lambda EliteTouch

Nr kat.	Opis
6065	Zawiera: 4 pipety jednokałowe (0,5-10 µL, 2-20 µL, 20-200 µL oraz 100-1000 µL), pomarańczowy statyw 4-stanowiskowy, 3 pudełka z końcówkami Corning DeckWorks™ (10 µL, 200 µL, 1000 µL) oraz akcesoria

Akcesoria

5479	Statyw 1-stanowiskowy plexi (transparentny)
5480	Statyw 4-stanowiskowy plexi (transparentny)
6066	Statyw 4-stanowiskowy plexi (pomarańczowy)
5469	Statyw 6-stanowiskowy plexi (transparentny)
5484	Statyw karuzelowy (max. 6 pipet)
5449	Statyw wielostanowiskowy (max. 8 pipet)

Gwarancja/Zastrzeżenie: O ile nie określono inaczej, wszystkie produkty przeznaczone są wyłącznie do badań naukowych lub ogólnego użytku laboratoryjnego.* Nie są przeznaczone do stosowania w procedurach diagnostycznych ani terapeutycznych. Nie są przeznaczone do stosowania u ludzi. Produkty te nie mają na celu ograniczania obecności mikroorganizmów na powierzchniach ani w środowisku, gdzie takie mikroorganizmy mogą być szkodliwe dla ludzi lub środowiska. Corning Life Sciences nie składa żadnych oświadczeń dotyczących wydajności tych produktów w zastosowaniach klinicznych lub diagnostycznych. *Aby uzyskać listę urzędów medycznych w USA, klasyfikacje regulacyjne lub szczegółowe informacje na temat roszczeń, odwiedź stronę www.corning.com/resources.

Produkty firmy Corning nie są zaprojektowane ani testowane specjalnie do badań diagnostycznych. Wiele produktów Corning, mimo że nie są przeznaczone do badań diagnostycznych, może być stosowanych w procesach roboczych i przygotowaniu testów według uznania klientów. Klienci mogą używać tych produktów w celu wspierania swoich roszczeń. Nie możemy składać żadnych oświadczeń ani twierdzeń, że nasze produkty są zatwierdzone do badań diagnostycznych, ani bezpośrednio, ani pośrednio. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie testy, validację i/lub zgłoszenia regulacyjne, które mogą być wymagane w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności zamierzonego zastosowania.

CORNING

Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie lub dane techniczne, odwiedź stronę www.corning.com/lifesciences lub skontaktuj się przez CSEurope@corning.com.