

Porównanie pipet



	HTL Discovery Pro	Corning Lambda EliteTouch
Nr kat. pipety 1-kan	6001 – 6006	6050 – 6056
Nr kat. pipety 8/12-kan	4951 – 4958	6057 – 6064
Nr kat. zestaw startowy	7903	6065
Zakres pojemności (jednokanałowe)	0,1 – 1000 µL	0,1 – 1000 µL
Zakres pojemności (wielokanałowe)	0,5-10 µL 5-50 µL 20-200 µL 50-300 µL	0,5-10 µL 5-50 µL 10-200 µL 30-300 µL
Licznik	4-cyfrowy	4-cyfrowy
Nastawa pojemności	Pokrętko nastawy pojemności	Pokrętko nastawy pojemności
Blokada nastawy pojemności	Tak	Tak
Autoklawowalność	Cała pipeta	Cała pipeta
Odporność na UV	Tak	Tak
Izolacja termiczna	Tak	Tak
Waga pipety 200 µL	80 g	77 g
Trzon – współpraca z probówką 50 mL	Utrudniona, trzon szeroki	Tak, trzon wąski
Kodowanie kolorem	Przycisk pipetowania	Dodatkowe przyciski w pudełku

