

Biurety cyfrowe Titrette[®]



Bestseller

Titrette[®] BRAND łączy wysoką precyzję z szybkością i wygodą pracy. Bezpośrednie miareczkowanie z butelki ogranicza przelewanie odczynników, ryzyko zanieczyszczeń i straty substancji.

Duże, ergonomiczne pokręta umożliwiają szybkie napełnianie oraz wyjątkowo czułe dozowanie kropla po kropli.

Czytelny wyświetlacz redukuje błędy odczytu, a automatyczne rozpoznawanie kierunku obrotu eliminuje konieczność przetaczania między napełnianiem i miareczkowaniem.

Kompaktowa, odporna konstrukcja nie wymaga zasilania, dlatego sprawdza się w laboratorium, produkcji i pracy terenowej.

Wymienna jednostka dozująca ułatwia serwis i wydłuża okres użytkowania.



Wysoka precyzja



Szybkie i czyste dozowanie



Ergonomiczna konstrukcja



Wymienna jednostka dozująca

*Precyzja,
która przyspiesza
Twoją pracę*



Nr-art.	Objętość	Podziałka	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-1155	10 ml	0,001 ml	3 928,95	3 319,96
K-1293	25 ml	0,001 ml (od 20 ml 0,01 ml)	3 928,95	3 319,96
K-1294	50 ml	0,002 ml (od 20 ml 0,01 ml)	3 928,95	3 319,96

Butle szklane do biuret ze szlifem 29/32



Nr-art.	Pojemność	Kolor	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
S-5991	2 000 ml	bezbarwny	58,12	55,21
S-5993	2 000 ml	oranżowy	58,12	55,21



Stabilna podstawa i ochrona odczynników przed światłem



Butelki laboratoryjne ze szkła DURAN z zakrętką

Bestseller



Butelki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego DURAN[®] charakteryzują się doskonałą odpornością chemiczną oraz wysoką wytrzymałością na nagłe zmiany temperatury. Na powierzchni butelki naniesiono trwałą, białą skalę orientacyjną. W komplecie niebieska zakrętka wykonana z PP. Każda butelka jest oznaczona indywidualnym, ośmiocyfrowym kodem Retrace Code zapewniającym pełną identyfikowalność produktu. Cena za 1 szt.

Nr-art.	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
D-1496	10 ml	36 x 50 mm	GL25	56,57	40,73
D-1458	25 ml	36 x 74 mm	GL25	46,05	33,16
D-1459	50 ml	46 x 91 mm	GL32	49,04	35,31
D-1460	100 ml	56 x 105 mm	GL45	41,99	30,23
D-1497	150 ml	62 x 115 mm	GL45	46,37	33,39
D-1461	250 ml	70 x 143 mm	GL45	47,00	33,84
D-1462	500 ml	86 x 181 mm	GL45	58,52	42,13
D-1498	750 ml	95 x 203 mm	GL45	74,95	53,96
D-1463	1 000 ml	101 x 230 mm	GL45	82,98	59,75



Butelki DURAN o poj. 2, 3,5, 5, 10 l i 20 l
dostępne na www.bionovo.pl

Probówki AR z gwintem i czarnymi nakrętkami z PP

Wysokiej jakości probówki AR ze szkła sodowo-wapniowego, wyposażone w gwint i czarną zakrętkę z PP za uszczelką TPE. Autoklawowalne pod warunkiem częściowego odkręcenia zakrętki podczas procesu.



DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE


Nr-art.	Pojemność	Gwint	Wymiary	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-3172	6 ml	GL 14	12 x 100 mm	100 szt.	279,24	198,24
B-3173	12 ml	GL 18	16 x 100 mm	100 szt.	299,12	212,38
B-3174	22 ml	GL 18	16 x 160 mm	100 szt.	367,79	261,13
B-3175	32 ml	GL 18	18 x 180 mm	100 szt.	429,10	304,66



Zlewki laboratoryjne – niskie - DURAN[®]



DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE



Zlewki niskie z wylewem wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN[®]. Charakteryzują się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną. Z wyjątkiem pojemności 5 ml i 10 ml posiadają trwałą, wypaloną na gorąco białą skalę ceramiczną oraz nadrukowany numer serii. Cena za 1 szt.

Zlewki DURAN[®] o poj. 2, 3, 5, 10 l
dostępne na www.bionovo.pl

Nr-art.	Pojemność	Wys. x szer.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
D-1400	5 ml	30 x 22 mm	30,70	19,96
D-1401	10 ml	35 x 26 mm	33,05	21,48
D-1402	25 ml	50 x 34 mm	28,35	18,43
D-1403	50 ml	60 x 42 mm	27,23	17,70
D-1404	100 ml	70 x 50 mm	26,91	17,49
D-1405	150 ml	80 x 60 mm	28,35	18,43
D-1406	250 ml	95 x 70 mm	29,31	19,05
D-1407	400 ml	110 x 80 mm	35,12	22,83
D-1408	600 ml	125 x 90 mm	45,78	29,76
D-1409	800 ml	135 x 100 mm	60,28	39,18
D-1410	1 000 ml	145 x 105 mm	71,47	46,46

Butelki laboratoryjne Duran® Youtility z zakrętką GL 45



Butelki DURAN® Youtility wykonane są ze szkła borokrzemowego, posiadają ergonomiczne strefy chwytu oraz skrócony gwint GL45. Każda butelka dostarczana jest z autoklawowalną, ergonomiczną nakrętką, pierścieniem wylewowym oraz kolorowym znacznikiem silikonowym. Wersja oranżowa chroni światłoczułe próbki.



Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
125 ml	55 x 124 mm	4 szt.
250 ml	66 x 158 mm	4 szt.
500 ml	78 x 193 mm	4 szt.
1000 ml	93 x 253 mm	4 szt.

Nr-art.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
G-2412	479,88	142,11
G-2413	200,82	158,65
G-2414	249,95	197,46
G-2416	352,89	278,78

Nr-art.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
G-2422	587,13	463,83
G-2423	812,15	641,60
G-2424	1 049,83	829,37
G-2426	1 287,13	1 016,83

Znaczniki do butelek Duran® Youtility - silikon - do GL 45


Silikonowe znaczniki GL45: 8 kolorów, wielokrotne użycie, odporność chemiczna i termiczna do 200°C.



Nr-art.	Kolor	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
G-0480	czerwone	20 szt.	219,47	173,38
G-0481	pomarańczowe	20 szt.	219,47	173,38
G-0482	żółte	20 szt.	219,47	173,38
G-0483	zielone	20 szt.	182,58	144,24
G-0484	niebieskie	20 szt.	182,58	144,24
G-0485	fioletowe	20 szt.	219,47	173,38
G-0486	czarne	20 szt.	219,47	173,38
G-0487	białe	20 szt.	219,47	173,38
G-0489	mix kolorów	16 szt.	156,66	123,76

Zakrętki i pierścienie wylewowe Duran® Youtility – z PP – GL 45

Wykonane z PP, odpornego chemicznie, dopuszczone do kontaktu z żywnością. W pełni autoklawowalne w temperaturze 121°C lub 134°C.



Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
G-0471	Zakrętki Duran Youtility - kolor cyjan	10 szt.	122,51	96,78
G-0477	Pierścienie wylewowe Duran® Youtility - kolor cyjan	16 szt.	54,49	43,05

*Podane ceny są cenami netto

Dozowniki Dispensette[®] S Digital – z zaworem zwrotnym


Dispensette[®] S Digital dozuje bezpośrednio z butelki z wysoką precyzją i minimalną siłą obsługi. Cyfrowa nastawa zapewnia szybki, powtarzalny wybór objętości, a zawór recyrkulacyjny ogranicza straty odczynnika, rozpryski i pęcherzyki. Konstrukcja uszczelek sprawdza się przy kwasach, zasadach i roztworach soli. Autoklawowanie w 121°C, łatwe czyszczenie i kalibracja zwiększają bezpieczeństwo oraz obniżają koszt pracy.



Nr-art.	Objętość	Podziałka	Dokładność	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-2050	0,1-1,0 ml	0,005 ml	5 µl	1 994,01	1 794,61
K-2051	0,2-2,0 ml	0,01 ml	10 µl	1 994,01	1 794,61
K-2052	0,5-5,0 ml	0,02 ml	25 µl	1 994,01	1 794,61
K-2053	1-10 ml	0,05 ml	50 µl	1 994,01	1 794,61
K-2054	2,5-25 ml	0,1 ml	125 µl	2 474,49	2 199,82
K-2055	5-50 ml	0,2 ml	250 µl	2 649,66	2 354,66

Cylindry pomiarowe z PMP – wysokie – klasa A+

Cylinder pomiarowy wykonany z polimetylopentenu, lekkiego, przezroczystego tworzywa o wysokiej odporności chemicznej i termicznej. Przystosowany do autoklawowania w temperaturze do 121°C. Posiada niebieską skalę, stabilną sześciokątną stopkę oraz funkcjonalny wylew. Dostarczany z certyfikatem serii.



Nr-art.	Pojemność	Podziałka	Wysokość	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
4-4110	10 ml	0,2 ml	145 mm	43,86	35,09
4-4111	25 ml	0,5 ml	170 mm	41,28	33,02
4-4112	50 ml	1,0 ml	200 mm	41,28	33,02
4-4113	100 ml	1,0 ml	250 mm	61,92	49,54
4-4114	250 ml	2,0 ml	315 mm	89,44	71,55
4-4115	500 ml	5,0 ml	360 mm	137,60	110,08
4-4116	1000 ml	10 ml	440 mm	192,64	154,11
4-4117	2000 ml	20 ml	535 mm	309,60	247,68

Kolby pomiarowe z korkiem PP, klasa A – BLAUBRAND[®]

Kolby pomiarowe BLAUBRAND[®] ze szkła borokrzemowego DURAN[®] zapewniającego wysoką odporność chemiczną i termiczną posiadają skalę nanoszoną niebieską farbą emaliową Blaubrand[®]. Z numerem serii i certyfikatem. Kork z PP.



Pobierz
certyfikat
serii




Nr-art.	Pojemność	Szlif	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
4-4060	5 ml	NS 10/19	2 szt.	103,20	82,56
4-4061	10 ml	NS 10/19	2 szt.	103,20	82,56
4-4062	20 ml	NS 10/19	2 szt.	110,08	88,06
4-4063	25 ml	NS 10/19	2 szt.	110,08	88,06
4-4064	50 ml	NS 14/23	2 szt.	123,84	99,07
4-4065	100 ml	NS 14/23	2 szt.	130,72	104,58
4-4066	200 ml	NS 14/23	2 szt.	144,48	115,58
4-4067	250 ml	NS 14/23	2 szt.	151,36	121,09
4-4068	500 ml	NS 19/26	2 szt.	178,88	143,10
4-4069	1000 ml	NS 24/29	2 szt.	316,48	253,18
4-4070	2000 ml	NS 29/32	2 szt.	433,44	346,75
4-4071	5000 ml	NS 34/35	1 szt.	560,51	448,41

Kolby Erlenmeyera z szeroką szyjką – DURAN®

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR



DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE



Kolby Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego DURAN® z szeroką szyjką wykonane są z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, odpornego na działanie chemikaliów i zmiany temperatury. Wyposażone w czytelną podziałkę oraz wywinięty brzeg ułatwiający pracę. Doskonale sprawdzają się w hodowlach komórkowych i mikrobiologicznych.

Nr-art.	Pojemność	Śr. podstawy	Śr. szyjki	Wysokość	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
D-1445	25 ml	43 mm	31 mm	70 mm	32,55	22,79
D-1446	50 ml	51 mm	34 mm	85 mm	32,92	23,04
D-1447	100 ml	64 mm	34 mm	105 mm	33,41	23,39
D-1448	200 ml	79 mm	50 mm	131 mm	33,14	23,20
D-1449	250 ml	85 mm	50 mm	140 mm	35,04	24,53
D-1450	300 ml	87 mm	50 mm	156 mm	40,44	28,29
D-1451	500 ml	105 mm	50 mm	175 mm	45,96	32,17
D-1452	1 000 ml	131 mm	50 mm	220 mm	77,44	54,21
D-1453	2 000 ml	153 mm	72 mm	276 mm	137,84	96,49

Środek do maszynowego mycia szkła laboratoryjnego neodisher® LaboClean FLA



DR. WEIGERT

Alkaliczny koncentrat do automatycznego mycia szkła laboratoryjnego, ceramiki, stali i tworzyw sztucznych. Skutecznie usuwa tłuszcze, oleje, skrobię, barwniki i żywice oraz inne zanieczyszczenia organiczne. Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych, fosforanów ani substancji utleniających. Zalecana temperatura mycia: 60-95°C.



Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
1-6715	neodisher® LaboClean FLA	5,0 l	311,46	280,31
1-6716	neodisher® LaboClean FLA	10,0 l	593,85	564,16

Kwaśny środek neutralizujący w koncentracji neodisher® Z



DR. WEIGERT

Kwaśny koncentrat neutralizujący do automatycznego mycia szkła i wyposażenia laboratoryjnego. Skutecznie neutralizuje pozostałości środków alkalicznych oraz pomaga usuwać osady mineralne. Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych, fosforanów ani związków azotu.



Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
1-6720	neodisher® Z	5,0 l	371,85	334,67
1-6721	neodisher® Z	10,0 l	602,19	541,97



Produkty do czyszczenia i dezynfekcji na www.bionovo.pl



Butelki DURAN® do HPLC – z zakrętką GL 45 z 4 portami

Butelki DURAN® Pressure Plus+ ze szkła borokrzemowego do pracy pod ciśnieniem i w próżni. Wzmocniona konstrukcja zapewnia odporność od -1 do +1,5 bar. Dzięki zakrętce GL45 z 4 portami umożliwiają pobieranie rozpuszczalnika do 3 analiz z jednej butelki.

Nr-art.	Pojemność	Śr.zew.	Wysokość	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
G-2661	500 ml	86 mm	176 mm	2 szt.	591,92	443,94
G-2662	1 000 ml	101 mm	225 mm	2 szt.	622,98	467,24



Butelki HPLC z dnem stożkowym – bez zakrętki - GL 45



Butelki HPLC z dnem stożkowym ze szkła borokrzemowego DURAN® maksymalizują wykorzystanie fazy ruchomej, ograniczają straty i ryzyko rozlania. Stożkowe dno ułatwia pobieranie cieczy oraz współpracę z systemami HPLC. Gwint GL45 zapewnia szczelne połączenie z szeroką gamą zakrętek i akcesoriów.

Nr-art.	Pojemność	Śr. x wys.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
G-2664	1 000 ml	110 x 295 mm	1 160,34	870,23
G-2665	2 000 ml	145 x 309 mm	1 444,21	1 083,16
G-2666	3 500 ml	165 x 353 mm	1 948,58	1 461,44
G-2667	5 000 ml	190 x 395 mm	2 394,62	1 795,97
G-2668	10 000 ml	235 x 481 mm	7 386,09	5 539,57



Zakrętki dostępne
na www.bionovo.pl

Butla HPLC DURAN® - z 5 zakrętkami GL 45 - HYDRA

Butelka DURAN® Hydra HPLC 1 l posiada 5 szyjek GL45 co zwiększa bezpieczeństwo, ogranicza kontaminację, zasysanie powietrza, emisję związków lotnych oraz zmniejsza ryzyko rozlania. Kwadratowa forma oszczędza miejsce. Wysokiej jakości szkło borokrzemowe DURAN® minimalizuje ekstrakcję jonów.

Nr-art.	Pojemność	Szer. x wys.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
G-1950	1 000 ml	94 x 217,5 mm	1 585,32	1 426,79



Filtry strzykawkowe CHROMAFIL® Xtra – membrana PTFE - niesterylne



Naczynka chromatograficzne
na www.bionovo.pl

Filtry strzykawkowe z Luer-Lock wyposażone są w hydrofobową membranę PTFE dzięki czemu doskonale sprawdzają się do filtracji próbek przed analizami HPLC, UHPLC, SFC i GC. Posiadają wysoką odporność na rozpuszczalniki organiczne, kwasy i zasady.

Nr-art.	Typ	Śr. porów	Śr. membrany	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
M-3075	PTFE-20/25	0,20 µm	25 mm	100 szt.	544,36	435,49
M-3076	PTFE-20/25	0,20 µm	25 mm	400 szt.	2 121,34	1 591,01
M-3077	PTFE-45/25	0,45 µm	25 mm	100 szt.	544,36	435,49
M-3078	PTFE-45/25	0,45 µm	25 mm	400 szt.	2 121,34	1 591,01

Eksykator próżniowy ze szkła Duran® – z płytką i zaworem - typ Novus



Eksykator próżniowy DURAN® NOVUS wykonany jest ze szkła borokrzemowego charakteryzującego się wysoką odpornością chemiczną i termiczną. W zestawie znajduje się szczelny zawór oraz perforowana płytka porcelanowa, na której umieszcza się próbki. Przystosowany do pracy w pełnej próżni.

Nr-art.	Śr. nominalna	Śr. zew.	Wysokość	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
G-1617	DN 150	215 mm	239 mm	1 432,57	1 131,73
G-1618	DN 200	270 mm	296 mm	1 901,72	1 502,36
G-1619	DN 250	320 mm	344 mm	2 777,45	2 194,19
G-1620	DN 300	380 mm	420 mm	3 934,78	3 108,48



Bogata oferta materiałów filtracyjnych renomowanych marek dostępna na www.bionovo.pl

Whatman®



Munktell
ÅHLSTROM

SARTORIUS

MERCK



Zestaw do filtracji próżniowej

Zestaw do filtracji próżniowej DURAN® ze szkła borokrzemowego o wysokiej odporności chemicznej i termicznej. Wyposażony w metalową klamrę zabezpieczającą oraz dysk spiekany G2 z perforowaną płytką do filtrów membranowych i papierowych. Modułowa konstrukcja ułatwia czyszczenie. Wszystkie elementy zestawu dostępne są jako części zamienne.

Nr-art.	Poj. lejka	Poj. kolby	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
G-2881	250 ml	1 000 ml	3 244,75	2 336,22
G-2882	500 ml	2 000 ml	3 835,99	2 761,91



Pompka wodna strumieniowa

Bestseller



Zapewnia ciśnienie końcowe ok. 16 mbar przy niskim zużyciu wody wynoszącym 190 l/h. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną. Jest wyposażona w przyłączy próżniowe GL 14.

Nr-art.	Nazwa	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
3-1596	Pompka wodna strumieniowa	206,40	165,12

Membranowa pompa próżniowa Laboport® N 96

Kompaktowa, lekka i bezobsługowa pompa membranowa do precyzyjnych aplikacji laboratoryjnych. Zapewnia przepływ 7 l/min, próżnię 130 mbar i tłoczenie gazu do 2,5 bar. Regulacja prędkości dopasowuje wydajność do procesu, a chemoodporne materiały PTFE, PPS i FKM zwiększają trwałość. Idealna do filtracji, odgazowywania, eksykatorów i aparatury analitycznej.



Nr-art.	Próżnia	Maks. przepływ	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
P-8003	130 mbar	7 l/min	2 323,42	1 696,10

Parafilm[®] M

Bestseller

Rozciąga się do 200%, szczelnie przylega nawet do nieregularnych kształtów i chroni próbki przed parowaniem oraz zanieczyszczeniem. Odporny do 48 h na sole, kwasy nieorganiczne i zasady.

Nr-art.	Szerokość	Długość	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-1500	100 mm	38 m	184,00	128,80
B-1501	100 mm	75 m	278,20	194,74
B-1502	50 mm	75 m	184,02	128,81
B-1503	500 mm	15 m	374,04	261,83



Pojemniki dozujące na Parafilm[®] M



Dozownik z podwójnym ostrzem: tníe w obu kierunkach, chroni folię i palec; na rolki 50/100 mm.

Nr-art.	Nazwa	Kolor	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
R-3031	Pojemnik dozujący na Parafilm [®] M	niebieski	208,12	149,85
R-3032	Pojemnik dozujący na Parafilm [®] M	fioletowy	208,12	149,85
R-3033	Pojemnik dozujący na Parafilm [®] M	różowy	208,12	149,85
R-3035	Zapasowy nóż tnący do pojemników dozujących na Parafilm [®] M	niebieski	401,64	73,18

Młynki wsadowe Tube Mill control

IKA Tube Mill control to pierwszy na świecie system mielenia z wymiennymi komorami jedno- lub wielorazowymi. Rozdrabnia próbki miękkie, włókniste, kruche i twarde do 5 Mohsa, także w warunkach sterylnych. Komory 40 lub 100 ml ograniczają kontaminację krzyżową, umożliwiają bezpieczne przechowywanie próbek i chłodzenie suchym lodem. Regulacja parametrów oraz USB zapewniają pełną kontrolę i dokumentację procesu.

Nr-art.	Nazwa	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-4370	Młynek wsadowy Tube Mill control	11 907,00	9 763,74
K-4371	Młynek wsadowy Tube Mill 100 control	12 913,00	10 588,66

IKA[®]



Komory mielenia do młynków Tube Mill control

Jednorazowe komory IKA 40/100 ml eliminują kontaminację krzyżową. Wersje sterylne chronią próbki, a szczelna konstrukcja umożliwia mielenie, transport i przechowywanie w jednym naczyniu.

Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-4380	Jednorazowe komory mielenia MT 40.10.	40 ml	10 szt.	466,00	414,74
K-4381	Jednorazowe komory mielenia MT 40.100	40 ml	100 szt.	3 888,00	3 421,44
K-4382	Jednorazowe komory mielenia MT 40.10 - sterylne	40 ml	10 szt.	791,00	703,99
K-4386	Jednorazowe komory mielenia MT 100.10	100 ml	10 szt.	524,00	466,36
K-4388	Jednorazowe komory mielenia MT 100.50	100 ml	50 szt.	2 308,00	2 054,12
K-4387	Jednorazowe komory mielenia MT 100.10 - sterylne	100 ml	10 szt.	921,00	819,69



Etykiety do próbek i zaklejania otworów Close-it control seal 95 x 95 mm



Etykiety close-it hermetycznie zamykają otwory po pobraniu próbki, zapobiegając wysypywaniu materiału, chłonięciu wilgoci i zbrylaniu proszków. Warstwa aluminium tworzy skuteczną barierę dla wilgoci, a bardzo mocny klej trzyma nawet na powierzchniach zapylonych, lekko wilgotnych i zamrożonych.

Dostępne w 6 kolorach, z polem do opisu; opcjonalny dozownik usprawnia aplikację.

Nr-art.	Typ	Kolor	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
N-8701	Close-it - z nadrukiem	czerwony	500 szt.	284,44	256,00
N-8702	Close-it - z nadrukiem	żółty	500 szt.	284,44	256,00
N-8703	Close-it - z nadrukiem	niebieski	500 szt.	284,44	256,00
N-8704	Close-it - z nadrukiem	zielony	500 szt.	284,44	256,00
N-8705	Close-it - z nadrukiem	czarny	500 szt.	284,44	256,00
N-8706	Close-it - bez nadruku	biały	500 szt.	284,44	256,00
N-8710	Dozownik etykiet Close-it 95 x 95 mm	-	1 szt.	446,55	401,90



Szpatułki do próbek - PP - SteriPlast® - sterylne



Sterylnie szpatułki SteriPlast®: produkowane w cleanroomie ISO 7, pakowane pojedynczo i sterylizowane promieniowaniem gamma. Ostre ostrze przebija worki; wersja z pokrywą chroni próbkę.


Nr-art.	Typ	Długość	Gł. nakłucia	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
N-8715	bez pokryw	263 mm	150 mm	10 szt.	79,33	71,40
N-8716	z pokrywą	268 mm	150 mm	10 szt.	119,54	107,59

Jednorazowy próbnik z pojemnikiem próbki - DispoDipper

Jednorazowe czerpaki PP z długim uchwytem. Wersje sterylne eliminują ryzyko kontaminacji; niebieski kolor ułatwia wykrycie.



Nr-art.	Pojemność	Średnica	Wysokość	Dł. catk.	Czystość	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
N-8720	50 ml	40 mm	98 mm	417 mm	niesterylne	20 szt.	413,52	102,17
N-8721	50 ml	40 mm	98 mm	417 mm	sterylne	20 szt.	446,63	131,97
N-8722	100 ml	53 mm	98 mm	415 mm	niesterylne	20 szt.	463,61	147,25
N-8723	100 ml	53 mm	98 mm	415 mm	sterylne	20 szt.	208,33	187,50
N-8724	250 ml	72 mm	116 mm	429 mm	niesterylne	20 szt.	185,33	166,80
N-8725	250 ml	72 mm	116 mm	429 mm	sterylne	20 szt.	236,28	212,65



Tryskawki z nadrukiem – LDPE – 500 ml



Odporne na temperaturę, szczelne i wygodne. Trójjęzyczny, odporny nadruk z piktogramami oraz kolorowe zakrętki ograniczają pomyłki.



Nr-art.	Nadruk	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
1-3201	Aceton	50,12	27,57
1-3203	Ethanol	50,12	27,57
1-3205	Isopropanol	50,12	27,57
1-3207	Methanol	50,12	27,57
1-3209	Dest. Wasser	50,12	27,57

Termocykler PCR Mastercycler® X50s


Mastercycler® X50s Eppendorf łączy 96-dółkowy srebrny blok z szybkością nagrzewania do 10°C/s i dokładnością ±0,15°C, skracając PCR bez utraty powtarzalności. Gradient 2D pozwala jednocześnie optymalizować temperaturę denaturacji i przyłączania starterów, redukując liczbę serii testowych. Automatyczna pokrywa flexlid® dopasowuje nacisk do naczyń, ekran 7" upraszcza programowanie, a jedna jednostka steruje nawet 9 modułami eco. VisioNize® umożliwia zdalny monitoring, zarządzanie i dokumentację zgodną z GLP.



Nr-art.	Nazwa	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-5112	Mastercycler® X50s	49 980,00	42 483,00

Probówki i zatyczki Eppendorf PCR Tube Strips – 8-stanowiskowe

Cienkie ścianki zapewniają szybki transfer ciepła i powtarzalne wyniki. Wersje bez zatyczek, z płaskimi lub wypukłymi zamknięciami ograniczają parowanie i ułatwiają dopasowanie do PCR, RT-PCR i qPCR.



Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-8761	Probówki do PCR w paskach	0,1 ml	bez zatyczek	120 szt., 10 x 12 szt.	675,00	573,75
K-8762	Probówki do PCR w paskach	0,1 ml	zatyczki wypukłe	120 szt., 10 x 12 szt.	911,00	774,35
K-8763	Probówki do PCR w paskach	0,1 ml	zatyczki płaskie	120 szt., 10 x 12 szt.	986,00	838,10
K-8781	Zatyczki do probówek	-	wypukłe	120 szt., 10 x 12 szt.	295,00	250,75
K-8782	Zatyczki do probówek	-	płaskie	120 szt., 10 x 12 szt.	373,00	317,05


Woda wolna od nukleaz - sterylna



BIOLGIX[®]

Do biologii molekularnej: wolna od DNaz, RNaz, proteaz, pirogenów i DEPC. Wielokrotna destylacja zapewnia czystość pracy z DNA/RNA. Może być użyta do przygotowania roztworów o wysokiej czystości.

Nr-art.	Pojemność	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-4361	100 ml	58,82	55,29
B-4362	500 ml	93,14	87,55



Bufory PBS - sterylne

Do aseptycznego płukania, transportu komórek i przygotowania reagentów.

Niski poziom endotoksyn, brak DNaz, RNaz, proteaz i pirogenów.

Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-4371	Bufor PBS (1x) - pH 7,4 - niski poziom endotoksyn	500 ml	41,18	38,71
B-4372	Bufor PBS (1x) - pH 7,4 - niski poziom endotoksyn	1 000 ml	65,36	61,44
B-4374	Bufor PBS (10x) - pH 7,4	500 ml	52,70	49,54
B-4375	Bufor PBS (10x) - pH 7,4	1 000 ml	98,24	92,35

Zgrzewarka do płytek 96- i 384- dołkowych – HeatSealer S200

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR


eppendorf

Hermetycznie zgrzewa płytki 96- i 384-dołkowe, eliminując parowanie i kontaminację próbek podczas PCR. Regulacja 125–200°C, precyzyjny czas i równomierny docisk zapewniają powtarzalne zamknięcie. Adaptery do płytek PCR, nisko- i wysokoprofilowych oraz 96-dołkowych zwiększają uniwersalność. Filmy i folie PCR Clean są odporne na temperaturę, szczelne i kompatybilne z systemem.

Nr-art.	Nazwa	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-8786	HeatSealer S200	49 410,00	16 498,50
K-8790	Wysokoprofilowy adapter płytki	1 643,00	1 396,55
K-8791	Niskoprofilowy adapter płytki	1 643,00	1 396,55
K-8792	Adapter do płytki 96-dołkowej	1 643,00	1 396,55
K-8793	Eppendorf Heat Sealing Film - PCR clean - 100 szt.	915,00	777,75
K-8794	Eppendorf Heat Sealing Foil - PCR clean - 100 szt.	648,00	550,80



Płytki 96 - dołkowe do PCR twin.tec® Trace BioBased - 150 µl




Płytki PCR Eppendorf twin.tec® Trace BioBased 96-dołkowe łączą cienkościennie dołki PP z sztywną ramką PC, zapewniając szybki transfer ciepła, stabilność i odporność podczas wirowania. OptiTrack® oraz trwałe oznaczenia partii i daty ważności gwarantują pełną identyfikowalność i łatwą automatyzację. Podwyższone obrzeża ograniczają kontaminację. Średnio 86% surowców odnawialnych i certyfikat ACT redukują ślad węglowy bez kompromisu jakości.

Nr-art.	Typ	Profil	Kolor	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-8954	skirted	standardowy, z podwyższonymi obrzeżami dołków	bezbarny	25 szt.	675,00	573,75
K-8955	skirted	standardowy, z podwyższonymi obrzeżami dołków	zielone	25 szt.	675,00	573,75

Płytki 96 - dołkowe do PCR twin.tec® LoBind® - 150 µl

Płytki Eppendorf twin.tec® LoBind® 96-dołkowe ograniczają wiązanie DNA/RNA, zwiększając odzysk i czułość PCR. Konstrukcja PP/PC zapewnia szybki transfer ciepła i sztywność, podwyższone obrzeża redukują kontaminację, OptiTrack® ogranicza błędy, a PCR Clean gwarantuje brak DNaz, RNaz, ludzkiego DNA i inhibitorów.



Nr-art.	Typ	Profil	Kolor	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-9066	skirted	standardowy, z podwyższonymi obrzeżami dołków	bezbarny	25 szt.	815,00	692,75
K-9067	skirted	standardowy, z podwyższonymi obrzeżami dołków	żółte	25 szt.	889,00	755,65
K-9068	skirted	standardowy, z podwyższonymi obrzeżami dołków	zielone	25 szt.	889,00	755,65
K-9069	skirted	standardowy, z podwyższonymi obrzeżami dołków	niebieskie	25 szt.	889,00	755,65
K-9070	skirted	standardowy, z podwyższonymi obrzeżami dołków	czerwone	25 szt.	889,00	755,65

Inkubatory CellXpert C170 i C170i

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

eppendorf


Inkubatory CO₂ Eppendorf CellXpert® C170/C170i zapewniają jednolite warunki hodowli, szybki powrót temperatury i CO₂ po otwarciu drzwi oraz niskie zużycie gazu. Bezszwowa komora ze stali nierdzewnej, zaokrąglone narożniki i sterylizacja w 180°C upraszczają dekontaminację. Segmentowane drzwi wewnętrzne ograniczają utratę warunków inkubacji i chronią pozostałe kultury, a modele C170i oferują zaawansowane monitorowanie, zdalny nadzór i pełną dokumentację procesu.

Nr-art.	Nazwa	Wyposażenie	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-0971	CellXpert C170	wewnętrzne z 4 segmentami, rączka po prawej	57 600,00	48 960,00
K-0952	CellXpert C170i - interfejs dotykowy	wewnętrzne z 4 segmentami, rączka po prawej	65 440,00	55 624,00
K-0953	CellXpert C170i - interfejs dotykowy	wewnętrzne z 4 segmentami, rączka po lewej	65 440,00	55 624,00



Płytki 96-dołkowe do hodowli komórkowych TC-treated - sterylne

CORNING



Powierzchnia wspiera adhezję komórek, a przezroczysty PS ułatwia kontrolę hodowli. Warianty z dnem V, U lub płaskim dopasowują się do aplikacji; sterylność, niepirogenność, pokrywki i oznaczenia alfanumeryczne zwiększają bezpieczeństwo i identyfikowalność.

Nr-art.	Poj. dołka	Dno	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
C-8290	320 µl	V-kształtne	50 szt., pak. ind.	1 003,28	902,95
C-8291	330 µl	U-kształtne	50 szt., pak. ind.	769,53	692,58
C-8294	360 µl	F-kształtne	20 x 5 szt., 100 szt.	1 591,73	1 432,56
C-8296	360 µl	F-kształtne	50 szt., pak. ind.	840,35	756,32
C-8297	360 µl	F-kształtne	100 szt., pak. ind.	1 670,98	1 503,88
C-8301	360 µl	F-kształtne	50 szt., pak. ind.	860,17	774,15
C-8302	360 µl	F-kształtne	5 x 20 szt. 100 szt.	1 389,89	1 250,90

Butelki do hodowli komórkowych z wentylacją - szyjka skośna – sterylne - Falcon TC-treated

Wspierają szybkie i równomierne przyleganie komórek adherentnych. Sterylne, niepirogenne, z wentylowaną zakrętką, podziałką i polem do opisu; różne pojemności ułatwiają skalowanie hodowli.

CORNING



Nr-art.	Pow. wzrostu	Pojemność	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
C-8598	25 cm ²	70 ml	5 x 20 szt., 100 szt.	706,88	636,19
C-8602	75 cm ²	250 ml	12 x 5 szt., 60 szt.	819,45	737,51
C-8611	150 cm ²	600 ml	8 x 5 szt., 40 szt.	914,18	822,76
C-8621	225 cm ²	800 ml	6 x 5 szt., 30 szt.	1 366,54	1 229,89

Probówki wirówkowe ze skalą i polem do opisu - PP

Probówki wirówkowe z chemoodpornego PP, stożkowe dno, trwała skala i wysoka stabilność wirowania. Wersje sterylne lub niesterylne, certyfikat serii.

CORNING



Nr-art.	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
C-0095	15 ml	niesterylne	500 szt.	509,94	446,20
C-0096	15 ml	sterylne	500 szt.	546,65	478,32
C-0097	50 ml	niesterylne	500 szt.	619,27	541,86
C-0098	50 ml	sterylne	500 szt.	655,73	573,76

Wytrząsarka Vortex Genie 2

Vortex-Genie® 2 OHAUS: 600–2700 rpm, orbita 4 mm i dwa tryby pracy zapewniają szybkie, powtarzalne mieszanie od PCR po resuspensję. Ciężka obudowa i antypoślizgowe nóżki gwarantują stabilność. Nasadki TurboMix, platforma uniwersalna i uchwyt 6×50 ml rozszerzają zastosowania, a praca w chłodni i inkubatorze zwiększa elastyczność.



K-1722




K-1731



K-1726

Nr-art.	Nazwa	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-1715	Wytrząsarka Vortex Genie 2 w zestawie z standardową nasadką (śr. wew. 25 mm) i platformą wytrząsarki (śr. 75 mm)	1 685,00	1 516,50
K-1722	Nasadka Turbomix	1 299,00	1 169,10
K-1726	Platforma uniwersalna	618,00	556,20
K-1731	Uchwyt dla 6 probówek wirówkowych 50 ml (śr. 30 x dł. 115 mm)	448,00	403,20

RNase AWAY® – środek do usuwania RNaz



Szybko usuwa RNazy ze szkła i sprzętu. Bezpieczna, niekancerogenna i niekorozyjna alternatywa dla DEPC. Stabilny chemicznie, bez specjalnego przechowywania.

Nr-art.	Pojemność	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-0542	250 ml	192,26	142,27
B-0544	475 ml	255,10	188,77
B-0545	1 000 ml	416,89	308,50
B-0546	4 000 ml	779,19	701,27

DNA AWAY® – środek do usuwania DNA



Szybko i bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia DNA, ograniczając ryzyko błędnych wyników PCR. Gotowy do użycia.

Nr-art.	Pojemność	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-0540	250 ml	116,75	103,91
B-0541	4 000 ml	841,94	665,13

*Podane ceny są cenami netto

Zestaw do izolacji plazmidowego DNA NucleoSpin[®] Plasmid



Zestaw izoluje do 40 µg wysokiej czystości DNA plazmidowego w zaledwie 25 min dla 18 próbek. Membrana krzemionkowa zapewnia wysoką wydajność i powtarzalność, a gotowy zestaw na 50 izolacji usprawnia klonowanie, PCR i sekwencjonowanie.

Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
740588.50	NucleoSpin [®] Plasmid	50 izolacji	392,62	369,06

Zestaw do izolacji RNA NucleoSpin[®] RNA



Zestaw izoluje RNA o wysokiej integralności z komórek, tkanek, bakterii i drożdży. Kolumnowa technologia krzemionkowa, filtracja lizatu i rDNaza skutecznie usuwają DNA. Tylko 35 min/6 próbek, elucja 30–120 µl; zestawy na 50 lub 250 izolacji. Gotowy zestaw na 50 /250 izolacji usprawnia klonowanie, PCR i sekwencjonowanie.

Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
740955.50	NucleoSpin [®] RNA	50 izolacji	1 369,38	1 287,22
740955.250	NucleoSpin [®] RNA	250 izolacji	5 912,50	5 557,75

Zestaw do izolacji RNA NucleoSpin[®] RNA Virus



NucleoSpin[®] RNA Virus izoluje czyste wirusowe RNA i DNA z osocza, surowicy oraz innych płynów bezkomórkowych. Sprawdzona skuteczność dla wielu wirusów, bezpieczna procedura i wynik w ok. 30 min. Zestawy na 50 lub 250 izolacji.

Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
740956.50	NucleoSpin [®] RNA Virus	50 izolacji	962,40	904,66
740956.250	NucleoSpin [®] RNA Virus	250 izolacji	4 324,50	4 062,21

Nowość!

Pipety jednokanałowe Corning[®] Lambda[™] EliteTouch[™]

Lekkie pipety 0,1–1000 µl o wysokiej precyzji i powtarzalności. Płynny ruch tłoka, minimalna siła nacisku i ergonomiczny uchwyt ograniczają zmęczenie oraz ryzyko urazu na skutek powtarzającego się wysiłku (RSI), a 4-cyfrowy licznik ułatwia dokładne ustawienie objętości. Autoklawowalne.

Nr-art.	Pojemność	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-4180	0,1-2 µl	711,50	640,35
B-4181	0,5-10 µl	711,50	640,35
B-4182	2-20 µl	711,50	640,35
B-4184	10-100 µl	711,50	640,35
B-4185	20-200 µl	711,50	640,35
B-4186	100-1000 µl	711,50	640,35



Zestaw pipet jednokanałowych Corning[®] Lambda[™] EliteTouch[™]

Kompletny zestaw: 4 pipety 0,5–1000 µl, 3×960 końcówek DeckWorks i statywy.

Nr-art.	Pojemność	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-4195	0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl.	2 281,54	2 030,54

Końcówki do pipet
renomowanych
producentów
na www.bionovo.pl



Probówki wirówkowe Eppendorf Conical Tubes

Probówki wirówkowe Eppendorf 15/50 ml z czystego PP, PCR Clean/Sterile, bez biocydów, plastifikatorów i środków poślizgowych. Szczelna zakrętka, duże pole opisu oraz wersje bursztynowe chroniące próbki przed światłem.



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

eppendorf

Nr-art.	Pojemność	Kolor	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-7570	15 ml	przezroczysty	8 x 50 szt., 400 szt.	626,00	532,10
K-7571	15 ml	przezroczysty	20 x 25 szt., 500 szt.	889,00	755,65
K-7574	15 ml	bursztynowy	4 x 50 szt., 200 szt.	325,00	276,25
K-7580	50 ml	przezroczysty	24 x 20 szt., 480 szt.	902,00	766,70
K-7581	50 ml	przezroczysty	12 x 25 szt., 300 szt.	762,00	647,70
K-7584	50 ml	bursztynowy	12 x 20 szt., 240 szt.	473,00	402,05



Pudełko chłodzące na probówki 0,5- 2,0 ml - Bench-Cooler

Bench-Cooler utrzymuje temperaturę ok. -15°C przez 2 godziny po schłodzeniu w zamrażarce do -20°C. Chroni próbki PCR, enzymy i kriopróbki podczas pracy i transportu; nietoksyczny żel, 12 lub 32 miejsca na próbki 0,5-2,0 ml.

NALGENE®



Nr-art.	Liczba miejsc	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
7-3700	12 miejsc	765,84	689,23
7-3701	32 miejsca	1 471,24	1 324,09

Wytrząsarka Multi Reax

heidolph
research made easy

Multi Reax Heidolph intensywnie miesza nawet lepkie próbki dzięki ruchowi 3 mm i płynnej regulacji 150–2000 obr./min. Cyfrowy timer 1–999 min, tryb ciągły, automatyczne zatrzymanie i sygnał końca umożliwiają bezpieczną pracę bez nadzoru. Wymienne nasadki karuzelowe obsługują jednocześnie 26 probówek śr. 10–16 mm lub 12 probówek śr. 16–32 mm, zwiększając wydajność i elastyczność przygotowania próbek.

Nr-art.	Liczba miejsc	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
H-6805	Wytrząsarka Multi Reax	7 064,90	6 358,41
H-6836	Nasadka karuzelowa na 26 probówek	394,30	352,17
H-6837	Nasadka karuzelowa na 12 probówek	399,90	359,91



Nowość!

Łaźnie wodne jednokomorowe serii WE Elektronik

**LABO
PLAY**

Łaźnie wodne Laboplay zapewniają precyzyjne termostatowanie do 100°C w pojemnościach 2,8–18 l i wersjach na 1, 2 lub 4 stanowiska. Mikroprocesorowy regulator, czytelny wyświetlacz LED i timer ułatwiają kontrolę procesu, a zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody chroni próbki i urządzenie.



Łaźnie 4- miejscowe o poj. 13, 18 l
i 6- miejscowe o poj. 14, 21, 28 l
dostępne na www.bionovo.pl



Nr-art.	Model	Pojemność	Liczba miejsc	Wym. robocze	Moc	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
L-2325	W110E	2,8 l	1	240 x 138 x 100 mm	400 W	2 742,90	2 441,18
L-2326	W115E	4 l	1	240 x 138 x 150 mm	500 W	2 824,87	2 514,13
L-2327	W120E	5,5 l	1	240 x 138 x 200 mm	600 W	2 924,83	2 600,43
L-2328	W210E	4 l	2	300 x 152 x 100 mm	500 W	2 924,83	2 600,43
L-2329	W215E	5,7 l	2	300 x 152 x 150 mm	600 W	3 094,76	2 751,67
L-2330	W220E	7,8 l	2	300 x 152 x 200 mm	700 W	3 410,76	2 768,58

Więcej urządzeń laboratoryjnych Laboplay na www.bionovo.pl



Łaźnie wodne
z wytrząsaniem



Łaźnie
do rozmrażania
osocza



Łaźnie suche

Kolby Erlenmeyera ze szkła Duran® – z zakrętką

DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE

Odporne chemicznie szkło borokrzemowe, szczelna zakrętka PBT z uszczelką PTFE i czytelna podziałka. Stożkowy kształt usprawnia mieszanie, a zgodność z DIN 12380 i ISO 1773 potwierdza jakość.

Nr-art.	Pojemność	Gwint	Średnica	Wysokość	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
D-1454	100 ml	GL25	64 mm	109 mm	197,80	140,44
D-1455	250 ml	GL32	85 mm	149 mm	190,44	135,21
D-1456	500 ml	GL32	105 mm	180 mm	200,64	142,45
D-1457	1000 ml	GL32	131 mm	225 mm	302,05	214,46



Butelki z HDPE z zamknięciem samoplombującym - z tiosiarczanem sodu - sterylne

CORNING

Sterylnie butelki do poboru wody: samoplombujące zamknięcia chronią integralność próbki, a 20/120 mg tiosiarczanu sodu neutralizuje chlor.



Nr-art.	Pojemność	Zawartość tiosiarczanu sodu	Śr. szyjki	Zamknięcie	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
E-6925	250 ml	20 mg/l	20 mm	zakrętka samoplombująca	312 szt.	2 225,99	1 803,05
E-6926	250 ml	20 mg/l	20 mm	zakrętka samoplombująca	200 szt., pak.ind.	1 702,02	1 293,54
E-6927	500 ml	20 mg/l	22 mm	zakrętka samoplombująca z uszczelką	100 szt., pak. ind.	961,02	730,38
E-6928	1000 ml	20 mg/l	28 mm	zakrętka samoplombująca z uszczelką	77 szt.	977,55	742,94
E-6929	500 ml	120 mg/l	22 mm	zakrętka samoplombująca z uszczelką	100 szt.	833,80	633,69
E-6930	500 ml	120 mg/l	29 mm	wciskany korek samoplombujący	100 szt.	786,84	598,00
E-6931	1000 ml	120 mg/l	28 mm	zakrętka samoplombująca z uszczelką	77 szt.	991,17	753,29

Worki Whirl-Pak® Speci-Sponge® z gąbką celulozową, 532 ml

Sterylnie worki do szybkiego poboru próbek z powierzchni w kontroli patogenów żywności. Wytrzymały, przezroczysty PE, szczelne zamknięcie i pole opisowe.

Nr-art.	Nazwa	Typ	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
P-7332	Worki Whirl-Pak® Speci-Sponge® z gąbką celulozową	sucha	100 szt.	693,30	623,97
P-7336	Worki Whirl-Pak® Speci-Sponge® z gąbką celulozową	nasączona HiCAP™	100 szt.	2 040,47	1 836,42
P-7337	Worki Whirl-Pak® Speci-Sponge® z gąbką celulozową w zestawie z rękawicą	nasączona HiCAP™	100 szt.	2 358,46	2 122,61



Worki Whirl-Pak® – z gąbką poliuretanową

Sterylnie worki Whirl-Pak® z gąbką poliuretanową do poboru próbek z powierzchni. HiCap™ neutralizuje środki dezynfekcyjne do 72 h, jest antyalergiczny i zgodny z 3M™ Petrifilm™. Warianty suche, nasączone oraz z obrotowym uchwytem.

Nasco



Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Szer. x dt.	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
P-7322	Worki Whirl-Pak® z gąbką poliuretanową na uchwycie	sucha	710 ml	150 x 230 mm	100 szt.	1 548,07	1 393,26
P-7324	Worki Whirl-Pak® z gąbką poliuretanową	nasączona HiCAP™	532 ml	115 x 230 mm	100 szt.	1 423,54	1 281,19
P-7328	Worki Whirl-Pak® z gąbką poliuretanową na uchwycie	nasączona HiCAP™	710 ml	150 x 230 mm	100 szt.	1 744,77	1 570,29



Bogata oferta produktów Whirl-Pak® w zakresie pobierania próbek i prowadzenia badań dostępna na www.bionovo.pl



Palniki Fuego SCS i Fuego SCS pro



Palniki Fuego SCS/SCS pro zapewniają bezdotykowy zapłon IR, precyzyjną regulację płomienia i kontrolę czasu pracy. Gładka obudowa ze stali nierdzewnej ułatwia dezynfekcję, a system bezpieczeństwa odcina gaz przy zgaśnięciu lub przegrzaniu.

Nr-art.	Nazwa	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-1344	Palnik bezpieczeństwa Fuego SCS bez włącznika nożnego	2 996,88	2 697,19
K-1345	Palnik bezpieczeństwa Fuego SCS pro bez włącznika nożnego	3 409,15	3 068,24



Naboje i adaptory do palników gazowych

Naboje CV 360 i C 206 oraz zalecane adaptory tworzą bezpieczny, mobilny system zasilania palników laboratoryjnych. Kompatybilność z Fuego, gasprofi, Flame i Fireboy, redukcja ciśnienia, zawory odcinające oraz certyfikowane węże DVGW zapewniają wygodną i niezawodną pracę.

Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-1346	Naboje gazowe CV 360 - 52 g	6 szt.	367,46	323,36
B-1347	Adapter do nabojów CV 360	1 szt.	527,66	464,34
B-1348	Naboje gazowe C 206 - 190 g	3 szt.	67,80	59,66
B-1349	Adapter do nabojów C 206	1 szt.	747,47	631,37



Szkietka mikroskopowe 76 x 26 mm, grubość 1 mm

Bestseller

Krawędzie cięte lub szlifowane 90° oraz wersje bez i z obustronnym polem opisu. Szkietka są gotowe do użycia. Zgodne z normą ISO 8037/1.

Nr-art.	Krawędzie	Pole opisowe	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
S-4021	cięte	bez pola opisowego	50 szt.	43,70	12,33
S-4023	cięte	z obustronnym polem opisowym	50 szt.	48,47	16,62
S-4025	szlifowane pod kątem 90°	bez pola opisowego	50 szt.	22,98	20,68
S-4027	szlifowane pod kątem 90°	z obustronnym polem opisowym	50 szt.	26,54	23,86



Szkietka nakrywkowe – prostokątne – grubość 0,13-0,16 mm

Szkietka nakrywkowe kl. 1 zapewniają wysoką jakość obrazu.

Nr-art.	Wymiary	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
T-2B1515	15 x 15 mm	1000 szt.	422,60	110,34
T-2B1818	18 x 18 mm	1000 szt.	408,35	97,52
T-2B2424	24 x 24 mm	1000 szt.	492,80	173,52
T-3B2432	24 x 32 mm	1000 szt.	235,10	211,59



Pojemniki do barwienia szkiełek mikroskopowych

Modułowe pojemniki do barwienia 80 ml: autoklawowalny, chemooodporny polimer acetalowy, 5 kolorów do kodowania procesów i zaciski łączące. Statyw mieści 12 szkiełek, chroniąc pole opisu przed roztworem.


Nr-art.	Nazwa	Kolor	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-0992	Pojemnik do barwienia 80 ml	niebieski	102,13	91,92
B-0993	Pojemnik do barwienia 80 ml	żółty	102,13	91,92
B-0994	Pojemnik do barwienia 80 ml	zielony	102,13	91,92
B-0995	Pojemnik do barwienia 80 ml	różowy	102,13	91,92
B-0996	Pojemnik do barwienia 80 ml	biały	102,13	91,92
B-0997	Statyw na 12 szkiełek mikroskopowych	ciemnoszary	110,73	99,66



Komory i wkłady do barwienia szkiełek mikroskopowych

Szklany system barwienia szkiełek: komora z pokrywką, wkład na 10 preparatów 76×26 mm lub 20 ustawionych parami oraz trwałe uchwyty ze stali nierdzewnej. Modułowa konstrukcja ułatwia bezpieczne przenoszenie i seryjną pracę.

Nr-art.	Nazwa	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
E-1701	Szklana komora do barwienia - z pokrywką	118,74	106,87
E-1702	Wkład szklany do barwienia	123,81	111,43
E-1703	Uchwyt z drutu stalowego do wkładu - duży	17,03	15,33
E-1704	Uchwyt z drutu stalowego do wkładu - mały	15,73	14,16



Płyta grzejna do suszenia preparatów mikroskopowych – ZF6

Płyta grzejna ZF6 do szybkiego suszenia 23 preparatów: równomierne grzanie do 75°C, czarna kontrastowa powierzchnia 26×18 cm, regulacja mocy 5–100 W i czytelny LCD. Idealna do histologii, cytologii i biologii.

Nr-art.	Nazwa	Pow. płyty	Maks. temp.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
L-0220	Płyta grzejna ZF6	26 x 18 cm	75 ± 2 °C	1 374,76	1 223,54



Etui na szkiełka mikroskopowe

Kartonowe etui na 20 szkiełek: twarda tektura chroni preparaty w transporcie i przechowywaniu, a pole opisowe ułatwia identyfikację.

Nr-art.	Nazwa	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-0375	Kartonowe etui na szkiełka - 20 miejsc	26,32	19,99



Bestseller

Mieszadło magnetyczne z grzaniem Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core/ Core+



Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core/Core+:
mieszanie do 25 l, 100–1400 obr./min
i grzanie do 300°C. Odporna na chemikalia
i zarysowana płyta z anodowanego
aluminium Ø145 mm, dokładność prędkości
±2%, kompaktowa obudowa IP42;
Core+ oferuje cyfrową obsługę.

Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręđ. obrotowa	Zakres temp.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
H-6210	Mieszadło magnetyczne Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core	analogowe	100-1400 obr./min	20-300°C	3 599,10	3 239,19
H-6211	Mieszadło magnetyczne Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core +	cyfrowe	100-1400 obr./min	20-300°C	3 960,30	3 564,27

Eksykator szafkowy - PMMA - Star



Eksykator SICCO Star 5 l chroni próbki przed wilgocią bez zasilania.
Wzmocniona rama aluminiowa, szczelne drzwi magnetyczne,
higrometr, 4 wysuwane półki z regulacją wysokości, pojemnik
na osuszacz i żel krzemionkowy w zestawie. Możliwość rozbudowy
do 26 półek i piętrowania.



Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Maks. obciążenie półki	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-0662	Star Desiccator	5 l	10 kg	4 029,44	3 626,50

Eksykator szafkowy – PC - Mini 1 Desiccator Premium

Eksykator SICCO Mini 1 Premium: lekki, nietłukący poliwęglan i pełna
widoczność próbek. Drzwi One-Touch z uszczelką, higrometr, 2 półki,
pochłaniacz wilgoci, możliwość piętrowania i pracy od -35 do +70°C.

Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Maks. obciążenie półki	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
B-0663	Mini 1 Desiccator Premium	6 l	2 kg	701,98	631,78



Żel krzemionkowy wskaźnikowy

Żel pochłaniający wilgoć, zmienia kolor, nie zawiera metali
ciężkich, wielokrotnego użytku po regeneracji 130–160°C.

Nr-art.	Pojemność	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
1-7031	1 000 ml	96,18	85,60
1-7035	5 000 ml	384,00	341,76



FOR MY LAB
neoLab[®]

pH-metr Testo 206-pH1

Kompletny zestaw Testo 206-pH1 do szybkich pomiarów cieczy: dokładność $\pm 0,02$ pH, rozdzielczość 0,01 pH, automatyczna kompensacja temperatury, Auto-Hold i IP68. Trwała elektroda żelowa z sondą NTC, wymienna końcówka, bufony pH 4,01/7,00 oraz pojemnik KCl zapewniają precyzję, łatwą kalibrację i długą żywotność.

Nr-art.	Nazwa	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
T-2134	pH-metr Testo 206-pH1 zestaw standardowy	702,00	666,90
T-2135	pH-metr Testo 206-pH1 zestaw walizkowy	1 173,00	1 114,35
T-2141	Elektroda do Testo 206-pH1	398,00	378,10
T-2150	Roztwór buforowy Testo - pH 4,01 - 250 ml	98,70	93,77
T-2151	Roztwór buforowy Testo - pH 7,00 - 250 ml	98,70	93,77
T-2155	Pojemnik z elektrolitem do Testo 206	79,80	75,81



Termometr Testo 105

Wodoodporny termometr HACCP/EN 13485 do -50–275°C. Wymienne sondy: standardowa, długa i świdrowa do mrozonek; alarm optyczny i dźwiękowy, podświetlany LCD oraz programowane limity. Wariant z kompletem 3 sond i walizką zapewnia pełną mobilność.

Nr-art.	Nazwa	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
T-2040	Termometr Testo 105 ze standardową sondą pomiarową	531,00	504,45
T-2041	Termometr Testo 105 ze świdrową sondą do produktów mrożonych	674,00	640,30
T-2042	Termometr Testo 105 z trzema sondami i walizką	1 141,00	1 083,95



Pompka ręczna OTAL®



Pompy ręczne OTAL® do szybkiego i bezpiecznego przelewania cieczy z kanistrów i beczek. Uniwersalny korek pasuje do otworów 30–70 mm, teleskopowa rura dopasowuje się do pojemnika, a przepływ jest równomierny i zatrzymuje się natychmiast bez kapania. Warianty PP i stal AISI 304 oferują odporność chemiczną, trwałość i wydajność do 26 l/min.

Szeroki asortyment wysokiej jakości próbników, czepaków, pomp do beczek i pojemników Bürkle na www.bionovo.pl



Nr-art.	Materiał	Pręd.przepływu	Średnica	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
N-8740	PP	14 l/min	12 mm	372,81	335,53
N-8731	PP	26 l/min	18 mm	397,53	357,78
N-8732	stal nierdzewna 304	26 l/min	18 mm	670,37	603,33

Pipety jednokanałowe Transferpette® S

Transferpette® S BRAND 0,1–10 000 µl: pełny zakres w 10 modelach, obsługa jedną ręką, 4-cyfrowy wskaźnik i precyzyjna regulacja. Centralny tłok o niskim oporze, ergonomiczny uchwyt dla prawo- i leworęcznych oraz kodowanie barwne końcówek zapewniają szybką, pewną i komfortową pracę nawet w długich seriach.

Nr-art.	Model	Pojemność	Krok co	Kod barwny	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-2121	D-1	0,1-1 µl	0,001 µl	szary	1 047,48	890,36
K-2122	D-2,5	0,1-2,5 µl	0,002 µl	szary	1 047,48	890,36
K-2123	D-10	0,5-10 µl	0,01 µl	szary	1 047,48	890,36
K-2124	D-20	2-20 µl	0,02 µl	żółty	1 047,48	890,36
K-2125	D-50	5-50 µl	0,05 µl	żółty	1 047,48	890,36
K-2126	D-100	10-100 µl	0,1 µl	żółty	1 047,48	890,36
K-2127	D-200	20-200 µl	0,2 µl	żółty	1 047,48	890,36
K-2128	D-1000	100-1000 µl	1 µl	granatowy	1 047,48	890,36
K-2129	D-5000	500-5000 µl	5 µl	czerwony	1 047,48	890,36
K-2130	D-10000	1000-10000 µl	10 µl	niebieski	1 047,48	890,36



Końcówki do pipet - niesterylne

Końcówki 0,1–10 000 µl: wysokiej jakości tworzywo, czytelna podziałka, autoklawowalne. Szeroki wybór pojemności oraz ekonomiczne opakowania do 10 000 szt. usprawniają pracę seryjną i obniżają koszty. Wersje standardowe i XXL pozwalają dopasować zapasy do potrzeb laboratorium.


Nr-art.	Pojemność	Pakowane	Pakowane	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-0076	0,1-20 µl	2 x 1000 szt., worek	2000 szt.	241,23	192,98
K-0202	0,1-20 µl	10 x 1000 szt., worek XXL	10000 szt.	851,40	749,23
K-0077	0,5-20 µl	2 x 1000 szt., worek	2000 szt.	226,64	181,29
K-0205	0,5-20 µl	10 x 1000 szt., worek XXL	10000 szt.	799,80	703,82
K-0078	2-200 µl	1 x 1000 szt., worek	1000 szt.	80,44	61,11
K-0211	2-200 µl	10 x 1000 szt., worek XXL	10000 szt.	499,66	449,69
K-0079	5-300 µl	1 x 1000 szt., worek	1000 szt.	95,03	76,02
K-0216	5-300 µl	10 x 1000 szt., worek XXL	10000 szt.	733,15	659,84
K-0080	50-1000 µl	2 x 500 szt., worek	1000 szt.	98,04	68,63
K-0221	50-1000 µl	10 x 500 szt., worek XXL	5000 szt.	333,47	273,45
K-0082	500-5000 µl	1 x 200 szt., worek	200 szt.	106,00	84,80
K-0227	500-5000 µl	5 x 200 szt., worek XXL	1000 szt.	435,38	391,84
K-0084	1000-10000 µl	10 x 100 szt., worek XXL	1000 szt.	841,73	757,56



Komora do liczenia komórek Bürkera

Komora Bürkera ze szkła optycznego: precyzyjnie grawerowana podwójna siatka, głębokość 0,1 mm i zaciski sprężynowe zapewniają szybkie, dokładne liczenie komórek.

Nr-art.	Nazwa	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-8512	Komora zliczeniowa Bürkera z zaciskami sprężynowymi	344,00	309,60



Dozownik ręczny Multipette® E3/E3x 1 µl – 50 ml

Elektroniczne dozowanie objętości od 1 µl do 50 ml, aż 5000 objętości i do 100 dozowań przy jednym napełnieniu. Wypór bezpośredni zapewnia precyzję także dla cieczy lepkich, lotnych i niebezpiecznych. Automatyczne rozpoznawanie końcówek Combitips®, regulowana prędkość, bezkontaktowy zrzut końcówki i zaawansowane tryby E3x przyspieszają długie serie. Dozowniki sprzedawane są w komplecie z końcówkami.

Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-2611	Dozownik Multipette® E3	z kablem ładującym	3 430,00	2 915,50
K-2612	Dozownik Multipette® E3	z kablem i statywem ładującym	3 876,00	3 294,60
K-2621	Dozownik Multipette® E3x	z kablem ładującym	4 380,00	3 723,00
K-2622	Dozownik Multipette® E3x	z kablem i statywem ładującym	4 726,00	4 017,10



Końcówki Combitips Advanced – Eppendorf Quality™

Combitips advanced Eppendorf 0,1–50 ml: automatyczne rozpoznawanie końcówki i system wyporu bezpośredniego dla cieczy lepkich, lotnych i niebezpiecznych. Hermetyczny tłok ogranicza ryzyko powstawania aerozoli i kontaminacji, a wydłużona geometria ułatwia dozowanie do wąskich naczyń. Dostępne warianty Eppendorf PCR Clean/ Biopur®, Forensic DNA Grade.

Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Szt./Op.	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
K-6330	Końcówki Combitips Advanced	0,1 ml	biały	100 szt.	491,00	441,90
K-6331	Końcówki Combitips Advanced	0,2 ml	jasnoniebieski	100 szt.	491,00	441,90
K-6332	Końcówki Combitips Advanced	0,5 ml	fioletowy	100 szt.	491,00	441,90
K-6333	Końcówki Combitips Advanced	1,0 ml	żółty	100 szt.	491,00	441,90
K-6334	Końcówki Combitips Advanced	2,5 ml	zielony	100 szt.	491,00	441,90
K-6335	Końcówki Combitips Advanced	5,0 ml	niebieski	100 szt.	491,00	441,90
K-6336	Końcówki Combitips Advanced	10 ml	pomarańczowy	100 szt.	491,00	441,90
K-6337	Końcówki Combitips Advanced	25 ml	czerwony	100 szt.	578,00	520,20
K-6338	Końcówki Combitips Advanced	50 ml	jasnoszary	100 szt.	635,00	571,50
K-6340	Pakiet mieszany Combitips Advanced	0,1-50 ml	brak	9 szt.	71,80	64,62
K-6400	Adapter do Combitips Advanced o poj. 25 ml	-	czerwony	1 szt.	53,90	48,51
K-6402	Adapter do Combitips Advanced o poj. 50 ml	-	jasnoszary	1 szt.	53,90	48,51



Warianty w czystości Eppendorf PCR Clean dostępne na www.bionovo.pl

Czasomierz Time Tracker™

Time Tracker™ wizualizuje pozostały czas kolorami widocznymi z daleka: zielony, żółty i czerwony. Dwuliniowy LCD, łatwe programowanie oraz 6 alarmów dźwiękowych usprawniają kontrolę procesów i ograniczają ryzyko przeoczenia końca odliczania.

Nr-art.	Model	Cena PLN*	PROMOCJA PLN*
L-1311	Czasomierz Time Tracker™	336,68	303,01



Zamrażarki niskotemperaturowe



Bezpieczne przechowywanie cennych próbek



Wysoka niezawodność i trwałość



Nowoczesne rozwiązania dla Twojego laboratorium



Szeroka gama produktów Eppendorf
od autoryzowanego dystrybutora
na www.bionovo.pl



Wytrząsarki z inkubacją



Precyzyjna kontrola temperatury



Optymalne warunki dla hodowli komórek



Solidna konstrukcja i niezawodność



Wszechstronne zastosowanie



Inkubatory do hodowli komórek



BIONOVO

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

eppendorf

Doradztwo techniczne

Pełna opieka gwarancyjna

Sprawną organizacją serwisu pogwarancyjnego

Siedziba Główna ul. **Nowodworska 7**, 59-220 **Legnica**

Oddział we Wrocławiu ul. **Powstańców Śląskich 9**, 53-332 **Wrocław**

Centrala - tel. **76 850 57 80** | e-mail: info@bionovo.pl

Oferty, doradztwo - tel. **76 850 57 89** | e-mail: oferty@bionovo.pl

Obsługa zamówień - tel. **76 850 57 83** | e-mail: zamowienia@bionovo.pl

Przetargi - tel. **76 850 57 91** | e-mail: przetargi@bionovo.pl

Obserwuj nas:

www.bionovo.pl



Oferta **BIONOVO news 4/2026** ważna jest do **31.12.2026** lub do wyczerpania zapasów. Oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych, prywatnych oraz publicznych. Wszystkie podane ceny są cenami netto po upuście i należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Przy zamówieniach prosimy powołać się na numer oferty **Bionovo news 4/2026**.

W przypadku zamówień powyżej 2 000,00 zł netto koszty dostawy pokrywa firma BIONOVO. Koszt dostawy przesyłek do 30 kg (opakowanie, transport i ubezpieczenie) wynosi 35,00 zł + VAT. Koszty transportu przesyłek powyżej 30 kg, gabarytów, na palecie, transportu w suchym lodzie lub dostaw w kilka różnych lokalizacji uzgadniane są indywidualnie.

Upusty nie sumują się z innymi promocjami lub ofertami specjalnymi organizowanymi przez firmę BIONOVO. Ceny obliczono przy kursie średnim EUR wg NBP: 4,30 PLN. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen i/lub jej modyfikacji w przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% proporcjonalnie do zmiany kursu oraz w innych, szczególnych przypadkach. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów ze sprzedaży przed zakończeniem oferty specjalnej. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od zamówionego wariantu.