




Przewód sieciowy z wtyczką C15

Przewód z wtyczką ze stykiem ochronnym. Kolor biały. Długość kabla: 2,0 m. Przekrój: 0,75 mm². Odpowiedni do większości urządzeń laboratoryjnych. Obciążenie do 16 A przy 230 V.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Długość
	L-2034	Przewód sieciowy	biały	2 m

Opis

Przewód z wtyczką ze stykiem ochronnym. Kolor biały. Długość kabla: 1,5 m. Przekrój: 1,0 mm². Odpowiedni do większości urządzeń laboratoryjnych. Obciążenie do 16 A przy 230 V.