



Wytrząsarka Vortex V-1 plus



Vorteks V-1 plus marki Biosan jest kompaktową wytrząsarką, która umożliwia zarówno delikatne, jak i energiczne wytrząsanie próbek biologicznych i chemicznych. Prędkość obrotowa jest regulowana w zakresie od 500 do 3000 obr./min przy amplitudzie ruchu 4 mm.

Miniatura



Nr-art.

K-7750

Nazwa

Vortex V-1 plus

Pręđ. obrotowa

500-3000 obr./min

Opis

Wytrząsarka vorteks marki Biosan V-1 plus to kompaktowe urządzenie, niezbędne w każdym laboratorium. Sprawdza się zarówno przy zawieszaniu komórek, jak i przy wspomaganiu procesu rozpuszczania. Prędkość obrotowa może być płynnie regulowana w zakresie 500 do 3000 obr./min, z amplitudą ruchu 4 mm. Dzięki temu, w zależności od potrzeb, próbka może być wytrząsana delikatnie, jak i energicznie.

Vorteks V-1 ma dwa tryby pracy. **Tryb impulsowy** włącza się poprzez dociśnięcie probówką głowicy urządzenia. V-1 plus jest również wyposażony w **tryb pracy ciągłej**. Nasadka jest przystosowana do wytrząsania najpopularniejszych typów probówek, o poj. od 0,2 do 50 ml.