



Akcesoria do Multi Speed MSV-3500



Platformy kompatybilne z wytrząsarką typu vortex [Multi Speed MSV-3500](#) firmy Biosan, przeznaczone do probówek wirówkowych o pojemności 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 10 ml, 15 ml lub 50 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na probówki
	K-7760	Platforma SV-4/30	4 miejsca	50 ml
	K-7761	Platforma SV-8/15	8 miejsc	15 ml
	K-7762	Platforma SV-10/10	10 miejsc	10 ml
	K-7763	Platforma SV-16/8	8/8/16 miejsc	0,2/0,5/1,5 ml

Opis

Platformy kompatybilne z wytrząsarką typu vortex [Multi Speed MSV-3500](#) firmy Biosan.

Nasadka **SV-4/30** ma 4 miejsca na probówki o poj. 50 ml (śr. 30 mm). Platforma **SV-8/15** pozwala na wytrząsanie do 8 probówek o poj. 15 ml (śr. 17 mm). Z kolei nasadka **SV-10/10** jest przeznaczona do pracy z 10 probówkami o poj. 10 ml. Platforma **SV-16/8** ma 16 miejsc na mikroprobówki o poj. 1,5 ml (śr. 11 mm), 8 miejsc na probówki o poj. 0,5 ml (śr. 8 mm) i 8 miejsc na probówki o poj. 0,2 ml (śr. 6 mm).