



Akcesoria do łaźni wodnej WB-4MS



Statywy do łaźni wodnej WB-4MS firmy Biosan. Cztery modele odpowiednie dopasowane do najpopularniejszych typów probówek.

Miniatura



Nr-art.

K-7791

Nazwa

Stelaż TR-5/30

Na probówki

śr. 30 mm



K-7792

Stelaż TR-16/19

śr. 16-19 mm



K-7793

Stelaż TR-30/13

śr. 10-13 mm



K-7794

Stelaż TR-44/11

1,5/2,0 ml

Opis

Statywy do [łaźni wodnej WB-4MS](#) firmy Biosan pozwalają na termostatowanie najpopularniejszych typów probówek.

Stelaż TR-5/30 pomieści do 5 probówek typu Falcon o poj. 50 ml. Statyw TR-16/19 przeznaczony jest na 16 probówek o śr. od 16 do 19 mm, np. probówki typu Falcon o poj. 15 ml. Z kolei w statywie TR-30/13 można termostatować do 30 probówek o śr. od 10 do 13 mm. Natomiast stelaż TR-44/11 posiada 44 miejsca na probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml lub 2 ml.

W łaźni wodnej WB-4MS można umieścić jednocześnie do 2 statywów z serii TR.