



Akcesoria do aspiratorów butelkowych FTA



Akcesoria kompatybilne z aspiratorami Biosan. Adapter MA-8, wydłużona rurka o dł. 2 m oraz zestaw akcesoriów HAS-1.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do modelu
	K-7861	8-kanałowy adapter MA-8	FTA-1, FTA-2i
	K-7862	Wydłużona rurka	FTA-2i
	K-7863	Zestaw akcesoriów HAS-1	FTA-2i

Opis

Akcesoria do aspiratorów butelkowych Biosan. Adapter MA-8 jest kompatybilny z aspiratorami [FTA-1](#) i [FTA-2i](#). Jest to autoklawowalna 8-kanałowa końcówka, która ułatwia pracę z płytkami mikrotitracyjnymi.

Dla aspiratora FTA-2i dostępna jest również wydłużona rurka K-7862 o długości 2 m. Dostarczana jest ona ze złączkami i adapterem MA-U.

Zestaw akcesoriów HAS-1 przeznaczony jest do aspiratora [FTA-2i](#). W skład zestawu HAS-1 wchodzi:

- adapter 1-kanałowy ze zrzutnikiem końcówek 200 µL, igłą ze stali nierdzewnej o dł. 40 mm i o dł. 125 mm,
- adapter 8-kanałowy ze zrzutnikiem końcówek 200 µL i igłami ze stali nierdzewnej o długości 35 mm,
- statyw SH-6.

Wszystkie elementy zestawu mogą być autoklawowane.