



Czajnik laboratoryjny

SEVERIN

Bezprzewodowy czajnik na wodę. Wyposażony w system zabezpieczający przed przegrzaniem, funkcję automatycznego wyłączenia po osiągnięciu temperatury wrzenia, ukryty element grzejny, lampkę kontrolną, zwój kabla.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Moc
	2-1160	Czajnik z obudową ze stali szlachetnej	1,0 l	1800 W
	2-1162	Czajnik z obudową z tworzywa sztucznego	1,7 l	2200 W

Opis

Bezprzewodowy czajnik na wodę. Wyposażony w system zabezpieczający przed przegrzaniem, funkcję automatycznego wyłączenia po osiągnięciu temperatury wrzenia, ukryty element grzejny, lampkę kontrolną, zwój kabla.

Zasilanie: 230 Volt/50 Hz.

1. Czajnik z obudową ze stali szlachetnej.

Pojemność: 1,0 l.

Moc: ok. 1800 W.

Uchwyt z tworzywa sztucznego izolujący ciepło.

2. Czajnik z obudową z tworzywa sztucznego.

Pojemność: 1,7 l.

Moc: ok. 2200 W.

Wyposażony w obustronny, przeźroczysty wskaźnik poziomu wody oraz sitko.