



Termos z szeroką szyjką

Termos dostarczany jest w zestawie z pokrywką gwintowaną i uchwytem do noszenia. Naczynie posiada dwa wkłady – jeden głęboki, drugi płaski. Wnętrze wykonane jest z lustrzanego szkła izolacyjnego. Obudowa natomiast wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	2-5004	Termos - śr. otworu 100 mm	1,20 l

Opis

Termos dostarczany jest w zestawie z pokrywką gwintowaną i uchwytem do noszenia. Naczynie posiada dwa wkłady – jeden głęboki, drugi płaski. Wnętrze wykonane jest z lustrzanego szkła izolacyjnego. Obudowa natomiast wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.

Wymiary wew. (śr. x wys.): 100 x 170 mm.

Wymiary zew. (śr. dol. x śr. gór. x wys.): 160 x 140 x 252 mm.

Ciężar: 400 g.

Pojemność: 1,20 l.