



Akcesoria do rotatorów Loopster



Akcesoria do rotatora Loopster. Talerze obrotowe i zapasowe zatrzaski przeznaczone są do probówek o różnych średnicach i pojemnościach. Talerze są kompatybilne z rotatorem Loopster basic i Loopster digital.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	K-4724	Talerz obrotowy DS 1 - na 48 probówek o poj. 1,5 ml i średnicy 10 mm	-	0004524000
	K-4725	Talerz obrotowy DS 2 - na 24 probówek o poj. 5 ml i średnicy 12 mm	-	0004524100
	K-4726	Talerz obrotowy DS 3 - na 20 probówek o poj. 15 ml i średnicy 16 mm	-	0004524200
	K-4727	Talerz obrotowy DS 4 - na 12 probówek o poj. 30 ml i średnicy 25 mm	-	0004524300
	K-4728	Talerz obrotowy DS 5 - na 12 probówek o poj. 50 ml i średnicy 28 mm	-	0004524400
	K-4729	Talerz obrotowy DS 6 - uniwersalny - bez zatrzasków	-	0004524500
	K-4730	Zatrzaski zapasowe DS 6.1 - do probówek o śr. 10 mm	12 szt.	0004524600
	K-4731	Zatrzaski zapasowe DS 6.2 - do probówek o śr. 12 mm	12 szt.	0004524700
	K-4732	Zatrzaski zapasowe DS 6.3 - do probówek o śr. 16 mm	12 szt.	0004524800
	K-4733	Zatrzaski zapasowe DS 6.4 - do probówek o śr. 25 mm	12 szt.	0004524900
	K-4734	Zatrzaski zapasowe DS 6.5 - do probówek o śr. 28 mm	12 szt.	0004525000

Opis

Akcesoria do [rotatora Loopster](#). Talerze obrotowe DS 1 – DS 5 przeznaczone są do najczęściej spotykanych probówek wirówkowych o poj. 1,5 ml, 5 ml, 15 ml, 30 ml oraz 50 ml. Uniwersalny talerz obrotowy K-4729 dostarczany jest bez zatrzasków. Pozwala on, w połączeniu z dostępnymi zatrzaskami DS 6.1 – DS 6.5, na indywidualne zaprojektowanie i skompletowanie talerza odpowiedniego dla specyficznych potrzeb użytkownika.

Talerze są kompatybilne z rotatorem Loopster basic i Loopster digital.

Zatrząski zapasowe są dostarczane w opakowaniach zawierających 12 sztuk.