

Akcesoria do termostatów ICC



Akcesoria uzupełniające ofertę termostatów cyrkulacyjno-zanurzeniowych firmy IKA. Pokrywy do łaźni oferowane są w trzech rozmiarach: S, M oraz L.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Nr producenta
	K-4760	Pokrywa mała CS.ICC	S	0004471500
	K-4761	Pokrywa średnia CM.ICC	M	0025000290
	K-4762	Pokrywa duża CL.ICC	L	0004471600

Opis

Akcesoria uzupełniające ofertę termostatów cyrkulacyjno-zanurzeniowych firmy IKA.

Pokrywy do łaźni oferowane są w trzech rozmiarach: S, M oraz L. Są kompatybilne z łaźniami z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Rozmiary łaźni do termostatów zanurzeniowych IKA również występują w trzech rozmiarach: S, M oraz L. Ułatwia to dopasowanie odpowiedniej pokrywy.

Mała pokrywa pasuje do modeli: [ICC basic eco 8](#) oraz [ICC control eco 8](#). Natomiast duża – do modeli: [ICC basic eco 18](#) oraz [ICC control eco 18](#).

Pokrywy do termostatów ICC ograniczają parowanie i zapewniają większą stabilność temperatury. Zmniejszają również prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wody lub innego medium znajdującego się w łaźni.