



## Dwustronne płyty ociekowe



Dwustronne stołowe płyty ociekowe, pozwalające na optymalne wykorzystanie przestrzeni w laboratorium. Wyjątkowo stabilne. Stelaż płyt wykonany z PVC, pręty zaś z PP. Wyposażone w wyjmowaną tackę zbierającą wodę. Pręty można z łatwością montować w dowolnej konfiguracji na stelażu płyty.

### Miniatura



Nr-art.

N-0103

Nazwa

Dwustronna płyta ociekowa

Wymiary

40 x 40 cm



N-0104

Dwustronna płyta ociekowa

50 x 50 cm



N-0105

Dwustronna płyta ociekowa

60 x 60 cm

### Opis

Dwustronne stołowe płyty ociekowe, pozwalające na optymalne wykorzystanie przestrzeni w laboratorium. Wyjątkowo stabilne. Stelaż płyt wykonany z PVC, pręty zaś z PP. Wyposażone w wyjmowaną tackę zbierającą wodę. Pręty można z łatwością montować w dowolnej konfiguracji na stelażu płyty.

#### Wyposażenie:

**Nr art. N-0103:** pręty o dł. 60 mm – 5 szt., dł. 100 mm – 26 szt., pręty przedłużające o dł. 150 mm (do nakładania na pręty o dł. 100 mm) – 2 szt.

**Nr art. N-0104:** pręty o dł. 60 mm – 10 szt., dł. 100 mm – 39 szt., pręty przedłużające o dł. 150 mm (do nakładania na pręty o dł. 100 mm) – 4 szt.

**Nr art. N-0105:** pręty o dł. 60 mm – 15 szt., dł. 100 mm – 56 szt., pręty przedłużające o dł. 150 mm (do nakładania na pręty o dł. 100 mm) – 6 szt.