



Szklanki laboratoryjne ze szkła Duran - Schott Verran



Szklanka laboratoryjna z uchwytem. Wykonana ze szkła Duran. Odporna na wysoką temperaturę.

Miniatura



Nr-art.

2-1085

Nazwa

Szklanki laboratoryjne ze szkła Duran - z uchwytem

Szt./Op.

6 szt.

Opis

Szklanka laboratoryjna z uchwytem. Wykonana ze szkła Duran. Odporna na wysoką temperaturę.

Pojemność: 250 ml.

Opakowanie zawiera 6 sztuk.