



Parownice szklane z wylewem

Parownice szklane z wylewem, wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 o wysokiej odporności chemicznej i termicznej. Stabilna podstawa ułatwia pracę, a wylew pozwala na precyzyjne przelewanie cieczy. Dostępne w pojemnościach 45-320 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1268	Parownica szklana z wylewem	45 ml	60 mm	30 mm
	S-1269	Parownica szklana z wylewem	160 ml	90 mm	45 mm
	S-1270	Parownica szklana z wylewem	320 ml	120 mm	60 mm

Opis

Parownice szklane z wylewem wykonane są ze szkła borokrzemowego 3.3, które charakteryzuje się dużą odpornością chemiczną oraz termiczną. Dzięki temu naczynia mogą być wykorzystywane do powolnego odparowywania roztworów, ogrzewania oraz innych procesów wymagających szkła o wysokiej trwałości.

Parownice dostępne są w pojemnościach 45-320 ml. Wylew umożliwia komfortowe i kontrolowane przelewanie cieczy, natomiast wzmocnione obrzeże zwiększa wytrzymałość naczynia. Płaska podstawa zapewnia stabilność podczas pracy.

Parownice te są **odporne na działanie roztworów obojętnych, zasadowych oraz wielu kwasów i związków organicznych**. Gładka powierzchnia szkła ułatwia czyszczenie po zakończonych procesach.

Parownice szklane z wylewem stanowią uniwersalne wyposażenie laboratoriów chemicznych, dydaktycznych i analitycznych, sprawdzając się podczas przygotowywania roztworów i odparowywania cieczy.