



Kubek porcelanowy z nadrukiem neoLab

FOR MY LAB
neoLab[®]

Kubek porcelanowy z nadrukiem i uchwytem. Możliwość mycia w zmywarce.

Miniatura



Nr-art.

2-1086

Nazwa

Kubek porcelanowy z nadrukiem neoLab

Pojemność

ok. 200 ml

Opis

Kubek porcelanowy z nadrukiem i uchwytem. Możliwość mycia w zmywarce.

Pojemność: ok. 200 ml.