



## Krzesło laboratoryjne

Krzesło laboratoryjne z 5 rolkami i miękkim siedziskiem z pianki poliuretanowej o gr. 4 cm. Czyszczenie za pomocą tradycyjnych środków czyszczących. Siedzisko jest odporne na przecięcia, słabe kwasy, iskry i smary. Z możliwością regulacji nachylenia.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                           | Regulacja wysokości |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|
|  | 1-1142  | Krzesło laboratoryjne z rolkami | 45-58 cm            |

### Opis

Krzesło laboratoryjne z 5 rolkami i miękkim siedziskiem z pianki poliuretanowej o gr. 4 cm. Czyszczenie za pomocą tradycyjnych środków czyszczących. Siedzisko jest odporne na przecięcia, słabe kwasy, iskry i smary. Z możliwością regulacji nachylenia.