



Taboret

Praktyczny taboret wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Przydatny w biurze, laboratorium, praktyce lekarskiej itp. Stabilna podstawa z 6 rolkami obrotowymi. Siedzisko obite miękką warstwą materiału zmywalnego.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



2-2051

Taboret czarny, siedzisko w kolorze czerwonym



2-2053

Taboret czarny, siedzisko w kolorze antracytowym

Opis

Praktyczny taboret wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Przydatny w biurze, laboratorium, praktyce lekarskiej itp. Stabilna podstawa z 6 rolkami obrotowymi. Siedzisko obite miękką warstwą materiału zmywalnego.

Regulacja wysokości siedziska: od 450 do 630 mm, przy pomocy pneumatycznego podnośnika bezpieczeństwa.

Kolor siedziska: czerwony lub antracytowy.

Kolor taboretu: czarny.

Model: Gerd Lange.