




Szczotka laboratoryjna - włosie z brązu

Materiał włosia: brąz 0.15

Długość całkowita: 300 mm

Długość szczotki: 100 mm

Średnica szczotki: 15 mm

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. główki	Dł. całk.	Szt./Op.
	B-3624	Szczotka laboratoryjna - włosie z brązu	15 mm	300 mm	1 szt.

Opis

Materiał włosia: brąz 0.15

Długość całkowita: 300 mm

Długość szczotki: 100 mm

Średnica szczotki: 15 mm