




## Podpórka do stania, do pomieszczeń sterylnych

Podpórka przeznaczona do pracy w pozycji stojącej, również z możliwością siedzenia. Siedzisko wykonane z czarnej pianki poliuretanowej, wyposażone w uchwyt do przenoszenia, obrotowe. Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego. Czarna aluminiowa podstawa krzyżowa na stopkach ślizgowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Regulacja wysokości
	1-1209	Podpórka do stania, do pomieszczeń sterylnych	ok. 56-88 cm

### Opis

Podpórka przeznaczona do pracy w pozycji stojącej, również z możliwością siedzenia. Siedzisko wykonane z czarnej pianki poliuretanowej, wyposażone w uchwyt do przenoszenia, obrotowe. Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego. Czarna aluminiowa podstawa krzyżowa na stopkach ślizgowych.

Podpórka jest przeznaczona zwłaszcza do pomieszczeń sterylnych klasy S1 i S2. Łatwa w dekontaminacji. Polecana do laboratoriów biotechnologicznych.