





## Drabinki

Drabinki aluminiowe do laboratorium, 2 lub 3-stopniowe. Łatwe do przesunięcia, złożenia i schowania. Przy obciążeniu drabinki rolki chowają się automatycznie. W kolorze żółtym lub aluminiowym. Stopień górny o szer. ok. 20 cm. Wykonane według norm EN 131, DIN 4569, TÜV/GS. Obciążenie do 150 kg.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-1978	Drabinka - 2 x 2 stopnie - wys. 44 cm	żółty
	2-1979	Drabinka - 2 x 3 stopnie - wys. 66 cm	metaliczny

### Opis

Drabinki aluminiowe do laboratorium, 2 lub 3-stopniowe. Łatwe do przesunięcia, złożenia i schowania. Przy obciążeniu drabinki rolki chowają się automatycznie. W kolorze żółtym lub aluminiowym. Stopień górny o szer. ok. 20 cm. Wykonane według norm EN 131, DIN 4569, TÜV/GS. Obciążenie do 150 kg.