




## Szczotka laboratoryjna - włosie z mosiądzu

Materiał włosia: mosiądz 0.15.

**Długość całkowita:** 300 mm.

**Długość szczotki:** 100 mm.

**Średnica szczotki:** 25 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. główki	Dł. całk.	Szt./Op.
	B-3623	Szczotka laboratoryjna - włosie z mosiądzu	25 mm	300 mm	1 szt.

### Opis

Materiał włosia: mosiądz 0.15.

**Długość całkowita:** 300 mm.

**Długość szczotki:** 100 mm.

**Średnica szczotki:** 25 mm.