



Probówki ze szkła sodowo-wapniowego z prostym brzegiem



Probówki ze szkła sodowo-wapniowego. Posiadają prosty brzeg i zaokrąglone dno. W opakowaniu znajduje się 250 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Brzeg	Śr. x wys.	Gr. ścianki	Szt./Op.
	B-0238	Probówki ze szkła sodowo-wapniowego	z prostym brzegiem	16 x 160 mm	0,6 mm	250 szt.

Opis

Probówki laboratoryjne wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Posiadają zaokrąglone dno i prosty brzeg. Średnica probówki to **16 mm**, a jej wysokość – **160 mm**. Grubość ścianki wynosi **0,6 mm**. W opakowaniu zbiorczym znajduje się **250 sztuk**.